

2

KaWe MedCenter 5000 · Diagnostik-Sets KaWe MedCenter 5000 · Diagnostic Sets




Technische Daten:

- Netzanschlussspannung:
100-230 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 3,5 V
- Ausgangsstrom:
max. 2000 mA

Technical data:

- connection voltage:
100-230 V, 50/60 Hz
- output voltage: 3.5 V
- output current: max. 2000 mA



MERKMALE | FEATURES

- modernes, innovatives Design
- 24 Stunden Einsatzbereitschaft
- Stand-by Modus (memorized light function)
- dimmbarer Tastschalter zur Lichtregulierung
- längere Lebensdauer der Lampen durch schonende, gepulste Anlaufphase
- ergonomische Griffe
- „KaWe STS -Technology“ mit Soft-touch handle
- Ein- und Abschalt-Automatik
- einfache Reinigung
- mit Diebstahlsicherung
- leichte Wandmontage
- modern, innovative design
- 24 h operational readiness
- stand-by-mode (memorized light function)
- dimmable touch switch for light control
- longer lifetime of the lamps due to gentle, pulsed start-up phase
- ergonomic handles
- KaWe STS-Technology with soft-touch handle
- automatic on/off switch
- easy cleaning
- anti-theft system
- easy wall mounting

KaWe MedCenter 5000

WANDSTATION | WALL-MOUNTED DIAGNOSTIC SET

Hochwertige Elektronik in einer Wandstation vereint – unser smartes KaWe MedCenter 5000.

Alle Geräte verfügen über ergonomische Griffe mit einer einzigartigen, dimmbaren Beleuchtungsregulierung, dem anwenderfreundlichen "Soft-Touch-System" (KaWe STS). Mit der sogenannten "KaWe STS-Technology" regulieren Sie mit weichem Druck die Lichtintensität je nach Bedarf herauf oder herunter. Die zuletzt regulierte Beleuchtungsstärke bleibt bei Entnahme der Griffe bestehen (memorized light function). Die Geräte sind außerdem mit einer Diebstahlsicherung vor unbefugten Zugriffen geschützt. Die KaWe MedCenter 5000 Wandstation vereint damit hohe technische Qualität mit Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Anwendung.

A combination of high-quality electronics all in one wall-mounted unit – our smart KaWe MedCenter 5000.

All of the instruments have ergonomic handles with unique dimmable light switches, the user-friendly "soft-touch-system" (KaWe STS). With this STS technology, soft push buttons are used to adjust the light intensity as needed. The last used light intensity setting is saved even after the handle is removed (memorized light function). The instruments also have a theft-deterrent system to guard against unauthorized use. The KaWe MedCenter 5000 wall-mounted station combines high technical quality with reliability and user safety.

46

KaWe EUROLIGHT E25 – Detailansicht | Detailed view



	Blenden	Apertures
	Spaltblende – zur Unterscheidung bei Niveaudifferenzen (z.B. bei Tumoren oder Papillenödem)	Slit aperture – to differentiate level differences (e.g. in the case of tumors or papilloedema)
	Großer Kreis – für normale Fundus-Untersuchungen	Large circle – for normal fundus examinations
	Kleiner Kreis – zur Reflexreduzierung bei kleinen Pupillen	Small circle – for reflex reduction when the pupils are small
	Halbkreis – zur Reflexreduzierung bei kleinen Pupillen	Semi-circle – for reflex reduction when the pupils are small
	Großer Kreis – grün (rotfrei) zur Erkennung feiner Gefäßveränderungen, filtert rote Lichtstrahlen im Beobachterfeld.	Large circle – green (red-free) for the recognition of fine vessel modifications, filters red light beams within the observation field
	Fixierhilfe zur Feststellung von zentralen und exzentrischen Fixationen	Fixing aid for the determination of central and eccentric fixations

KaWe MedCenter 5000 Sets

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SETS
OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SETS



3,5 V

F.O. LED E25

REF 02.85030.002

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe,
mit wechselbarem Netzstecker,
inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles,
with exchangeable mains plug
incl. wall-mounting set



LED hp

Otoskop-Kopf*, night

Otoscope head*, night

REF 01.73550.021

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power

LED high power-Lampe

LED high power bulb

3-fache Lupenvergrößerung

3X-magnification

REF 12.75253.003



XH

S

Ophthalmoskop-Kopf, schwarz

Ophthalmoscope head, black

REF 01.85255.021

KaWe EUROLIGHT E25

KaWe EUROLIGHT E25

Xenon/Halogen-Lampe

xenon/halogen bulb

5 Blenden

5 apertures

mit Korrektionslinsenrad, 1-stufig,
-36 bis +35 Dioptrienwith lens correction dial, single dioptr steps,
-36 to +35 dioptr

REF 12.75234.003

71 Linsen, Polarisationsfilter

71 single dioptr steps, polarizing filter



3,5 V

C / E56 (US)

REF 02.85010.002

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe,
mit wechselbarem Netzstecker,
inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles,
with exchangeable mains plug
incl. wall-mounting set



XL

Otoskop-Kopf*, night

Otoscope head*, night

REF 01.73320.021

KaWe PICCOLIGHT C

KaWe PICCOLIGHT C

Xenon-Lampe

xenon bulb

3-fache Lupenvergrößerung

3X-magnification

REF 12.75241.003



XH

6

Ophthalmoskop-Kopf, night

Ophthalmoscope head, night

REF 01.87566.021

KaWe PICCOLIGHT E56 (US)

KaWe PICCOLIGHT E56 (US)

Xenon/Halogen-Lampe

xenon/halogen bulb

6 Blenden

6 apertures

mit Korrektionslinsenrad stufenweise
von +20 bis -20 Dioptrienwith lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptr

REF 12.75232.003



*Zubehör

*Accessories

nur mit Ohrtrichter 2,5 / 4,0 mm für
KaWe PICCOLIGHT Otoskope verwendbar
bestellen Sie auch alternativ das praktische
Ohrtrichtermodul REF 02.84001.002

only to be used with 2.5/4.0 mm ear funnels
for KaWe PICCOLIGHT otoscopes
alternatively, the practical ear funnel module
REF 02.84001.002 may also be ordered

KaWe MedCenter 5000 Sets

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SETS
OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SETS



3,5 V

F.O.LED E56 (EU)

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe, mit wechselbarem Netzstecker, inkl. Wandmontage-Set

Otoskop-Kopf*, night

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power-Lampe
3-facher Lupenvergrößerung

Ophthalmoskop-Kopf, night

KaWe PICCOLIGHT E56, EU
Xenon/Halogen-Lampe
6 Blenden
Grünfilter
mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles, with exchangeable mains plug incl. wall-mounting set

Otoscope head*, night

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification

Ophthalmoscope head, night

KaWe PICCOLIGHT E56, EU
xenon/halogen bulb
6 apertures
green filter
with lens correction dial in steps from +20 to -20 dioptres

REF 02.85021.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003

REF 01.87561.021

REF 12.75232.003



LED hp



XH



6

EU



3,5 V

F.O.LED E56 (US)

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe, mit wechselbarem Netzstecker, inkl. Wandmontage-Set

Otoskop-Kopf*, night

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power-Lampe
3-facher Lupenvergrößerung

Ophthalmoskop-Kopf, night

KaWe PICCOLIGHT E56, US
Xenon/Halogen-Lampe
6 Blenden
Blaufilter
mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles, with exchangeable mains plug incl. wall-mounting set

Otoscope head*, night

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification

Ophthalmoscope head, night

KaWe PICCOLIGHT E56, US
xenon/halogen bulb
6 apertures
blue filter
with lens correction dial in steps from +20 to -20 dioptres

REF 02.85020.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003

REF 01.87566.021

REF 12.75232.003



LED hp



XH



6

US



*Zubehör

nur mit Ohrtrichter 2,5 / 4,0 mm für KaWe PICCOLIGHT Otoskope verwendbar
oder Sie bestellen alternativ das praktische Ohrtrichtermodul REF 02.84001.002

*Accessories

only to be used with 2.5/4.0 mm ear funnels for KaWe PICCOLIGHT otoscopes
alternatively, the practical ear funnel module REF 02.84001.002 may also be ordered

KaWe MedCenter 5000

MODULE | MODULES



49

Module | module

1 Grundmodul mit 1 Griff und wechselbarem Netzstecker, inkl. Wandmontage-Set

Basic module with 1 handle and universal mains plug incl. wall mounting set

REF 02.81000.002

2 Grund- und Ausbaumodul mit 2 Griffen und wechselbarem Netzstecker, inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module with 2 handles and universal mains plug incl. wall mounting set

REF 02.81001.002

3 Ausbaumodul mit 1 Griff

Add-on module with 1 handle

REF 02.84000.002

4 Ohrtrichtermodul mit 2 Aufbewahrungsröhrchen inkl. je 20 x Ø 2,5 mm / 4,0 mm Einweg-Ohrtrichter

Ear funnel module with 2 small storage tubes each with 20 x Ø 2.5 mm / 4.0 mm disposable ear funnels

REF 02.84001.002

Hinweis: Das KaWe MedCenter 5000 ist mit maximal drei Griffen verwendbar!

Note: The KaWe MedCenter 5000 can be used with a maximum of three handles!

Wandmontage-Set bestehend aus:
1 x Aufhängevorrichtung, 5 Schrauben mit Dübel, Wechselbarer Netzstecker EU (240V), US (110V), GB (240V)

Wall mounting set consisting of:
1 x mounting fixture, 5 screws with anchors, exchangeable mains plug EU (240V), US (110V), GB (240V)



KaWe MASTERMED C

REF 04.32750.232

5 Wandmodell
Aneroid-Blutdruckmessgerät, zur Anwendung mit Wandstation KaWe MedCenter 5000, 150 mm Skalendurchmesser, Skalierung 0 - 300 mmHg, schwenkbare Halterung 80°, Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten, Spiralschlauch mit Aktionsradius: 3 m weitere Merkmale

Wall-mounted model
Aneroid blood pressure measuring device, for use with the wall-mounted KaWe MedCenter 5000 work station, 150 mm scale diameter, scaling: 0-300 mmHg, mounting bracket swivels 80°, screws and wall anchors are included, spiral hose with a range of 3 m further features

KaWe MedCenter 5000

OTOSKOP-KÖPFE | OTOSCOPE HEADS



1

KaWe PICCOLIGHT C, F.O.

1	3,5 V	Otoskop-Kopf C	Otoscope head C	REF 01.73320.021
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		night	night	



2

2	3,5 V	Otoskop-Kopf F.O.	Otoscope head F.O.	REF 01.73550.021
	LED hp	LED high power	LED high power	
		night	night	

50

OPHTHALMOSKOP-KÖPFE | OPHTHALMOSCOPE HEADS



3

KaWe EUROLIGHT E25

3	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf E25	Ophthalmoscope head E25	REF 01.85255.021
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		schwarz	black	
	5	5 Blenden	5 apertures	



4

KaWe PICCOLIGHT E56

4	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf E56 (EU)	Ophthalmoscope head E56 (EU)	REF 01.87561.021
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		night	night	
	6	6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	



5

5	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf E56 (US)	Ophthalmoscope head E56 (US)	REF 01.87566.021
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		night	night	
	6	6 Blenden	6 apertures	
	US	Blaufilter	blue filter	

XL Xenon-Lampe / xenon bulb
LED LED-Lampe / LED bulb

XH Xenon/Halogen-Lampe / xenon/halogen bulb

ÜBERSICHT | OVERVIEW

ÜBERSICHT OVERVIEW		KaWe EUROLIGHT							KaWe COMBILIGHT						KaWe PICCOLIGHT						
		Basic Set C10	Basic Set C10 / E10	Basic Set C10 / E15	Basic Set C10 / E16	C10 / E10	Pro Set LED	F0.30 LED / hp / E36	F0.30 / E36	F0.30 / E36	F0.30 / E36	F0.30 / E36	F0.30 LED / s / E36	F0.30 LED / hp / E36	C / E50	F.O. / E50	F.O. / E56	F.O. / E56	F.O. LED / s / E56	F.O. LED / s / E56	Piccolight LED
Versorgungsspannung [V] Supply voltage [V]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Filter filter					EU		EU	EU	EU	EU	US	EU	EU	EU			EU	US	EU	US	US
Otoskop-Kopf otoscope head	Vakuum-Lampe vacuum bulb	•	•	•	•	•															
	Xenon-Lampe xenon bulb								•	•	•	•				•	•	•			
	LED standard-Lampe LED standard bulb						•						•		•				•	•	•
	LED high power-Lampe LED high power bulb							•						•							
	Finoff-Zubehör Finoff accessories											•		•							
Ophthalmoskop-Kopf ophthalmoscope head	Vakuum-Lampe vacuum bulb	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•				•	•	
	Xenon/Halogen-Lampe xenon/halogen bulb							•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
	LED																				•
	1 Blende 1 aperture		•			•									•	•					
	5 Blenden 5 apertures			•			•														
	6 Blenden 6 apertures				•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Griff handle	1 Metall-Griff (C) 1 metal handle (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	1 Kunststoff-Griff (AA) 1 plastic handle (AA)														•	•					
	2 Kunststoff-Griffe (AA) 2 plastic handles (AA)																•	•	•	•	•
aufladbar in * rechargeable in *	Ladestation KaWe MedCharge 4000 (mit KaWe Ladebatterie) Charging station KaWe MedCharge 4000 (with KaWe rechargeable battery)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•							
mögliche Energiequelle possible energy source	Batterie(n)* battery (batteries)*	•	•	•	•	•	•		•			•	•		•	•	•	•	•	•	•
	KaWe-Ladebatterie KaWe rechargeable battery	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•							
Lieferung erfolgt in packaged in	Tasche pouch					•									•	•					•
	Box box	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Farbauswahl color selection	night / sky / stone														•	•	•	•	•	•	•

*nicht im Lieferumfang enthalten / not included

Basic Set C10

OTOSKOP-SET | OTOSCOPE SET



2,5 V

Basic Set C10

REF 02.01000.002

1

2,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head

REF 01.73210.021



VL



KaWe COMBILIGHT C10

Vakuum-Lampe

Leuchtmittel REF 12.75111.013

Standardbeleuchtung

mit 3-facher Lupenvergrößerung

KaWe COMBILIGHT C10

vacuum bulb

illuminant REF 12.75111.013

standard illumination

with 3X-magnification

2

2,5 V

Griff

handle

REF 01.74110.002



Verschluss mit Schraube

dimmbar



Batterie-/Ladegriff C, mittel



Batterien: 2 Baby, Typ C

fastening screw connection

dimnable

battery/charging handle C, medium

batteries: 2 type C

Zubehör

accessories

3

3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm

3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm

4

2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm

2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm

5

2,5 V

Lampenträger gebogen

curved lamp support

6

Spatelhalter aus Kunststoff

blade holder made of plastic

7

Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube

nasal speculum, chrome-plated, with set screw

8

2,5 V

Ersatzlampe

spare bulb

9

Lieferung in weißer Hartschalenbox

packaged in a white hard-top box

REF 01.79103.001

REF 01.79102.001

REF 01.79201.001

REF 01.79202.001

REF 12.75111.013

REF 01.79207.022



auffladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery



Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Basic Set C10 / E10

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



53

2,5 V		Basic Set C10 / E10		REF 02.11001.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73210.021
		KaWe COMBILIGHT C10	KaWe COMBILIGHT C10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		Standardbeleuchtung	standard illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81100.001
		KaWe EUROLIGHT E10	KaWe EUROLIGHT E10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		1 Blende	1 aperture	
		Leuchtmittel REF 12.75114.003	illuminant REF 12.75114.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	2,5 V	Griff	handle	REF 01.74110.002
		Verschluss mit Schraube	fastening screw connection	
		dimmbar	dimmmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4		3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	REF 01.72101.001
5		2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79103.001
6	2,5 V	Lampenträger gebogen	curved lamp support	REF 01.79102.001
7		Spatelhalter aus Kunststoff	blade holder made of plastic	REF 01.79201.001
8		Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 01.79202.001
9	2,5 V	Ersatzlampe	spare bulb	REF 12.75111.013
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Basic Set C10 / E15

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V

Basic Set C10 / E15

REF 02.01008.002

1

2,5 V



VL



Otoskop-Kopf

KaWe COMBILIGHT C10
Vakuum-Lampe
Leuchtmittel REF 12.75111.013
Standardbeleuchtung
mit 3-facher Lupenvergrößerung

otoscope head

KaWe COMBILIGHT C10
vacuum bulb
illuminant REF 12.75111.013
standard illumination
with 3X-magnification

REF 01.73210.021

2

2,5 V



VL



Ophthalmoskop-Kopf

KaWe EUROLIGHT E15
Vakuum-Lampe
5 Blenden
Leuchtmittel REF 12.75113.003
mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptik

ophthalmoscope head

KaWe EUROLIGHT E15
vacuum bulb
5 apertures
illuminant REF 12.75113.003
with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptries
aspherical precision optics

REF 01.81155.001

3

2,5 V



Griff

Verschluss mit Schraube
dimmbar
Batterie-/Ladegriff C, mittel
Batterien: 2 Baby, Typ C

handle

fastening screw connection
dimnable
battery/charging handle C, medium
batteries: 2 type C

REF 01.74110.002

Zubehör

accessories

4

3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm

3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm

REF 01.72101.001

5

2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm

2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm

REF 01.79103.001

6

2,5 V

Lampenhalter gebogen

curved lamp support

REF 01.79102.001

7

Spatelhalter aus Kunststoff

blade holder made of plastic

REF 01.79201.001

8

Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube

nasal speculum, chrome-plated, with set screw

REF 01.79202.001

9

2,5 V

Ersatzlampe

spare bulb

REF 12.75111.013

10

Lieferung in weißer Hartschalenbox

packaged in a white hard-top box

REF 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Basic Set C10 / E16 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V		Basic Set C10 / E16 (EU)		REF 02.01104.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73210.021
		KaWe COMBILIGHT C10	KaWe COMBILIGHT C10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		Standardbeleuchtung	standard illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81161.001
		KaWe EUROLIGHT E16	KaWe EUROLIGHT E16	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter, asphärische Präzisionsoptik	green filter, aspherical precision optics	
		Leuchtmittel REF 12.75113.003	illuminant REF 12.75113.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
3	2,5 V	Griff	handle	REF 01.74110.002
		Verschluss mit Schraube	fastening screw connection	
		dimmbar	dimmmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4		3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	REF 01.72101.001
5		2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79103.001
6	2,5 V	Lampenträger gebogen	curved lamp support	REF 01.79102.001
7		Spatelhalter aus Kunststoff	blade holder made of plastic	REF 01.79201.001
8		Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 01.79202.001
9	2,5 V	Ersatzlampe	spare bulb	REF 12.75111.013
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe EUROLIGHT C10 / E10

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 1 Blende, 1 Griff | 2 heads, 1 aperture, 1 handle

2,5 V		KaWe EUROLIGHT C10 / E10		REF 02.11002.001
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73110.001
		KaWe EUROLIGHT C10	KaWe EUROLIGHT C10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		Standardbeleuchtung	standard illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81100.001
		KaWe EUROLIGHT E10	KaWe EUROLIGHT E10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		1 Blende	1 aperture	
		Leuchtmittel REF 12.75114.003	illuminant REF 12.75114.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	2,5 V	Griff	handle	REF 01.74110.002
		Verschluss mit Schraube	fastening screw connection	
		dimmbar	dimmmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4		Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	REF 01.78301.001
5		Lieferung in Tasche	packaged in pouch	

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe EUROLIGHT PRO SET LED 2,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



57

2,5 V		KaWe EUROLIGHT PRO SET LED 2,5 V		REF 02.15008.003
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73135.501
		KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED	KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED	
	LED	LED-Lampe	LED bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	
		Fiber Optik	fibre optics	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.84255.021
		KaWe EUROLIGHT E35 LED	KaWe EUROLIGHT E35 LED	
	LED	LED-Lampe	LED bulb	
		5 Blenden	5 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75156.003	illuminant REF 12.75156.003	
		mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +35 bis -36 Dioptrien, 1-stufig, 71 Linsen	with lens correction dial, incremental steps from +35 to -36 dioptres, single-diopter steps, 71 lenses	
		asphärische Präzisionsoptik, Polarisationsfilter	aspherical precision optics, polarizing light filter	
3	2,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		Metall-Batteriegriff C, mittel	metal charging handle C, medium	
		Zubehör	accessories	
4		Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
		Dauer-Ohrtrichter 2 x Ø 2,5 mm, 2 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 2 x Ø 2.5 mm, 2 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

REF 02.18004.002

1

3,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head

REF 01.73137.611



LED hp



KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED
LED high power-Lampe
Leuchtmittel REF 12.75253.003
Fiber Optik
mit 3-facher Lupenvergrößerung

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED
LED high power bulb
illuminant REF 12.75253.003
fibre optics
with 3X-magnification

2

3,5 V

Ophthalmoskop-Kopf

ophthalmoscope head

REF 01.85361.001



XH



EU



KaWe EUROLIGHT E36
Xenon/Halogen-Lampe
6 Blenden
Grünfilter
Leuchtmittel REF 12.75232.003
mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptik

KaWe EUROLIGHT E36
xenon/halogen bulb
6 apertures
green filter
illuminant REF 12.75232.003
with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptries
aspherical precision optics

3

3,5 V

Griff

handle

REF 01.74131.062



Click-Verschluss



Ophthalmoskop dimmbar
Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie,
nur in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000
verwendbar (» 180)

click-on connection
ophthalmoscope dimmable
charging handle C, medium, incl. Li-ion
rechargeable battery, only to be used with the
KaWe MedCharge 4000 charging station (» 180)

Zubehör

accessories

4

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

5

Lieferung in weißer Hartschalenbox

packaged in a white hard-top box

REF 01.79107.022

■ Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V		KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EU)		REF 02.23004.001
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73230.021
		KaWe COMBILIGHT F.O.30	KaWe COMBILIGHT F.O.30	
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013	
		Fiber Optik	fibre optics	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81361.001
		KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	2,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4		Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

2,5 V	KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EU)		REF 02.23014.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head
	KaWe COMBILIGHT F.O.30		KaWe COMBILIGHT F.O.30
XL	Xenon-Lampe		xenon bulb
	Leuchtmittel REF 12.75144.013		illuminant REF 12.75144.013
	Fiber Optik		fibre optics
	mit 3-facher Lupenvergrößerung		with 3X-magnification
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head
	KaWe EUROLIGHT E36		KaWe EUROLIGHT E36
XH	Xenon/Halogen-Lampe		xenon/halogen bulb
	6 Blenden		6 apertures
EU	Grünfilter		green filter
	Leuchtmittel REF 12.75132.003		illuminant REF 12.75132.003
	mit Korrektionslinsenrad		with lens correction dial
	stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien		incremental steps from +20 to -20 dioptries
	asphärische Präzisionsoptik		aspherical precision optics
3	2,5 V	Griff	handle
	Clic-Verschluss		click-on connection
	dimmbar		dimmable
	Batterie-/Ladegriff C, mittel		battery/charging handle C, medium
	Batterien: 2 Baby, Typ C		batteries: 2 type C
	Zubehör		accessories
4		Dauer-Ohrtrichter 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm
5	XL 2,5 V	Ersatzlampe, Xenon	spare bulb, xenon
6	HL 2,5 V	Ersatzlampe, Halogen	spare bulb, halogen
7		Nasenleuchte	nose light
8		Finoff-Leuchte XL	Finoff lamp XL
9		Kehlkopfspiegel gerade	laryngeal mirror, straight
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EU/US) 3,5 V

3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



61

3,5 V

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EU)

REF 02.24004.102

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (US)

REF 02.24005.102

1	3,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73232.021
		KaWe COMBILIGHT F.O.30	KaWe COMBILIGHT F.O.30	
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75241.003	illuminant REF 12.75241.003	
		Fiber Optik	fibre optics	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf (EU)	ophthalmoscope head (EU)	REF 01.85361.001
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf (US)	ophthalmoscope head (US)	REF 01.85366.001
		KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
	US	Blaufilter	blue filter	
		Leuchtmittel REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	3,5 V	Griff	handle	REF 01.74131.062
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie,	charging handle C, medium, incl. Li-ion	
		nur in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000	rechargeable battery, only to be used with the	
		verwendbar (» 180)	KaWe MedCharge 4000 charging station (» 180)	
		Zubehör	accessories	
4		Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included



KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

2,5 V		KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (EU)		REF 02.25004.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73230.521
		KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED	KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED	
	LED	LED-Lampe	LED bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	
		Fiber Optik	fibre optics	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81361.001
		KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	2,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		Ophthalmoskop dimmbar	ophthalmoscope dimmable	
		Batteriegriff C, mittel	battery handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4		Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022



KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



3,5 V		KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V		REF 02.28014.002
1	3,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73232.631
	LED hp	KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED	KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED	
		LED high power-Lampe	LED high power bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75253.003	illuminant REF 12.75253.003	
		LED-Beleuchtung	LED illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.85361.001
	XH	KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
		Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
	EU	6 Blenden	6 apertures	
		Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	3,5 V	Griff	handle	REF 01.74131.062
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		Ophthalmoskop dimmbar	ophthalmoscope dimmable	
		Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie,	charging handle C, medium, incl. Li-ion	
		nur in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000	rechargeable battery, only to be used with the	
		verwendbar (» 180)	KaWe MedCharge 4000 charging station (» 180)	
		Zubehör	accessories	
4		Dauer-Ohrtrichter 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm	REF 01.72211.001
5	XL 3,5 V	Ersatzlampe, Xenon	spare bulb, xenon	REF 12.75241.003
6	XH 3,5 V	Ersatzlampe, Xenon/Halogen	spare bulb, xenon/halogen	REF 12.75232.003
7		Nasenleuchte	nose light	REF 01.79305.001
8		Finoff-Leuchte XL	Finoff lamp XL	REF 01.79306.001
9		Kehlkopfspiegel gerade	laryngeal mirror, straight	REF 01.79307.001
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79112.022

KaWe PICCOLIGHT C / E50

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET


2,5 V
KaWe PICCOLIGHT C / E50

C / E50

night

night

C / E50

sky

sky

C / E50

stone

stone



REF 02.31001.021

REF 02.31001.232

REF 02.31001.262

1
2,5 V
Otoskop-Kopf
otoscope head


VL



KaWe PICCOLIGHT C

LED-Lampe

Leuchtmittel REF 12.75160.003

Standardbeleuchtung

mit 3-facher Lupenvergrößerung

KaWe PICCOLIGHT C

led bulb

illuminant REF 12.75160.003

standard illumination

with 3X-magnification

REF 01.73300.021

REF 01.73300.231

REF 01.73300.261

2
2,5 V
Ophthalmoskop-Kopf
ophthalmoscope head


VL



KaWe PICCOLIGHT E50

Vakuum-Lampe

1 Blende

Leuchtmittel REF 12.75112.003

mit Korrektionslinsenrad

stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien

asphärische Präzisionsoptik

KaWe EUROLIGHT E50

vacuum bulb

1 aperture

illuminant REF 12.75112.003

with lens correction dial

incremental steps from +20 to -20 dioptries

aspherical precision optics

REF 01.83500.021

REF 01.83500.231

REF 01.83500.261

3
2,5 V
Griff
handle


Batteriegriff AA

Batterien: 2 Mignon, Typ AA

battery handle AA

batteries: 2 Mignon, type AA

REF 01.74200.021

REF 01.74200.231

REF 01.74200.261

Zubehör
accessories
4

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

5

Lieferung in Tasche

Umverpackung = Karton

packaged in pouch

outer packaging = box

REF 01.78401.021

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E50

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



65

2,5 V

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E50

F.O. / E50

night

night



REF 02.33001.021

F.O. / E50

sky

sky

REF 02.33001.232

F.O. / E50

stone

stone

REF 02.33001.262

1

2,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head



KaWe PICCOLIGHT F.O.

KaWe PICCOLIGHT F.O.

XL

Xenon-Lampe

xenon bulb

REF 01.73310.021



Leuchtmittel REF 12.75144.013

illuminant REF 12.75144.013

REF 01.73310.231

Fiber Optik

fibre optics

REF 01.73310.261

mit 3-facher Lupenvergrößerung

with 3X-magnification

2

2,5 V

Ophthalmoskop-Kopf

ophthalmoscope head



KaWe PICCOLIGHT E50

KaWe PICCOLIGHT E50

VL

Vakuum-Lampe

vacuum bulb

REF 01.83500.021



1 Blende

1 aperture

REF 01.83500.231



Leuchtmittel REF 12.75112.003

illuminant REF 12.75112.003

REF 01.83500.261

mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptikwith lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptries
aspherical precision optics

3

2,5 V

Griff

handle



Batteriegriff AA

battery handle AA

REF 01.74200.021



Batterien: 2 Mignon, Typ AA

batteries: 2 Mignon, type AA

REF 01.74200.231

REF 01.74200.261

Zubehör

accessories

4

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

REF 01.78401.021

5

Lieferung in Tasche

packaged in pouch

Umverpackung = Karton

outer packaging = box

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E56 (EU/US)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E56 (EU/US)

EU

US

F.O. / E56

night

night

REF 02.33404.022

REF 02.33405.022

F.O. / E56

sky

sky

REF 02.33404.232

REF 02.33405.232

F.O. / E56

stone

stone

REF 02.33404.262

REF 02.33405.262

1 2,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head



KaWe PICCOLIGHT F.O.

KaWe PICCOLIGHT F.O.

XL

Xenon-Lampe

xenon bulb



Leuchtmittel REF 12.75144.013

illuminant REF 12.75144.013

Fiber Optik

fibre optics

mit 3-facher Lupenvergrößerung

with 3X-magnification

REF 01.73310.021

REF 01.73310.231

REF 01.73310.261

2 2,5 V

Ophthalmoskop-Kopf

ophthalmoscope head



KaWe PICCOLIGHT E56

KaWe PICCOLIGHT E56

XH

Xenon/Halogen-Lampe

xenon/halogen bulb



6 Blenden

6 apertures



Leuchtmittel REF 12.75132.003

illuminant REF 12.75132.003

mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptik

with lens correction dial incremental
steps from +20 to -20 dioptries
aspherical precision optics

REF 01.83561.021

REF 01.83566.021

REF 01.83561.231

REF 01.83566.231

REF 01.83561.261

REF 01.83566.261

3 2,5 V

2 Griffe

2 handles



Batteriegriff AA

battery handle AA



Batterien: je 2 Mignon, Typ AA

batteries: each 2 Mignon, type AA

REF 01.74200.021

REF 01.74200.231

REF 01.74200.261

Zubehör

accessories

4

Einweg-Ohrtrichter
10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

5

Lieferung in weißer Hartschalenbox

packaged in a white hard-top box

REF 01.79107.022

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT LED (US)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



Erhältlich in Farben
available in colors

 night
 sky
 stone

2 Köpfe, 6 Blenden, 2 Griffe | 2 heads, 6 apertures, 2 handles

2,5 V		KaWe PICCOLIGHT LED (US)		US	
F.O./E56 LED		night	night		REF 02.37405.021
F.O./E56 LED		sky	sky		REF 02.37405.231
F.O./E56 LED		stone	stone		REF 02.37405.261
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT F.O. LED	KaWe PICCOLIGHT F.O. LED			
LED	LED-Lampe	LED bulb			REF 01.73520.021
	Leuchtmittel REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003			REF 01.73520.231
	Fiber Optik	fibre optics			REF 01.73520.261
	mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification			
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT E56 LED	KaWe PICCOLIGHT E56			
LED	LED-Lampe	LED bulb			
	6 Blenden (US Blaufilter)	6 apertures (US blue filter)			
	Leuchtmittel REF 12.75155.003	illuminant REF 12.75155.003			
	mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial incremental steps from +20			
	stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	to -20 dioptries			
	asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics			
3	2,5 V	2 Griffe	2 handles		
	Batteriegriff AA	battery handle AA			REF 01.74200.021
	Batterien: je 2 Mignon, Typ AA	batteries: each 2 Mignon, type AA			REF 01.74200.231
					REF 01.74200.261
	Zubehör	accessories			
4	Mehrweg-Ohrtrichter	reusable ear funnels			
	10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm			
5	Lieferung in Tasche	packaged in pouch			REF 01.78401.021

 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Zubehör | Accessories

FÜR DIAGNOSTIK-SETS | FOR DIAGNOSTIC SETS

Weißer Hartschalen-Box | White hard-top box

box allein, weiß
box only, white



für | for
KaWe EUROLIGHT
KaWe COMBILIGHT

REF 01.79107.022

box allein, weiß
box only, white



für | for
KaWe COMBILIGHT
mit Finoff-Zubehör | with Finoff accessories

REF 01.79112.022

box allein, weiß
box only, white



für | for
Basic-Set

REF 01.79207.022

Taschen | Pouch

18 x 11 cm



für | for
KaWe PICCOLIGHT

REF 01.78401.021

22 x 13 cm



für | for
KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT

REF 01.78301.001

