




MERKMALE:

- Ergonomisches und modernes Design mit LED Technologie
- Hochleistungs-LED mit weißem, homogenem Licht für unterschiedliche diagnostische Anwendungen, z.B. im Dental- oder HNO-Bereich, etc.
- vergütete Glasoptik sorgt für optimale Ausleuchtung und weniger Wärme
- hoher Wirkungsgrad der LED, dadurch lange Ladebatterielaufzeit
- Aluminiumabdeckung an den Gelenken sorgt für Kühlung durch Konvektion und Strahlung, keine Zwangskühlung durch Kühlventilator notwendig, dadurch keine Lüftergeräusche
- stufenlose Einstellung der Leuchtfeldgröße und Irisblende, sowie des Beleuchtungswinkels
- verwendbar mit Binokularlupe
- stufenlose und einfache Einstellung des Kopfbandes durch integriertes Nivelliersystem, dadurch kein Stören durch Auftragen der Schrauben unter Kopfhäuben
- austauschbares Stirnpolster
- sehr leichtes Eigengewicht ca. 260 gr. ohne Ladebatterie für Kopfband, ca. 390 gr. mit Ladebatterie für Kopfband, dadurch optimaler Tragekomfort auch bei langfristiger Anwendung verbunden mit angenehmem Arbeiten
- schneller Austausch der Ladebatterien durch Clip-/Stecksystem

FEATURES:

- Ergonomic and modern design with LED technology
- High-powered LED with white, uniform light for all kinds of diagnostic applications, such as in dentistry, ear-nose-throat medicine, etc.
- Coated optics ensure optimal illumination and less heat development
- Highly-efficient LED, therefore long battery life
- Aluminum cover on the joints keeps the lamp cool through convection and radiation, eliminating the need for additional cooling with noisy fans
- Freely adjustable illumination area size, iris shutter, and illumination angle
- Can be used with binocular magnifying glasses
- Freely and easily adjustable headband thanks to an integrated leveling system. No troubling screws under hoods.
- Replaceable forehead padding
- Very lightweight headlamp: approx. 260 grams without rechargeable battery, approx. 390 grams with rechargeable battery. Optimal comfort is ensured even when used for long periods of time.
- Quick and easy replacement of the rechargeable batteries with the clip/plug system

Kopfleuchte KaWe HiLight LED H-800

KOPFLEUCHTE | HEADLAMP

LED Kopfleuchte H-800 | LED Headlamp H-800

- Kopfleuchte allein
- mit Ladestecker
- ohne Ladebatterie
- Headlamp only
- with plug
- without rechargeable battery



Li-Ion

Ladebatterie für Kopfband

Rechargeable battery for headband



Li-Ion

Ladebatterie für Gürtel mit Verbindungskabel

Rechargeable battery with connector cable



Technische Daten

ca. approx. 50.000 h	LED Lebensdauer
300-900 mm	Helligkeit* regulierbar in 5 Stufen
1300 - 4200 mm	Lichtspot regulierbar Abstand 200 mm
Lithium-Ion	Lichtspot regulierbar Abstand 1000 mm
ca. approx. 3 h	Ladebatterie
ca. approx. 3 h	Ladedauer Ladebatterie für Kopfband
ca. approx. 13.000 Lux	Ladedauer Ladebatterie für Gürtel
ca. approx. 4000 K	Lichtintensität bei einem Arbeitsabstand von 20 cm
ca. approx. 5-20 h	Farbtemperatur
ca. approx. 6-24 h	Betriebsdauer, Ladebatterie für Kopfband
100 V~ - 240 V~	Betriebsdauer, Ladebatterie für Gürtel
8,4 V	Spannung (Ladegerät)
3 W (LED)	Gewährleistung**
ca. approx. 260 gr.	24 Monate ab Verkaufsdatum
	Spannung Ladebatterie
	Leistung
	Gewicht ohne Ladebatterie

Technical data

LED life
brightness* adjustable with 5 settings
light spot adjustable at a distance of 200 mm
light spot adjustable at a distance of 1000 mm
rechargeable battery
charging time of rechargeable battery for headband
charging time of rechargeable battery for belt
light intensity with working distance of 20 cm
colour temperature
battery life of rechargeable battery for headband
battery life of rechargeable battery for belt
voltage (charger)
warranty**
24 months from date of purchase
rechargeable battery voltage
power
weight without rechargeable battery

*empfohlene Beleuchtungsstärken können der DIN EN 12464-1 entnommen werden / *recommended illumination can be found in the standard DIN EN 12464-1

**ausgenommen Ladebatterie / **not including rechargeable battery

Kopfleuchte KaWe HiLight LED H-800 Sets

SET 1



Set 1

- Kopfleuchte allein
- inkl. Ladestecker
- mit Ladebatterie für Kopfband

- Headlamp only
- incl. charging plug
- with rechargeable battery for headband

1	EU	REF 12.89310.112
2	GB	REF 12.89310.122
3	US	REF 12.89310.132

SET 2



Set 2

- Kopfleuchte allein
- inkl. Ladestecker
- mit Ladebatterie für Gürtel inkl. Verbindungskabel

- Headlamp only
- incl. charging plug
- with rechargeable battery for belt incl. connector cable

1	EU	REF 12.89311.212
2	GB	REF 12.89311.222
3	US	REF 12.89311.232

SET 3



Set 3

- Kopfleuchte allein
- inkl. Ladestecker
- mit Ladebatterie für Kopfband
- mit Ladebatterie für Gürtel inkl. Verbindungskabel

- Headlamp only
- incl. charging plug
- with rechargeable battery for headband
- with rechargeable battery for belt incl. connector cable

1	EU	REF 12.89312.312
2	GB	REF 12.89312.322
3	US	REF 12.89312.332

Kopfleuchte KaWe HiLight LED H-800

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

BINOKULARLUPE, ALLEIN* | BINOCULAR MAGNIFYING GLASSES, SEPARATE*



Binokularlupe, allein | Binocular magnifying glasses, separate

Kunststoffgehäuse mit Echtglasoptik
Vergrößerung x Arbeitsabstand

magnification x working distance
plastic housing with glass optics

1	2,5 x 340 mm	REF 12.89342.342
2	3,5 x 340 mm	REF 12.89343.342
3	2,5 x 420 mm	REF 12.89342.422
4	3,5 x 420 mm	REF 12.89343.422

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

LED-Kopfleuchte H-800
LED headlamp H-800

Kopfleuchte allein, ohne Lade-
batterie, ohne Ladestecker
Headlamp only, without rechar-
geable battery, without power
plug



Größe | size 13,5 - 21,5 cm

REF 12.89935.002

Ladebatterie, allein
rechargeable battery,
separate

für Kopfband
for headband



Größe | size 20,5 - 28,5 cm

REF 12.89950.102

Ladebatterie, allein
rechargeable battery,
separate

für Gürtel
for belt



Größe | size 27,5 - 36,5 cm

REF 12.89950.202

Verbindungskabel
connector cable

zu Ladebatterie für Gürtel
to rechargeable battery for belt



Größe | size 35,5 - 46,0 cm

REF 12.89940.001

Ladestecker
power plug

EU	GB	US
		
EU	REF 12.89960.102	
GB	REF 12.89960.202	
US	REF 12.89960.302	



*Kopfleuchte H-800 ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gewünschte Variante zusätzlich bestellen.
*The H-800 headlamp is not included. Please order the desired model separately.

Diagnostikleuchten | Diagnostic lights

FÜR DIE PRAXIS | FOR THE CLINIC



Für Augenuntersuchungen geeignet nach DIN EN 62471
suitable for eye examinations in accordance with DIN EN 62471 standards

Cliplight Diagnostikleuchte LED | Cliplight diagnostic light LED

- Für Augenuntersuchungen geeignet nach DIN EN 62471
- Metallgehäuse, eloxiert
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- in praktischer Blisterpackung
- Betriebsspannung: 3V
- Batterielebensdauer ca. 50 Stunden
- Nickelfrei
- Beleuchtungsstärke ca. 24.000 Lux
- Lebensdauer LED ca. 100.000 Stunden
- Länge ca. 13 cm
- VE = 6 St.

- suitable for eye examinations in accordance with DIN EN 62471 standards
- made of metal, anodized
- includes replaceable batteries
- practically packaged in blister pack
- operating voltage: 3V
- battery life: approx. 50 hours
- nickel-free
- light intensity approx. 24.000 Lux
- LED life approx. 100.000 hours
- length: approx. 13 cm
- PU = 6 items

rot red		REF 12.05401.014	lila violet		REF 12.05401.094
schwarz black		REF 12.05401.024	blau blue		REF 12.05401.234
gelb yellow		REF 12.05401.054	grau grey		REF 12.05401.264
VE = 6 St.			PU = 6 items		
farblich sortiert assorted colours			REF 12.05411.004		

Diagnostikleuchte, weiß Diagnostic light, white

- aus Metall
- mit Druckknopf
- inkl. auswechselbaren Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)

- made of metal
- with push button
- includes replaceable batteries 1.5 V (type AAA)



VE = 5 St. | PU = 5 items

weiß | white

REF 12.05100.071

KaWe DIALIGHT XL Diagnostikleuchte KaWe DIALIGHT XL diagnostic light

- Kunststoffkopf
- mit Xenon-Lampe 2,5 V (REF 12.75145.003)
- Batterien 1,5 V, Mignon (Typ AA)
- in Tasche

- plastic head
- with xenon bulb 2.5 V (REF 12.75145.003)
- batteries 1.5 V, mignon (type AA)
- with pouch



Länge ca. 13 cm, Ø ca. 2 cm | length approx. 13 cm, Ø approx. 2 cm

night REF 12.05302.021

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Spatelhalter | Tongue depressor holder

Spatelhalter zum einfachen Befestigen von Mundspateln an den Cliplight Diagnostikleuchten und Diagnostik-Leuchte, weiß.

Tongue depressor holder for easy attachment of wooden blades to the Cliplight diagnostic lights and diagnostic light, white.



VE = 5 St. | PU = 5 items

REF 12.05290.001

Tasche, allein | Pouch, separate

für KaWe DIALIGHT XL Diagnostikleuchten
REF 12.05302.021, 12.05302.231

for KaWe DIALIGHT XL diagnostic lights
REF 12.05302.021, 12.05302.231

schwarz | black

REF 01.78401.021



Diagnostikleuchten | Diagnostic lights

FÜR DIE PRAXIS | FOR THE CLINIC



Diagnostikleuchte med.lux LED | diagnostic light med.lux LED

- LED
- gemäß IEC 62471 für Augenuntersuchungen geeignet
- mit Druckknopf
- Dauerlichtfunktion
- aus Metall, eloxiert
- glatte Oberfläche
- inkl. auswechselbaren Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)
- Länge ca. 14 cm
- VE = 1 Stk.

- LED
- suitable for eye examinations according to IEC 62471
- made of metal, anodized
- with push button
- smooth surface
- includes replaceable batteries 1.5 V (type AAA)
- steady light function
- length approx. 14 cm
- PU = 1 item

rot red		REF 12.05601.012	grün green		REF 12.05601.042
schwarz black		REF 12.05601.022	lila violet		REF 12.05601.092
blau blue		REF 12.05601.032	silber silver		REF 12.05601.162

Diverses | Various articles

FÜR DIE PRAXIS | FOR THE CLINIC

KaWe easy clic – Venenstauer | Tourniquet

- blaues Band, weißer Multifunktions-Clip
- schnelle Einhandbedienung
- elastisches Staubband
- latexfrei
- blue band, white multi-function clip
- quick single-hand operation
- elastic tourniquet band
- latex free



VE = 5 St. | PU = 5 items

ca. 50 cm | approx. 50 cm

REF 12.10110.031

Einmal-Venenstauer | Single-use tourniquet

- praktische Lochung mit Knopf für alle Oberarmgrößen
- Biokompatibel, Latexfrei
- Länge ca. 42 cm
- Dehnbar
- practical punched holes and fastening button accommodates all arm sizes
- biocompatible, latex-free
- length: approx. 42 cm



blau | blue

VE | packaging unit : 2x 50 Stk./pcs.

REF 12.10210.002



Stripp-Quick – Stauschlinge | Tourniquet loop

- für den Veterinär
- Gummischnur, blau, auswechselbar
- for veterinarians
- elastic cord, blue, exchangeable



schwarz | black

ca. 60 cm | approx. 60 cm

REF 12.10516.031

Ersatzgummischnur | Spare elastic cord

ca. 60 cm | approx. 60 cm

REF 12.10596.031

Silikonspray-Dose | Silicone spray can

- FCKW-frei, 500 ml
- gegen das Verkleben von Gummi-, Latex- und Kunststoffinstrumenten
- gegen Inkrustationen
- zur Schmierung von metallischen, chirurgischen Instrumenten
- Vorbeugung gegen Rostbildung
- C.F.C.-free, 500 ml
- prevents rubber, latex and plastic instruments from sticking to the mucous membrane
- protects against incrustation
- suitable for the lubrication of metallic, surgical instruments
- prevents rust build-up



VE = 12 St. | PU = 12 items

REF 12.45000.002

Liquifix – Tupferbefeuchter | Swab moistener

- Einhandbedienung
- nur für reinen Alkohol (keine mehrwertigen Alkohole)
- mit Ventilverschluss
- Schraubglas auswechselbar
- Höhe: ca. 13,5 cm
- one-hand operation
- only for pure alcohol (no polyvalent alcohol)
- with valve seal screw cap
- the screw cap jar is interchangeable
- height: approx. 13.5 cm



Inhalt 250 ccm | contents 250 ccm

REF 12.15225.002

Liquimed – Tupferbefeuchter | Swab moistener

- aus Kunststoff,
- für Desinfektionslösungen auf alkoholischer Basis
- Einhandbedienung
- rutschfeste Standfläche, Ø ca. 10 cm
- Höhe: ca 7,5 cm
- made of synthetic material
- for alcohol-based disinfectants
- one-hand operation
- non-slip base, Ø approx. 10 cm
- height: approx. 7.5 cm



blau, transparent | blue, transparent

Inhalt 100 ccm | contents 100 ccm


REF 12.15120.002

Diverses | Various articles

FÜR DIE PRAXIS | FOR THE CLINIC

EKG-Lineal | ECG ruler

- Passend für EKG-Papier verschiedener Hersteller
- Länge: ca. 211 mm x Breite: ca. 86 mm
- VE = 5 St.
- suitable for ECG paper from different manufacturers
- length: approx. 211 mm x width: approx. 86 mm
- PU = 5 items




transparent | transparent

REF 12.20400.001

Winkelmesser Goniometer | Goniometer

- aus Kunststoff
- transparent
- VE = 5 St.
- made of plastic
- transparent
- PU = 5 items



Länge x Breite: | length x width:

20,2 cm x 4,5 cm

REF 12.20600.001

KaWe PERSON-CHECK Personenmessgerät | Height measuring device

- einfache Montage
- leichte Bedienung
- hohe Stabilität
- leichtes Ablesen der Körpergröße
- absolute Funktionalität bei allen Größen bis 210 cm
- easy to assemble
- easy to use
- very sturdy
- height measurements are easy to read
- absolute functionality for all heights up to 210 cm



weiß | white

REF 12.20222.002

Bandmaß 210 | Measuring tape 210

- Gehäuse und Maßband aus Kunststoff
- cm/Zoll - Einteilung
- ø ca. 5,5 cm
- VE = 5 St.
- housing and measuring tape made of plastic
- cm/inch scale
- ø approx. 5,5 cm
- PU = 5 items

Auslaufteil



Länge x Breite: | length x width:

ca. 210 cm x 1,3 cm

REF 12.20812.001

Bandmaß 150 | Measuring tape 150

- Gehäuse und Maßband aus Kunststoff
- cm/Zoll - Einteilung
- ø ca. 5 cm
- VE = 5 St.
- housing and measuring tape made of plastic
- cm/inch scale
- ø approx. 5 cm
- PU = 5 items



Länge x Breite: | length x width:

150 cm x 0,8 cm

REF 12.20810.001

Bandmaß 250 | Measuring tape 250

- Gehäuse und Maßband aus Kunststoff
- cm - Einteilung
- ø ca. 5,5 cm
- VE = 5 St.
- housing and measuring tape made of plastic
- cm scale
- ø approx. 5,5 cm
- PU = 5 items



Länge x Breite: | length x width:

250 cm x 1,5 cm

REF 12.20811.001

KaWe MedCharge 4000

LADESTATION | CHARGING STATION



Ladebeispiele / charging station examples

KaWe MedCharge 4000 ist die Ladestation für die Metallgriffe der KaWe EUROLIGHT-, KaWe COMBILIGHT- und Laryngoskop-Linie in kleiner (AA) und mittlerer (C) Ausführung, ausgenommen der Economy-, LED 2,5 V und Stecker-Ladegriffe. Die Betriebsdauer einer Ladebatterie mittlerer Größe liegt bei ca. drei Stunden, bei der kleineren Ausführung bei ca. zwei Stunden, diese ist abhängig vom Leuchtmittel.

KaWe MedCharge 4000 is the charging station for the KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT, and the laryngoscope product lines metal handles in small (AA) and medium (C) models, with the exception of the Economy, LED 2.5 V and plug-in charging handles. The operation time of a medium-sized rechargeable batteries is approximately 3 hours, whereas the smaller models last approx. 2 hours. This is however, dependent on the type of bulb used.

Leistungsmerkmale:

Eingangsspannung	100 V - 240 V +/- 10%, 50 - 60 Hz
max. Netzstrom	1,2 A
Wirkungsgrad	90 - 93 %
Ladbare Kapazität	min. 250 mAh, max. 4500 mAh
Eingangsspannung Ladestation	9 VDC +/- 10 %
Ausgangsspannung im Leerlauf	9 VDC
Nenn-Ausgangsspannung	2x 3,6 VDC
Nenn-Ladestrom	2x 250 mA +/- 10 %
Ladeschlussstrom	10 - 30 mA für Li-Ion
Spannungsfestigkeit	4 kV
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0° C - +40° C
Lagertemperatur	-25° C - +70° C

KaWe MedCharge 4000

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| – Ladestation | – charging station |
| – für Ladegriffe 2,5 V / 3,5 V | – for charging handles 2.5 V / 3.5 V |
| – Intelligente Elektronik | – intelligent electronics control |
| – mit wechselbarem Netzstecker | – with universal power plug |
| ALL in ONE | ALL in ONE |
| EU 240 V / GB 240 V / US 110 V | EU 240 V / GB 240 V / US 110 V |
| – 2 Adapterhülsen für Griffe (AA) | – 2 adapter sleeves for (AA) handles |
| – inkl. Wandhalterung | – incl. wall-mounted holder |

EU / GB / US

REF 12.80005.002



Performance characteristics:

input voltage	100 V - 240 V +/- 10%, 50 - 60 Hz
max. power	1.2 A
efficiency factor	90 - 93 %
chargeable capacity	min. 250 mAh, max. 4500 mAh
input voltage charging station	9 VDC +/- 10 %
output voltage in stand-by	< 9 VDC
rated output voltage	2x 3.6 VDC
rated charging current	2x 250 mA +/- 10 %
charge end power	10 - 30 mA for Li-Ion
electric strength	4 kV
protection class	II
operating temperature	0° C - +40° C
storage temperature	-25° C - +70° C



*Vor der ersten Benutzung mind. 10 h laden / Charge at least 10 h before the first use

Ladebatterien für KaWe MedCharge 4000 | Rechargeable batteries for the KaWe MedCharge 4000

	für Metall-Ladegriff for metal charging handle	Lade- dauer (h) Charging time (h)	Kapazität (mAh) Capacity (mAh)	REF
Typ AA, 2,5 V, NiMH, klein Type AA, 2.5 V, NiMH, small 	für for KaWe MedCharge 3000 + 4000 Wichtig: dürfen nicht mit LED-Laryngoskopgriffen 2,5 V verwendet werden Important: can not be used with 2.5 V LED laryngoscope handles	ca. approx. 8	1600	12.80110.712
Typ C, 2,5 V, NiMH, mittel Type C, 2.5 V, NiMH, medium  Auslaufteil	für for KaWe MedCharge 3000 + 4000 Wichtig: dürfen nicht mit LED-Otoskopgriffen und LED-Laryngoskopgriffen 2,5 V verwendet werden Important: can not be used with LED otoscope handles and 2.5 V LED laryngoscope handles	ca. approx. 14	3000	12.80110.722
Typ C, 3,5 V, Lithium-Ion (Li-Ion), mittel Type C, 3.5 V, Lithium-Ion (Li-Ion), medium 	für for KaWe MedCharge 4000 Wichtig: nur für KaWe MedCharge 4000 Important: only for the KaWe MedCharge 4000	ca. approx. 8-10	2200	12.80220.722
Vorteile Li-Ion Ladebat- Advantages of Li-ion rechargea- terien ble batteries - hohe Lebensdauer - long service life - hohe Energiedichte - high energy density - kein Memory-Effekt - no memory-effect - geringe Selbstentla- - minimal self-discharge dung				

Lampen | Bulbs

FÜR KaWe-PRODUKTE | FOR KaWe PRODUCTS

2,5 V Vakuum + Xenon

2,5 V

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT C,
VET C30 + VET C30 OP,
KaWe COMBILIGHT C,



VE = 6 St. | PU = 6 items

VL REF 12.75111.013

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E30,
KaWe PICCOLIGHT E50, E55 + D



VE = 6 St. | PU = 6 items

VL REF 12.75112.003

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E15 + E16



VE = 6 St. | PU = 6 items

VL REF 12.75113.003

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E10



VE = 6 St. | PU = 6 items

VL REF 12.75114.003

2,5 V

für | for
WL Mehrweg-Laryngoskop-Spatel,
kompatibel für Spatelgröße 00 - 1
WL reusable laryngoscope blades,
compatible with blade sizes 00 - 1



VE = 6 St. | PU = 6 items

VL REF 12.75126.003

2,5 V

für | for
WL Mehrweg-Laryngoskop-Spatel,
kompatibel für Spatelgröße 2 - 5
WL reusable laryngoscope blades,
compatible with blade sizes 2 - 5



VE = 6 St. | PU = 6 items

VL REF 12.75127.003

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E36+D30,
KaWe PICCOLIGHT E56



VE = 6 St. | PU = 6 items

XH REF 12.75132.003

2,5 V

für | for
alle F.O. Laryngoskop-
Batterie- und Ladegriffe
suitable for all fibre-optic
laryngoscope battery
and charging handles



VE = 6 St. | PU = 6 items

XL REF 12.75141.003

2,5 V

für | for
alle F.O. XL-Otосkope 2,5 V
KaWe Dialight XL
suitable for all fibre-optic
XL-otoscopes 2.5V
KaWe Dialight XL



VE = 6 St. | PU = 6 items

XL REF 12.75144.013

2,5 V

für | for
KaWe Dialight XL



VE = 6 St. | PU = 6 items

XL REF 12.75145.003

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb
XL Xenon-Lampe / xenon bulb

Lampen | Bulbs

FÜR KaWe-PRODUKTE | FOR KaWe PRODUCTS

2,5 V LED

2,5 V

2,5 V

für | for
Laryngoskop-Batteriegriffe
F.O. LED hp
laryngoscope battery handles
F.O. LED hp



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED hp REF 12.75151.003

2,5 V

für | for
Laryngoskop-Batteriegriffe
F.O. LED standard
laryngoscope battery handles
F.O. LED standard



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED REF 12.75154.003

2,5 V

für | for
KaWe PICCOLIGHT E56 LED,
KaWe EUROLIGHT E36 LED



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED REF 12.75155.003

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E35 LED



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED REF 12.75156.003

2,5 V

für | for
KaWe PICCOLIGHT F.O. LED hp
Otoskop | otoscope



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED hp REF 12.75152.003

2,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT C30 OP LED,
F.O. 30 LED,
KaWe COMBILIGHT F.O. 30 LED, Ka-
We PICCOLIGHT F.O. LED



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED REF 12.75153.003

2,5 V

für | for
KKaWe PICCOLIGHT C



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED REF 12.75160.003

3,5 V

3,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E36 3,5V,
Ladegriff Steckdose | charging
handle, KaWe EUROLIGHT D30,
KaWe PICCOLIGHT E55, E56



VE = 6 St. | PU = 6 items

XH REF 12.75232.003

3,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT E25



VE = 1 St. | PU = 1 item

XH REF 12.75234.003

3,5 V

für | for
alle F.O. XL-Otосkope 3,5 V
all F.O. XL-otoscopes 3.5V



VE = 6 St. | PU = 6 items

XL REF 12.75241.003

3,5 V

für | for
alle F.O. Laryngoskop-
Ladegriffe 3,5 V
all 3.5 V F.O. laryngoscope
charging handles



VE = 6 St. | PU = 6 items

XL REF 12.75244.013

3,5 V

für | for
Laryngoskop-Ladegriffe F.O. LED hp
laryngoscope charging handles
F.O. LED hp



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED hp REF 12.75251.003

3,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT F.O. 30 LED hp,
KaWe COMBILIGHT F.O. 30 LED hp,
KaWe PICCOLIGHT F.O. LED hp




VE = 1 St. | PU = 1 item

LED hp REF 12.75253.003

3,5 V

für | for
KaWe EUROLIGHT D30 LED
Dermatoskop | dermatoscope



VE = 1 St. | PU = 1 item

LED REF 12.75254.003

3,5 V