

2

KaWe MedCenter 5000 · Sets de diagnóstico

KaWe MedCenter 5000 · Diagnostic Sets




Datos técnicos:

- voltaje de red: 100-230 V, 50/60 Hz
- voltaje de salida: 3,5 V
- corriente de salida: máx. 2000 mA

Technical data:

- connection voltage: 100-230 V, 50/60 Hz
- output voltage: 3.5 V
- output current: max. 2000 mA



CARACTERÍSTICAS | FEATURES

- diseño moderno e innovador
- disponible las 24 horas
- modo stand-by (memorized light function)
- accionador con atenuador para regulación de la luz
- mayor vida útil de las lámparas debido a puesta en marcha suave y pulsada
- mangos ergonómicos
- „KaWe STS-Technology“ con mango de tacto suave
- sistema automático de encendido y apagado
- limpieza sencilla
- seguro antirrobo
- fácil montaje en la pared
- modern, innovative design
- 24 h operational readiness
- stand-by-mode (memorized light function)
- dimmable touch switch for light control
- longer lifetime of the lamps due to gentle, pulsed start-up phase
- ergonomic handles
- KaWe STS-Technology with soft-touch handle
- automatic on/off switch
- easy cleaning
- anti-theft system
- easy wall mounting

KaWe MedCenter 5000

ESTACIÓN DE PARED | WALL-MOUNTED DIAGNOSTIC SET

Equipo electrónico de alta calidad reunido en una estación de pared – nuestra estación cómoda KaWe MedCenter 5000

Todos los instrumentos poseen mangos ergonómicos con una iluminación con sistema atenuable exclusivo, el cómodo “soft-touch-system” (KaWe STS). La tecnología “KaWe STS” utiliza accionadores de presión leve para aumentar o disminuir la intensidad de la luz. El último ajuste de iluminancia empleado es memorizado al sacar nuevamente el instrumento de la estación (memorized light function). Los instrumentos poseen además un seguro antirrobo para evitar su uso no autorizado. La estación de pared KaWe MedCenter 5000 combina así alta calidad técnica con fiabilidad y seguridad para el usuario.

A combination of high-quality electronics all in one wall-mounted unit – our smart KaWe MedCenter 5000.

All of the instruments have ergonomic handles with unique dimmable light switches, the user-friendly “soft-touch-system” (KaWe STS). With this STS technology, soft push buttons are used to adjust the light intensity as needed. The last used light intensity setting is saved even after the handle is removed (memorized light function). The instruments also have a theft-deterrent system to guard against unauthorized use. The KaWe MedCenter 5000 wall-mounted station combines high technical quality with reliability and user safety.

46

KaWe EUROLIGHT E25 – Vista detallada | Detailed view



Diafragmas		Apertures	
	diafragma de hendidura – para determinar niveles en lesiones (por ej. en el caso de tumores o edemas de papila)		Slit aperture – to differentiate level differences (e.g. in the case of tumors or papilloedema)
	círculo grande – para exámenes normales del fondo del ojo		Large circle – for normal fundus examinations
	círculo pequeño – para reducir el reflejo del haz de luz en caso de pupilas pequeñas		Small circle – for reflex reduction when the pupils are small
	semicírculo – para reducir el reflejo del haz de luz en caso de pupilas pequeñas		Semi-circle – for reflex reduction when the pupils are small
	círculo grande – azul de cobalto La angiografía está indicada para examinar o controlar la evolución de enfermedades oculares, como p. ej. trastornos circulatorios, tumores o alteraciones de la coroides y anomalías vasculares		Large circle – cobalt blue Angiography is used for the examination and/or follow-up of eye diseases such as circulatory disorders, tumors or changes in the choroid coat, vessel anomalies
	círculo grande – verde (carente de rojo) para detectar finas alteraciones vasculares, elimina el espectro rojo del haz de luz		Large circle – green (red-free) for the recognition of fine vessel modifications, filters red light beams within the observation field
	ayuda de fijación para el diagnóstico de fijaciones centrales y fijaciones excéntricas		Fixing aid for the determination of central and eccentric fixations

KaWe MedCenter 5000 Sets

SETS DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO
OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SETS



3,5V

F.O. LED E25

Módulo básico y módulo de ampliación, 2 cabezales, 2 mangos, con adaptador intercambiable, incluso set para montaje en la pared

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles, with exchangeable mains plug incl. wall-mounting set



LED hp

Cabezal de otoscopio*, night

Otoscope head*, night

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
bombilla F.O. LED high power
con lente de 3 aumentos

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification

REF 02.85030.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003



XH

S

Cabezal de oftalmoscopio, night

Ophthalmoscope head, black

KaWe EUROLIGHT E25
bombilla de xenon/halógena
5 diafragmas
con rueda de lentes de corrección
de -36 hasta +35 dioptrías
71 lentes, filtro de polarización

KaWe EUROLIGHT E25
xenon/halogen bulb
5 apertures
with lens correction dial, single dioptr steps,
-36 to +35 diopters
71 single dioptr steps, polarizing filter

REF 01.85255.021

REF 12.75234.003



3,5V

C / E56 (US)

Módulo básico y módulo de ampliación, 2 cabezales, 2 mangos, con adaptador intercambiable, incluso set para montaje en la pared

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles, with exchangeable mains plug incl. wall-mounting set



XL

Cabezal de otoscopio*, night

Otoscope head*, night

KaWe PICCOLIGHT C
bombilla de xenon
con lente de 3 aumentos

KaWe PICCOLIGHT C
xenon bulb
3X-magnification

REF 02.85010.002

REF 01.73320.021

REF 12.75241.003



XH

S

Cabezal de oftalmoscopio, night

Ophthalmoscope head, night

KaWe PICCOLIGHT E56 (US)
bombilla de xenon/halógena
6 diafragmas
con rueda de lentes de corrección, corrección
en escalones de +20 hasta -20 dioptrías

KaWe PICCOLIGHT E56 (US)
xenon/halogen bulb
6 apertures
with lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptres

REF 01.87566.021

REF 12.75232.003



*Accesorios

sólo utilizable con espéculos auriculares 2,5 / 4,0 mm para otoscopios KaWe PICCOLIGHT
alternativamente Ud. puede pedir el práctico módulo para espéculos auriculares REF 02.84001.002

*Accessories

only to be used with 2.5/4.0 mm ear funnels for KaWe PICCOLIGHT otoscopes
alternatively, the practical ear funnel module REF 02.84001.002 may also be ordered



KaWe MedCenter 5000 Sets

SETS DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO
OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SETS



3,5 V

F.O.LED E56 (UE | EU)

(»51)

Módulo básico y módulo de ampliación, 2 cabezales, 2 mangos, con adaptador intercambiable, incluso set para montaje en la pared

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles, with exchangeable mains plug incl. wall-mounting set



Cabezal de otoscopio*, night

Otoscope head*, night

LED hp

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
bombilla F.O. LED high power
con lente de 3 aumentos

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification



Cabezal de oftalmoscopio, night

Ophthalmoscope head, night

XH

KaWe PICCOLIGHT E56, UE
bombilla de xenon/halógena
6 diafragmas

KaWe PICCOLIGHT E56, EU
xenon/halogen bulb
6 apertures

6

filtro verde

con rueda de lentes de corrección, corrección
en escalones de +20 hasta -20 dioptrías

green filter
with lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptres

UE | EU

REF 02.85021.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003

REF 01.87561.021

REF 12.75232.003



3,5 V

F.O.LED E56 (USA | US)

(»51)

Módulo básico y módulo de ampliación, 2 cabezales, 2 mangos, con adaptador intercambiable, incluso set para montaje en la pared

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles, with exchangeable mains plug incl. wall-mounting set



Cabezal de otoscopio*, night

Otoscope head*, night

LED hp

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
bombilla F.O. LED high power
con lente de 3 aumentos

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification



Cabezal de oftalmoscopio, night

Ophthalmoscope head, night

XH

KaWe PICCOLIGHT E56, USA
bombilla de xenon/halógena
6 diafragmas

KaWe PICCOLIGHT E56, US
xenon/halogen bulb
6 apertures

6

filtro azul

con rueda de lentes de corrección, corrección
en escalones de +20 hasta -20 dioptrías

blue filter
with lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptres

USA | US

REF 02.85020.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003

REF 01.87566.021

REF 12.75232.003



*Accesorios

*Accessories

(»22)

sólo utilizable con espéculos auriculares 2,5 / 4,0 mm
para otoscopios KaWe PICCOLIGHT
alternativamente Ud. puede pedir el práctico módulo
para espéculos auriculares REF 02.84001.002

only to be used with 2.5/4.0 mm ear funnels
for KaWe PICCOLIGHT otoscopes
alternatively, the practical ear funnel module
REF 02.84001.002 may also be ordered

(»51)

KaWe MedCenter 5000

MÓDULOS | MODULES



49

Módulos | Module

1	Módulo básico con 1 mango y adaptador intercambiable, incluso set para montaje en la pared	Basic module with 1 handle and universal mains plug incl. wall mounting set	REF 02.81000.002
2	Módulo básico y módulo de ampliación con 2 mangos y adaptador intercambiable, incluso set para montaje en la pared	Basic and add-on module with 2 handles and universal mains plug incl. wall mounting set	REF 02.81001.002
3	Módulo de ampliación con 1 mango	Add-on module with 1 handle	REF 02.84000.002
4	Módulo para espéculos auriculares con 2 tubos de almacenamiento, incluso 25 espéculos auriculares desechables de cada tamaño 0 2,5 mm / 4,0 mm	Ear funnel module with 2 small storage tubes each with 20 x Ø 2.5 mm / 4.0 mm disposable ear funnels	REF 02.84001.002

Nota: ¡La estación KaWe MedCenter 5000
se puede utilizar con tres mangos al máximo!

set para montaje en la pared constando de:
1 x dispositivo de sujeción, 5 tornillos con tarugos,
adaptador intercambiable UE (240V), USA (110V), GB (240V)

Note: The KaWe MedCenter 5000 can be used
with a maximum of three handles!

Wall mounting set consisting of:
1 x mounting fixture, 5 screws with anchors,
exchangeable mains plug EU (240V), US (110V), GB (240V)



KaWe MASTERMED C

REF 04.32750.232

5 **Modelo de pared**
tensiómetro anerode, para uso
en combinación con la estación
de pared KaWe MedCenter 5000,
diámetro de la escala 150 mm,
graduación de la escala 0-300 mmHg,
soporte orientable 80°,
tornillos y espigas contenidos
en el suministro,
tubo flexible espiral con un radio
de acción de 3 m
otras características (►122)

Wall-mounted model
Aneroid blood pressure
measuring device,
for use with the wall-mounted
KaWe MedCenter 5000
work station, 150 mm scale
diameter, scaling: 0-300 mmHg,
mounting bracket swivels 80°,
screws and wall anchors
are included,
spiral hose with a range of 3 m
further features (►122)

KaWe MedCenter 5000

CABEZALES DE OTOSCOPIO | OTOSCOPE HEADS



1

KaWe PICCOLIGHT C, F.O.

1	3,5 V	cabezal de otoscopio C	Otoscope head C	REF 01.73320.021
	XL	bombilla de xenon	xenon bulb	
		night	night	



2

2	3,5 V	cabezal de otoscopio F.O.	Otoscope head F.O.	REF 01.73550.021
	LED hp	LED high power	LED high power	
		night	night	

50

CABEZALES DE OFTALMOSCOPIO | OPHTHALMOSCOPE HEADS



3

KaWe EUROLIGHT E25

3	3,5 V	cabezal de oftalmoscopio E25	Ophthalmoscope head E25	REF 01.85255.021
	XH	bombilla de xenon/halógena	xenon/halogen bulb	
		negro	black	
	5	5 diafragmas	5 apertures	



4

KaWe PICCOLIGHT E56

4	3,5 V	cabezal de oftalmoscopio E56 (UE)	Ophthalmoscope head E56 (EU)	REF 01.87561.021
	XH	bombilla de xenon/halógena	xenon/halogen bulb	
		night	night	
	6	6 diafragmas	6 apertures	
	UE EU	filtro verde	green filter	



5

5	3,5 V	cabezal de oftalmoscopio E56 (USA)	Ophthalmoscope head E56 (US)	REF 01.87566.021
	XH	bombilla de xenon/halógena	xenon/halogen bulb	
		night	night	
	6	6 diafragmas	6 apertures	
	USA US	filtro azul	blue filter	

XL bombilla de xenon / xenon bulb
LED bombilla LED / LED bulb

XH bombilla de xenon/halógena / xenon/halogen bulb

GUÍA | OVERVIEW

		KaWe EUROLIGHT							KaWe COMBILIGHT							KaWe PICCOLIGHT						
		Basic Set C10	Basic Set C10 / E10	Basic Set C10 / E15	Basic Set C10 / E16	C10 / E10	Pro Set LED	F0.30 LED / hp / E36	USA							C / E50	F0. / E50	F0. / E56	F0. / E56	F0. LED / s / E56	F0. LED / s / E56	Piccolight LED
tensión de alimentación [V] supply voltage [V]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
filtro filter					UE		UE	UE	UE	UE	USA	UE	UE	UE	UE			UE	USA	UE	USA	USA
cabezal de otoscopio otoscope head	bombilla de vacío vacuum bulb	•	•	•	•	•																
	bombilla de xenon xenon bulb								•	•	•	•					•	•	•			
	bombilla LED estándar LED standard bulb						•							•		•				•	•	•
	bombilla LED high power LED high power bulb							•						•								
	accesorios Finoff Finoff accessories											•		•								
cabezal de oftalmoscopio ophthalmoscope head	bombilla de vacío vacuum bulb	•	•	•	•	•										•	•					
	bombilla de xenon/halógena xenon/halogen bulb							•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
	LED																					•
	1 diafragma 1 aperture		•			•										•	•					
	5 diafragmas 5 apertures			•			•															
mango handle	6 diafragmas 6 apertures				•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
	1 mango metálico (C) 1 metal handle (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	1 mango plástico (AA) 1 plastic handle (AA)															•	•					
recargable en* rechargeable in*	2 mangos plásticos (AA) 2 plastic handles (AA)																	•	•	•	•	•
	cargador KaWe MedCharge 4000 (con pila recargable KaWe) Charging station KaWe MedCharge 4000 (with KaWe rechargeable battery)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•							
fuente de energía posible possible energy source	pila normal (pilas normales)* battery (batteries)*	•	•	•	•	•	•		•			•	•			•	•	•	•	•	•	•
	pila recargable KaWe KaWe rechargeable battery	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•								
conjunto suministrado en packaged in	estuche pouch					•										•	•					•
	caja box	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
colores disponibles color selection	night / sky / stone															•	•	•	•	•	•	•

Basic Set C10

SET DE OTOSCOPIO | OTOSCOPE SET



1 cabezal, 1 mango | 1 head, 1 handle

2,5 V		Basic Set C10		REF 02.01000.002
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73210.021
		KaWe COMBILIGHT C10	KaWe COMBILIGHT C10	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		luminaria REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		iluminación estándar	standard illumination	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74110.002
		cierre con tornillo	Fastening screw connection	
		con reductor de luz	dimnable	
		mango a pilas / recargable C, mediano	battery/charging handle C, medium	
		pilas: 2 Baby, tipo C	batteries: 2 type C	
		accesorios	accessories	
3	(»23)	3 espéculos auriculares reutilizables Ø 2,5/3,5/4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	REF 01.79103.001
4		2 espéculos laríngeos Ø tam. 3: 20 mm, tam. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79102.001
5	2,5 V	portalámpara curvado	curved lamp support	REF 01.79201.001
6		portaespátula de material sintético	blade holder made of plastic	REF 01.79202.001
7		espéculo nasal, cromado, con tornillo de ajuste	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 12.75111.013
8	2,5 V	bombilla de reserva	spare bulb	REF 01.79207.022
9		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	

 recargable en el cargador KaWe MedCharge 4000 en combinación con una pila recargable / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery
 ¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

Basic Set C10 / E10

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



53

2,5 V		Basic Set C10 / E10		REF 02.11001.002
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73210.021
		KaWe COMBILIGHT C10	KaWe COMBILIGHT C10	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		luminaria REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		iluminación estándar	standard illumination	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	REF 01.81100.001
		KaWe EUROLIGHT E10	KaWe EUROLIGHT E10	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		1 diafragma	1 aperture	
		luminaria REF 12.75114.003	illuminant REF 12.75114.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		óptica de precisión asférica	aspherical precision optics	
3	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74110.002
		cierre con tornillo	Fastening screw connection	
		con reductor de luz	dimnable	
		mango a pilas / recargable C, mediano	battery/charging handle C, medium	
		pilas: 2 Baby, tipo C	batteries: 2 type C	
		accesorios	accessories	
4	(» 23)	3 espéculos auriculares reutilizables Ø 2,5/3,5/4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	REF 01.72101.001
5		2 espéculos laríngeos Ø tam. 3: 20 mm, tam. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79103.001
6	2,5 V	portalámpara curvado	curved lamp support	REF 01.79102.001
7		portaespátula de material sintético	blade holder made of plastic	REF 01.79201.001
8		espéculo nasal, cromado, con tornillo de ajuste	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 01.79202.001
9	2,5 V	bombilla de reserva	spare bulb	REF 12.75111.013
10		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	REF 01.79207.022

recargable en el cargador KaWe MedCharge 4000 en combinación con una pila recargable / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery
 ¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

Basic Set C10 / E15

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V

Basic Set C10 / E15

REF 02.01008.002

1

2,5 V



VL



1cabezal de otoscopio

KaWe COMBILIGHT C10
bombilla de vacío
luminaria REF 12.75111.013
iluminación estándar
con lente de 3 aumentos

1 otoscope head

KaWe COMBILIGHT C10
vacuum bulb
illuminant REF 12.75111.013
standard illumination
with 3X-magnification

REF 01.73210.021

2

2,5 V



VL



1 cabezal de oftalmoscopio

KaWe EUROLIGHT E15
bombilla de vacío
5 diafragmas
luminaria REF 12.75113.003
con rueda de lentes de corrección
corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías
óptica de precisión asférica

1 ophthalmoscope head

KaWe EUROLIGHT E15
vacuum bulb
5 apertures
illuminant REF 12.75113.003
with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptres
aspherical precision optics

REF 01.81155.001

3

2,5 V



1 mango

cierre con tornillo
con reductor de luz
mango a pilas / recargable C, mediano
pilas: 2 Baby, tipo C

1 handle

fastening screw connection
dimmmable
battery/charging handle C, medium
batteries: 2 type C

REF 01.74110.002

accesorios

accessories

4

(»23)

3 espéculos auriculares reutilizables Ø 2,5/3,5/4,5 mm
2 espéculos laríngeos Ø tam. 3: 20 mm, tam. 4: 22 mm

3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm
2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm

REF 01.72101.001

REF 01.79103.001

5

2,5 V

portalámpara curvado

curved lamp support

REF 01.79102.001

6

portaespátula de material sintético

blade holder made of plastic

REF 01.79201.001

7

especulo nasal, cromado, con tornillo de ajuste

nasal speculum, chrome-plated, with set screw

REF 01.79202.001

8

2,5 V

bombilla de reserva

spare bulb

REF 12.75111.013

9

set suministrado en una caja blanca

packaged in a white hard-top box

REF 01.79207.022

recargable en el cargador KaWe MedCharge 4000 en combinación con una pila recargable / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery
 ¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

Basic Set C10 / E16 (UE)

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V		Basic Set C10 / E16 (UE)		REF 02.01104.002
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73210.021
		KaWe COMBILIGHT C10	KaWe COMBILIGHT C10	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		luminaria REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		iluminación estándar	standard illumination	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	REF 01.81161.001
		KaWe EUROLIGHT E16	KaWe EUROLIGHT E16	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		6 diafragmas	6 apertures	
	UE EU	filtro verde, óptica de precisión asférica	green filter, aspherical precision optics	
		luminaria REF 12.75113.003	illuminant REF 12.75113.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
3	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74110.002
		cierre con tornillo	fastening screw connection	
		con reductor de luz	dimnable	
		mango a pilas / recargable C, mediano	battery/charging handle C, medium	
		pilas: 2 Baby, tipo C	batteries: 2 type C	
		accesorios	accessories	
4	(» 23)	3 espéculos auriculares reutilizables Ø 2,5/3,5/4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	REF 01.72101.001
5		2 espéculos laríngeos Ø tam. 3: 20 mm, tam. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79103.001
6	2,5 V	portalámpara curvado	curved lamp support	REF 01.79102.001
7		portaespátula de material sintético	blade holder made of plastic	REF 01.79201.001
8		espéculo nasal, cromado, con tornillo de ajuste	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 01.79202.001
9	2,5 V	bombilla de reserva	spare bulb	REF 12.75111.013
10		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	REF 01.79207.022

recargable en el cargador KaWe MedCharge 4000 en combinación con una pila recargable / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery
 ¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

KaWe EUROLIGHT C10 / E10

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 cabezas, 1 diafragma, 1 mango
2 heads, 1 aperture, 1 handle

2,5 V		KaWe EUROLIGHT C10 / E10		REF 02.11002.001
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73110.001
		KaWe EUROLIGHT C10	KaWe EUROLIGHT C10	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		luminaria REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		iluminación estándar	standard illumination	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	REF 01.81100.001
		KaWe EUROLIGHT E10	KaWe EUROLIGHT E10	
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	
		1 diafragma	1 aperture	
		luminaria REF 12.75114.003	illuminant REF 12.75114.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		óptica de precisión esférica	aspherical precision optics	
3	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74110.002
		cierre con tornillo	fastening screw connection	
		con reductor de luz	dimnable	
		mango a pilas / recargable C, mediano	battery/charging handle C, medium	
		pilas: 2 Baby, tipo C	batteries: 2 type C	
		accesorios	accessories	
4	(»23)	espéculos auriculares desechables	disposable ear funnels	
		10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		set suministrado en un estuche	packaged in pouch	REF 01.78301.001

KaWe EUROLIGHT PRO SET LED 2,5 V

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 cabezales, 5 diafragmas, 1 mango
2 heads, 5 apertures, 1 handle

57

2,5 V		KaWe EUROLIGHT PRO SET LED 2,5 V		REF 02.15008.003
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73135.501
		KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED	KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED	
	LED	bombilla LED	LED bulb	
		luminaria REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	
		fibra óptica	fibre optics	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	REF 01.84255.021
		KaWe EUROLIGHT E35 LED	KaWe EUROLIGHT E35 LED	
	LED	bombilla LED	LED bulb	
		5 diafragmas	5 apertures	
		luminaria REF 12.75156.003	illuminant REF 12.75156.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial, incremental steps from	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	+35 to -36 dioptres, single-diopter steps, 71 lenses	
		óptica de precisión esférica, filtro de polarización	aspherical precision optics, polarizing light filter	
3	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74130.002
		cierre tipo clic	click-on connection	
		mango a pilas C, mediano	metal battery handle C, medium	
		accesorios	accessories	
4	(»22)	espéculos auriculares desechables	disposable ear funnels	
		10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
	(»23)	espéculos auriculares reutilizables	reusable ear funnels	
		2 x Ø 2,5 mm, 2 x Ø 4 mm	2 x Ø 2.5 mm, 2 x Ø 4 mm	
5		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED / E36 (UE | EU) 3,5 V

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 cabezales, 6 diafragmas, 1 mango
2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED / E36 (UE | EU) 3,5 V

REF 02.18004.002

1

3,5 V



LED hp



1 cabezal de otoscopio

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED
bombilla LED high power
luminaria REF 12.75253.003
fibra óptica
con lente de 3 aumentos

1 otoscope head

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED
LED high power bulb
illuminant REF 12.75253.003
fibre optics
with 3X-magnification

REF 01.73137.611

2

3,5 V



XH



UE | EU



1 cabezal de oftalmoscopio

KaWe EUROLIGHT E36
bombilla de xenon/halógena
6 diafragmas
filtro verde
luminaria REF 12.75232.003
con rueda de lentes de corrección
corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías
óptica de precisión esférica

1 ophthalmoscope head

KaWe EUROLIGHT E36
xenon/halogen bulb
6 apertures
green filter
illuminant REF 12.75232.003
with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptres
aspherical precision optics

REF 01.85361.001

3

3,5 V



1 mango

cierre tipo clic
oftalmoscopio con reductor de luz
mango recargable C, mediano, incluso pila
recargable Li-ion, sólo utilizable en combinación
con el cargador KaWe MedCharge 4000 (» 189)

1 handle

click-on connection
ophthalmoscope dimmable
charging handle C, medium, incl. Li-ion
rechargeable battery, only to be used with the
KaWe MedCharge 4000 charging station (» 189)

REF 01.74131.062

accesorios

accessories

4

(» 22)

espéculos auriculares desechables
10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm
packaged in a white hard-top box

REF 01.79107.022

5

■ pila recargable incluida en el suministro / rechargeable battery is included

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (UE | EU)

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V		KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (UE EU)		REF 02.23004.001
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73230.021
		KaWe COMBILIGHT F.O.30	KaWe COMBILIGHT F.O.30	
	XL	bombilla de xenon	xenon bulb	
		luminaria REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013	
		fibra óptica	fibre optics	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	REF 01.81361.001
		KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
	XH	bombilla de xenon/halógena	xenon/halogen bulb	
		6 diafragmas	6 apertures	
	UE EU	filtro verde	green filter	
		luminaria REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		óptica de precisión asférica	aspherical precision optics	
3	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74130.002
		cierre tipo clic	click-on connection	
		con reductor de luz	dimnable	
		mango a pilas / recargable C, mediano	battery/charging handle C, medium	
		pilas: 2 Baby, tipo C	batteries: 2 type C	
		accesorios	accessories	
4	(» 22)	espéculos auriculares desechables	disposable ear funnels	
		10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

recargable en el cargador KaWe MedCharge 4000 en combinación con una pila recargable / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (UE | EU)

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V	KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (UE EU)		REF 02.23014.002
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head
	KaWe COMBILIGHT F.O.30		KaWe COMBILIGHT F.O.30
XL	bombilla de xenon		xenon bulb
	luminaria REF 12.75144.013		illuminant REF 12.75144.013
	fibra óptica		fibre optics
	con lente de 3 aumentos		with 3X-magnification
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head
	KaWe EUROLIGHT E36		KaWe EUROLIGHT E36
XH	bombilla de xenon/halógena		xenon/halogen bulb
	6 diafragmas		6 apertures
UE EU	filtro verde		green filter
	luminaria REF 12.75132.003		illuminant REF 12.75132.003
	con rueda de lentes de corrección		with lens correction dial
	corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías		incremental steps from +20 to -20 dioptres
	óptica de precisión asférica		aspherical precision optics
3	2,5 V	1 mango	1 handle
	cierre tipo clic		click-on connection
	con reductor de luz		dimnable
	mango a pilas / recargable C, mediano		battery/charging handle C, medium
	pilas: 2 Baby, tipo C		batteries: 2 type C
	accesorios		accessories
4	(» 23)	espéculos auriculares reutilizables 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm
5	XL 2,5 V	bombilla de reserva, xenon	spare bulb, xenon
6	HL 2,5 V	bombilla de reserva, halógena	spare bulb, halogen
7		lámpara para nariz	nose light
8		lámpara Finoff XL	Finoff lamp XL
9		espéculo laríngeo, recto	laryngeal mirror, straight
10		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box

recargable en el cargador KaWe MedCharge 4000 en combinación con una pila recargable / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (UE/USA | EU/US) 3,5 V

3,5 V

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



3,5 V

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (UE | EU)

REF 02.24004.102

KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (USA | US)

REF 02.24005.102

1	3,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73232.021
		KaWe COMBILIGHT F.O.30	KaWe COMBILIGHT F.O.30	
	XL	bombilla de xenon	xenon bulb	
		luminaria REF 12.75241.003	illuminant REF 12.75241.003	
		fibra óptica	fibre optics	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	3,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio (UE)	1 ophthalmoscope head (EU)	REF 01.85361.001
2	3,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio (USA)	1 ophthalmoscope head (US)	REF 01.85366.001
		KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
	XH	bombilla de xenon/halógena	xenon/halogen bulb	
		6 diafragmas	6 apertures	
	UE EU	filtro verde	green filter	
	USA US	filtro azul	blue filter	
		luminaria REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		óptica de precisión asférica	aspherical precision optics	
3	3,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74131.062
		cierre tipo clic	click-on connection	
		con reductor de luz	dimnable	
		mango recargable C, mediano, incluso pila recargable Li-ion, sólo utilizable en combinación con el cargador KaWe MedCharge 4000 (»189)	charging handle C, medium, incl. Li-ion rechargeable battery, only to be used with the KaWe MedCharge 4000 charging station (»189)	
		accesorios	accessories	
4	(»22)	espéculos auriculares desechables	disposable ear funnels	
		10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

pila recargable incluida en el suministro / rechargeable battery is included



KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (UE | EU)

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 cabezales, 6 diafragmas, 1 mango | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

2,5 V		KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (UE EU)		REF 02.25004.002
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	REF 01.73230.521
		KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED	KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED	
	LED	bombilla LED	LED bulb	
		luminaria REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	
		fibra óptica	fibre optics	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification	
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	REF 01.81361.001
		KaWe EUROLIGHT E36	KaWe EUROLIGHT E36	
	XH	bombilla de xenon/halógena	xenon/halogen bulb	
		6 diafragmas	6 apertures	
	UE EU	filtro verde	green filter	
		luminaria REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial	
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		óptica de precisión esférica	aspherical precision optics	
3	2,5 V	1 mango	1 handle	REF 01.74130.002
		cierre tipo clic	click-on connection	
		oftalmoscopio con reductor de luz	ophthalmoscope dimmable	
		mango a pilas C, mediano	battery handle C, medium	
		pilas: 2 Baby, tipo C	batteries: 2 type C	
		accesorios	accessories	
4	(» 22)	espéculos auriculares desechables	disposable ear funnels	
		10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022



KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (UE | EU) 3,5 V

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 cabezas, 6 diafragmas, 1 mango
2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V	KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (UE EU) 3,5 V		REF 02.28014.002
1	3,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head
	KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED		KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED
LED hp	bombilla LED high power		LED high power bulb
	luminaria REF 12.75253.003		illuminant REF 12.75253.003
	iluminación LED		LED illumination
	con lente de 3 aumentos		with 3X-magnification
2	3,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head
	KaWe EUROLIGHT E36		KaWe EUROLIGHT E36
XH	bombilla de xenon/halógena		xenon/halogen bulb
	6 diafragmas		6 apertures
UE EU	filtro verde		green filter
	luminaria REF 12.75232.003		illuminant REF 12.75232.003
	con rueda de lentes de corrección		with lens correction dial
	corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías		incremental steps from +20 to -20 dioptres
	óptica de precisión esférica		aspherical precision optics
3	3,5 V	1 mango	1 handle
	cierre tipo clic		click-on connection
	oftalmoscopio con reductor de luz		ophthalmoscop dimmable
	mango recargable C, mediano, incluso pila recargable		charging handle C, medium, incl. Li-ion
	Li-ion, sólo utilizable en combinación con el cargador		rechargeable battery, only to be used with the
	KaWe MedCharge 4000 (» 189)		KaWe MedCharge 4000 charging station (» 189)
	accesorios		accessories
4	(» 23)	espéculos auriculares reutilizables 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm
5	XL 3,5 V	bombilla de reserva, xenon	spare bulb, xenon
6	XH 3,5 V	bombilla de reserva, xenon/halógena	spare bulb, xenon/halogen
7		lámpara para nariz	nose light
8		lámpara Finoff XL	Finoff lamp XL
9		espéculo laríngeo, recto	laryngeal mirror, straight
10		set suministrado en una caja blanca	packaged in a white hard-top box

KaWe PICCOLIGHT C / E50

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



disponible en
available in colors

■ night
■ sky
■ stone

2 cabezas, 1 diafragma, 1 mango | 2 heads, 1 aperture, 1 handle

2,5 V


KaWe PICCOLIGHT C / E50

C / E50		night	night	REF 02.31001.021	
C / E50		sky	sky	REF 02.31001.232	
C / E50		stone	stone	REF 02.31001.262	
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head		
		KaWe PICCOLIGHT C	KaWe PICCOLIGHT C		
	LED	bombilla de vacío	vacuum bulb	REF 01.73300.021	
		luminaria REF 12.75160.003	illuminant REF 12.75160.003	REF 01.73300.231	
		iluminación estándar	standard illumination	REF 01.73300.261	
		con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification		
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head		
		KaWe PICCOLIGHT E50	KaWe EUROLIGHT E50		
	VL	bombilla de vacío	vacuum bulb	REF 01.83500.021	
		1 diafragma	1 aperture	REF 01.83500.231	
		luminaria REF 12.75112.003	illuminant REF 12.75112.003	REF 01.83500.261	
		con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial		
		corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptries		
		óptica de precisión esférica	aspherical precision optics		
3	2,5 V	1 mango	1 handle		
		mango a pilas AA	battery handle AA	REF 01.74200.021	
		pilas: 2 Mignon, tipo AA	batteries: 2 Mignon, type AA	REF 01.74200.231	
				REF 01.74200.261	
		accesorios	accessories		
4	(»22)	espéculos auriculares desechables	disposable ear funnels		
		10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm		
5		set suministrado en un estuche de tela	packaged in pouch	REF 01.78401.021	

¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E50

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



65

2,5 V		KaWe PICCOLIGHT F.O. / E50		
F.O. / E50	night	night	■	REF 02.33001.021
F.O. / E50	stone	stone	■	REF 02.33001.262
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head	
	KaWe PICCOLIGHT F.O.	KaWe PICCOLIGHT F.O.		
XL	bombilla de xenon	xenon bulb		REF 01.73310.021
	luminaria REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013		REF 01.73310.231
	fibra óptica	fibre optics		REF 01.73310.261
	con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification		
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head	
	KaWe PICCOLIGHT E50	KaWe PICCOLIGHT E50		
VL	bombilla de vacío	vacuum bulb		REF 01.83500.021
1	1 diafragma	1 aperture		REF 01.83500.231
	luminaria REF 12.75112.003	illuminant REF 12.75112.003		REF 01.83500.261
	con rueda de lentes de corrección	with lens correction dial		
	corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	incremental steps from +20 to -20 dioptries		
	óptica de precisión esférica	aspherical precision optics		
3	2,5 V	1 mango	1 handle	
	mango a pilas AA	battery handle AA		REF 01.74200.021
	pilas: 2 Mignon, tipo AA	batteries: 2 Mignon, type AA		REF 01.74200.231
				REF 01.74200.261
	accesorios	accessories		
4	(» 22)	espéculos auriculares desechables 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		set suministrado en un estuche de tela	packaged in pouch	REF 01.78401.021

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E56 (UE/USA | EU/US)

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V

KaWe PICCOLIGHT F.O. / E56 (UE/USA | EU/US)

UE | EU

USA | US

F.O. / E56

night

night

REF 02.33404.022

REF 02.33405.022

F.O. / E56

stone

stone

REF 02.33404.262

REF 02.33405.262

1

2,5 V

1 cabezal de otoscopio

1 otoscope head



KaWe PICCOLIGHT F.O.

KaWe PICCOLIGHT F.O.

XL

bombilla de xenon

xenon bulb



luminaria REF 12.75144.013

illuminant REF 12.75144.013

fibra óptica

fibre optics

con lente de 3 aumentos

with 3X-magnification

REF 01.73310.021

REF 01.73310.231

REF 01.73310.261

2

2,5 V

1 cabezal de oftalmoscopio

1 ophthalmoscope head



KaWe PICCOLIGHT E56

KaWe PICCOLIGHT E56

XH

bombilla de xenón/halógena

xenon/halogen bulb



6 diafragmas

6 apertures



luminaria REF 12.75132.003

illuminant REF 12.75132.003

con rueda de lentes de corrección
corrección en escalones de +20 hasta -20
dioptríaswith lens correction dial incremental
steps from +20 to -20 dioptres

óptica de precisión esférica

aspherical precision optics

REF 01.83561.021

REF 01.83566.021

REF 01.83561.231

REF 01.83566.231

REF 01.83561.261

REF 01.83566.261

3

2,5 V

2 mangos

2 handles



mango a pilas AA

battery handle AA



pilas: para c/u 2 Mignon, tipo AA

batteries: each 2 Mignon, type AA

REF 01.74200.021

REF 01.74200.231

REF 01.74200.261

accesorios

accessories

4

(»22)

espéculos auriculares desechables
10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mmdisposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

5

set suministrado en una caja blanca

packaged in a white hard-top box


REF 01.79107.022

KaWe PICCOLIGHT LED (US)

SET DE OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



disponible en
available in colors



2 cabezas, 6 diafragmas, 2 mangos | 2 heads, 6 apertures, 2 handles

67

2,5 V		KaWe PICCOLIGHT LED (USA / US)		USA US	
F.O./E56 LED	night	night			REF 02.37405.022
F.O./E56 LED	sky	sky			REF 02.37405.232
F.O./E56 LED	stone	stone			REF 02.37405.262
1	2,5 V	1 cabezal de otoscopio	1 otoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT F.O. LED	KaWe PICCOLIGHT F.O. LED			
LED	bombilla LED	LED bulb			REF 01.73520.021
	luminaria REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003			REF 01.73520.231
	fibra óptica	fibre optics			REF 01.73520.261
	con lente de 3 aumentos	with 3X-magnification			
2	2,5 V	1 cabezal de oftalmoscopio	1 ophthalmoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT E56	KaWe PICCOLIGHT E56			
LED	bombilla LED	LED bulb			
	6 diafragmas (USA - filtro azul)	6 apertures (US blue filter)			
	luminaria REF 12.75155.003	illuminant REF 12.75155.003			
	con rueda de lentes de corrección, corrección en escalones de +20 hasta -20 dioptrías	with lens correction dial incremental steps from +20 to -20 dioptres			
	óptica de precisión esférica	aspherical precision optics			
3	2,5 V	2 mangos	2 handles		
	mango a pilas AA	battery handle AA			REF 01.74200.021
	pilas: para c/u 2 Mignon, tipo AA	batteries: each 2 Mignon, type AA			REF 01.74200.231
					REF 01.74200.261
	accesorios	accessories			
4	(»22)	espéculos auriculares desechables 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm		
5		estuche	packed in pouch		REF 01.78401.021

¡Las pilas no están incluidas en el suministro! / Batteries are not included

Accesorios | Accessories

PARA SETS DE DIAGNÓSTICO | FOR DIAGNOSTIC SETS

Caja blanca | White hard-top box

caja por separado, blanca
box only, white



para | for
KaWe EUROLIGHT
KaWe COMBILIGHT

REF 01.79107.022

caja por separado, blanca
box only, white



para | for
KaWe COMBILIGHT
con accesorios Finoff | with Finoff accessories

REF 01.79112.022

caja por separado, blanca
box only, white



para | for
Basic-Set

REF 01.79207.022

Estuches | Bags

18 x 11 cm



para | for
KaWe PICCOLIGHT

REF 01.78401.021

22 x 13 cm



para | for
KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT

REF 01.78301.001

