



Soporte para infusiones | Infusion stand

DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | MADE OF HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL

Para la sujeción de infusiones

- base de 5 tubos asegurando una buena estabilidad con base de cruz de material sintético
- gancho de seguridad para infusiones
- carga máxima de cada gancho de sujeción 2 kg
- incluso copa colectora de gotas de material sintético
- altura ajustable sin escalones
- dobles rodillos silenciosos Ø 50 mm con 2 rodillos de frenado, 2 rodillos de seguridad y 1 rodillo antiestático
- incluso llave de montaje
- montaje sencillo
- piezas sueltas embaladas individualmente

Infusion stand made of high-quality stainless steel

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

acero inoxidable | stainless steel

- altura mínima: aprox. 120 cm
- altura máxima: aprox. 210 cm
- diámetro del pie de apoyo: aprox. 60 cm
- aprox. 3,3 kg
- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 3.3 kg

embalaje = 1 pza | PU = 1 item

REF 09.11005.002



Espe-
sor: 1 mm
Wall thickness: 1 mm

PIEZAS DE RECAMBIO | SPARE PARTS

Gancho de seguridad estándar Standard safety hooks



REF 09.91210.021

Portacopa de material sintético Synthetic holder ring

para copa colectora de gotas
for drip glass



REF 09.91111.001

Copa colectora de gotas | Drip glass

irrompible, de material sintético
shatter-proof, made of synthetic material



REF 09.91012.001

Soporte para infusiones, pesado | Infusion stand, heavy


DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | MADE OF HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL

Se garantiza la estabilidad del soporte para infusiones en caso de utilizar jeringas de infusión y bombas de infusión con un peso máximo de 5 kg en la asta maciza inferior (centro de gravedad a una distancia máxima de 15 cm del eje longitudinal). Cuidar de repartir las cargas uniformemente para prevenir el vuelco debido a una carga unilateral.

The stability of the infusion stand is guaranteed when infusion syringes and pumps with a maximum weight of 5 kg are hung on the solid lower stand post such that their center of gravity is at most 15 cm from the vertical axis of the post. Always ensure that the load is uniformly distributed in order to prevent tipping.



Espesor: 1,5 mm
Wall thickness: 1,5 mm



barras de apoyo soldadas fijas
solidly-welded metal juncture

Para la sujeción de infusiones/bombas de infusión en el tubo inferior del pie

- base de 5 tubos asegurando una buena estabilidad (base de cruz con ruedas de metal y barras de apoyo soldadas facilitando la limpieza)
- gancho de seguridad para infusiones
- carga máxima de cada gancho de sujeción 3 kg
- no sobrepasar la carga total en el gancho de seguridad estándar de 8 kg
- mayor seguridad contra vuelcos (10 % de inclinación con una carga unilateral de 2 kg en la cruz de sujeción)
- incluso copa colectora de gotas de material sintético
- altura ajustable sin escalones
- dobles rodillos silenciosos constando de 2 rodillos de frenado, 2 rodillos de seguridad y 1 rodillo antiestático
- incluso llave de montaje
- piezas sueltas embaladas individualmente

For holding Infusion bags and pumps on lower stand post

- 5-foot stand for high stability (solidly-welded metal juncture enables easy cleaning)
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 3 kg
- the total suspension weight of 8 kg must not be exceeded
- greater stability (tilt of 10% when a 2 kg load is hung from one side of the safety hook assembly)
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- individually packaged

acero inoxidable | stainless steel

- altura mínima: aprox. 120 cm
- altura máxima: aprox. 210 cm
- diámetro del pie de apoyo: aprox. 60 cm
- aprox. 4,5 kg
- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 4.5 kg

embalaje = 1 pza | PU = 1 item

REF 09.11010.002

PIEZAS DE RECAMBIO | SPARE PARTS

Gancho de seguridad estándar Standard safety hooks



REF 09.91210.021

Portacopa de material sintético Synthetic holder ring

para copa colectora de gotas
for drip glass



REF 09.91111.001

Copa colectora de gotas | Drip glass

irrompible, de material sintético
shatter-proof, made of synthetic material



REF 09.91012.001

Soporte para infusiones | Infusion stand

CROMADO | CHROME-PLATED



Soporte para infusiones, cromado

- base de 5 tubos asegurando una buena estabilidad con base de cruz de material sintético
- gancho de seguridad para infusiones
- carga máxima de cada gancho de sujeción 2 kg
- incluso copa colectora de gotas de

- material sintético
- altura ajustable sin escalones
- dobles rodillos silenciosos Ø 50 mm con 2 rodillos de frenado, 2 rodillos de seguridad y 1 rodillo antiestático
- incluso llave de montaje
- montaje sencillo

Infusion stand, chrome-plated

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable

- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

metal | metal

- altura mínima: aprox. 120 cm
- altura máxima: aprox. 210 cm
- diámetro del pie de apoyo: aprox. 60 cm
- aprox. 3,2 kg

- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 3.2 kg

embalaje = 1 pza | PU = 1 item

REF 09.11800.002

PIEZAS DE RECAMBIO | SPARE PARTS

Gancho de seguridad estándar Standard safety hooks



REF 09.91210.021

Portacopa de material sintético Synthetic holder ring

para copa colectora de gotas
for drip glass



REF 09.91111.001

Copa colectora de gotas | Drip glass

irrompible, de material sintético
shatter-proof, made of synthetic material



REF 09.91012.001

Camilla Classic | Examination couch Classic

CONJUNTO APROPIADO PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR | WASHABLE AND DISINFECTABLE

- cuero sintético (sin ftalatos)
- espesor del tapizado: 55 mm
- conjunto apropiado para limpiar y desinfectar
- peso total: 32 kg
- carga nominal: 400 kg
- carga de elevación: 135 kg
- cabezal elevable: sistema de ajuste en 9 niveles hasta máx. +34° por simple cremallera
- protección para los dedos gracias a la distancia existente entre el tapizado del cabezal y la estructura
- bastidor: con recubrimiento de polvo, blanco grisáceo
- incluso soporte para el rollo de papel
- patas con tapones de ajuste de material sin decolorar
- entrega: 1 paquete

- synthetic leather (Phthalate free)
- thickness of cushion: 55 mm
- washable, disinfectable
- overall weight: 32 kg
- rated load: 400kg
- moving load: 135kg
- adjustable backrest: 9 latch settings up to approx.+34°
- cushion distance on movable backrest protects fingers
- frame: powder-coated, grey-white
- incl. paper roll holder
- legs with non-marking leveling feet
- delivered pre-assembled (one piece)



Camilla Classic | Examination couch Classic

dimensiones: | Dimensions:

longitud: | Length: 1950 mm
anchura: | Width: 650 mm
altura: | Height: 650 mm

1	negro night		REF 09.49110.022
2	azul blue		REF 09.49110.032
3	gris grey		REF 09.49110.062

Taburete giratorio Classic | Swivel stool Classic

CONJUNTO APROPIADO PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR | WASHABLE AND DISINFECTABLE

- cuero sintético (sin ftalatos)
- altura ajustable: 450 – 570 mm
- espesor del tapizado: 50 mm
- asiento tapizado Ø 37 cm
- peso total: aprox. 5,5 kg
- capacidad de carga: máx. 110 kg
- mecanismo de seguridad de gas comprimido accionado mediante una palanca
- ruedas apropiadas para alfombras y moquetas

- synthetic leather (Phthalate free)
- seat height: 450 – 570 mm
- thickness of cushion: 50 mm
- seat cushion Ø 37 cm
- overall weight: approx. 5.5 kg
- load capacity: 110 kg max.
- safety pneumatic spring with release lever
- the castors are suitable for carpet



Taburete giratorio Classic | Swivel stool Classic

1



1	negro night		REF 09.51302.022
2	azul blue		REF 09.51302.032
3	gris grey		REF 09.51302.062

Banqueta | Step stool

DE ACERO INOXIDABLE | MADE OF STAINLESS STEEL

163



- con 1 ó 2 peldaños
- capacidad de carga: aprox. 130 kg

- available with 1 or 2 steps
- load capacity: approx. 130 kg

1 peldaño | 1 step



aprox. | approx.
40 x 25 x 22 cm

REF 09.61100.002

2 peldaños | 2 step



aprox. | approx.
40 x 25 x 34 cm

REF 09.62100.002