



CARACTERÍSTICAS:

- diseño moderno y ergonómico con tecnología LED
- LED de alto rendimiento, con luz blanca homogénea para diferentes aplicaciones diagnósticas, por ej. el área dental u otorrinolaringológica, etc.
- óptica de vidrio recocido para una luminosidad óptima y menos calor
- LED altamente eficiente, por consiguiente largo tiempo de funcionamiento de la pila recargable
- una protección de aluminio en las articulaciones garantiza el enfriamiento por convección y radiación, por consiguiente se elimina el ruido ocasionado por el uso de un ventilador
- ajuste sin escalones del tamaño del área luminosa, del diafragma de iris y del ángulo de iluminación
- utilizable con una lupa binocular
- ajuste sencillo y sin escalones de la cinta para la cabeza mediante un sistema nivelador integrado, los tornillos no molestan debajo de las cofias desechables
- cojín reemplazable para la frente
- peso propio muy reducido aprox. 260 g sin pila recargable para la cinta para la cabeza/ aprox. 390 g con pila recargable para la cinta para la cabeza, por ello una óptima comodidad también con un uso por un período largo de tiempo, además de permitir trabajar cómodamente por horas
- cambio rápido de las pilas recargables gracias a un sistema de Clip/enchufable

FEATURES:

- Ergonomic and modern design with LED technology
- High-powered LED with white, uniform light for all kinds of diagnostic applications, such as in dentistry, ear-nose-throat medicine, etc.
- Coated optics ensure optimal illumination and less heat development
- Highly-efficient LED, therefore long battery life
- Aluminum cover on the joints keeps the lamp cool through convection and radiation, eliminating the need for additional cooling with noisy fans
- Freely adjustable illumination area size, iris shutter, and illumination angle
- Can be used with binocular magnifying glasses
- Freely and easily adjustable headband thanks to an integrated leveling system. No troubling screws under hoods.
- Replaceable forehead padding
- Very lightweight headlamp: approx. 260 grams without rechargeable battery, approx. 390 grams with rechargeable battery. Optimal comfort is ensured even when used for long periods of time.
- Quick and easy replacement of the rechargeable batteries with the clip/plug system

Lámpara frontal HiLight LED H-800

LÁMPARA FRONTAL | HEADLAMP

Lámpara frontal LED H-800 | LED Headlamp H-800

- lámpara frontal, por separado
- con conector de carga
- sin pila recargable
- Headlamp only
- with plug
- without rechargeable battery



Li-ion | Li-Ion

Pila recargable para cinta para la cabeza
Rechargeable battery for headband



Li-ion | Li-Ion

Pila recargable para cinturón con cable de conexión
Rechargeable battery with connector cable



aprox. | approx. 50.000 h

300 -900 mm

1300 -4200 mm

Lithium-Ion

aprox. | approx. 3 h

aprox. | approx. 3 h

aprox. | approx. 13.000 Lux

aprox. | approx. 4.000 Lux

aprox. | approx. 5-20 h

aprox. | approx. 6-24 h

100 V~ - 240 V~

8,4 V

3 W (LED)

aprox. | approx. 260 gr.

Datos técnicos:

tiempo de vida útil del LED
luminosidad* ajustable en 5 escalones
spot de luz ajustable a una distancia de 200 mm
spot de luz ajustable a una distancia de 1000 mm
pila recargable
duración de carga de la pila recargable para la cinta para la cabeza
duración de carga de la pila recargable para el cinturón
iluminancia a una distancia de trabajo de 20 cm
temperatura de la luz
tiempo de funcionamiento, pila recargable para la cinta para la cabeza
tiempo de funcionamiento, pila recargable para cinturón
tensión (cargador)
garantía legal** 24 meses a partir de la fecha de compra
voltaje de la pila recargable
potencia
peso sin pila recargable

Technical data

LED life
brightness* adjustable with 5 settings
light spot adjustable at a distance of 200 mm
light spot adjustable at a distance of 1000 mm
rechargeable battery
charging time of rechargeable battery for headband
charging time of rechargeable battery for belt
light intensity with working distance of 20 cm
colour temperature
battery life of rechargeable battery for headband
battery life of rechargeable battery for belt
voltage (charger)
Guarantee** 24 months from date of purchase
rechargeable battery voltage
power
weight without rechargeable battery

**para las intensidades luminosas recomendadas, ver DIN EN 12464-1 / *recommended illumination can be found in the standard DIN EN 12464-1*
***a excepción de la pila recargable / **not including rechargeable battery*

Sets de lámpara frontal HiLight LED H-800

SET 1



Set 1

- lámpara frontal, por separado
- conector de carga incluido
- con pila recargable para cinta para la cabeza
- Headlamp only
- incl. charging plug
- with rechargeable battery for headband

1	UE EU	REF 12.89310.112
2	GB GB	REF 12.89310.122
3	USA US	REF 12.89310.132

SET 2



Set 2

- lámpara frontal, por separado
- conector de carga incluido
- con pila recargable para cinturón, cable de conexión
- Headlamp only
- incl. charging plug
- with rechargeable battery for belt incl. connector cable

1	UE EU	REF 12.89311.212
2	GB GB	REF 12.89311.222
3	USA US	REF 12.89311.232

SET 3



Set 3

- lámpara frontal, por separado
- conector de carga incluido
- con pila recargable para cinta para la cabeza
- y cinturón, cable de conexión
- Headlamp only
- incl. charging plug
- with rechargeable battery for headband
- with rechargeable battery for belt incl. connector cable

1	UE EU	REF 12.89312.312
2	GB GB	REF 12.89312.322
3	USA US	REF 12.89312.332

Lámpara frontal HiLight LED H-800

ACCESORIOS | ACCESSORIES

LUPA BINOCULAR, POR SEPARADO* | BINOCULAR MAGNIFYING GLASSES, SEPARATE*



Lupa binocular, por separado | Binocular magnifying glasses, separate

caja de material sintético y óptica de vidrio
aumento x distancia de trabajo

plastic housing with glass optics
magnification x working distance

1	2,5 x 420 mm	REF 12.89342.422
2	3,5 x 420 mm	REF 12.89343.422

PIEZAS DE RECAMBIO | SPARE PARTS

Lámpara frontal LED H-800 | LED head- lamp H-800

lámpara frontal, por separado,
sin pila recargable, sin conector
de carga | Headlamp only,
without rechargeable battery,
without power plug



tamaño | size 13,5 - 21,5 cm

REF 12.89935.002

Pila recargable, por separado | rechargea- ble battery, separate

para cinta para la cabeza
for headband



tamaño | size 20,5 - 28,5 cm

REF 12.89950.102

Pila recargable, por separado | rechargeable battery, separate

para cinturón
for belt



tamaño | size 27,5 - 36,5 cm

REF 12.89950.202

Cable de conexión connector cable

para la pila recargable para
cinturón | to rechargeable
battery for belt



tamaño | size 35,5 - 46,0 cm

REF 12.89940.001

Conector de carga power plug

UE | EU GB | GB USA | US



UE | EU REF 12.89960.102

GB | GB REF 12.89960.202

USA | US REF 12.89960.302



*Lámpara frontal H-800 no incluida en el suministro. Favor pedir adicionalmente la variante deseada. / *The H-800 headlamp is not included. Please order the desired model separately.

Lámparas de diagnóstico | Diagnostic lights

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL | FOR THE CLINIC



adecuado para exámenes oftalmoscópicos conforme a DIN EN 62471
suitable for eye examinations in accordance with DIN EN 62471 standards

Lámpara de diagnóstico Cliplight LED | Cliplight diagnostic light LED

- adecuado para exámenes oftalmoscópicos conforme a DIN EN 62471
- carcasa metálica, anodizado
- pilas incluidas en el suministro
- en empaque blister práctico
- tensión de servicio: 3 V
- tiempo de vida útil de la pila aprox. 50 horas
- sin níquel
- iluminación aprox. 24000 lux
- tiempo de vida útil LED aprox. 100.000 horas
- longitud aprox. 13 cm
- embalaje = 6 pzas

- suitable for eye examinations in accordance with DIN EN 62471 standards
- made of metal, painted
- includes replaceable batteries
- practically packaged in blister pack
- operating voltage: 3V
- battery life: approx. 50 hours
- nickel-free
- light intensity approx. 24.000 Lux
- LED life approx. 100.000 hours
- length: approx. 13 cm
- PU = 6 items

rojo red		REF 12.05401.014	lila violet		REF 12.05401.094
negro black		REF 12.05401.024	azul blue		REF 12.05401.234
amarillo yellow		REF 12.05401.054	gris grey		REF 12.05401.264
embalaje = 6 pzas			PU = 6 items		
varios colores assorted colours				REF 12.05411.004	

Lámpara de diagnóstico KaWe DIALIGHT XL KaWe DIALIGHT XL diagnostic light

- cabezal de material sintético
- con bombilla de xenon 2,5 V (REF 12.75145.003)
- pilas 1,5 V, Mignon (tipo AA)
- con estuche de tela

As long as Stocks last

- plastic head
- with xenon bulb 2.5 V (REF 12.75145.003)
- batteries 1.5 V, mignon (type AA)
- with pouch



longitud aprox. 13 cm, Ø aprox. 2 cm | length approx. 13 cm, Ø approx. 2 cm

night REF 12.05302.021

ACCESORIOS | ACCESSORIES

Portaespátula | Tongue depressor holder

Portaespátula facilitando la fijación de las espátulas linguales en las lámparas de diagnóstico Cliplight y la lámpara de diagnóstico, blanca.

Tongue depressor holder for easy attachment of wooden blades to the Cliplight diagnostic lights and diagnostic light, white.



embalaje = 5 pzas | PU = 5 items

REF 12.05290.001

Estuche, por separado Pouch, separate

para lámpara de diagnóstico KaWe DIALIGHT XL
REF 12.05302.021, 12.05302.231
for KaWe DIALIGHT XL diagnostic lights
REF 12.05302.021, 12.05302.231

negro | black

REF 01.78401.021



Lámparas de diagnóstico | Diagnostic lights

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL | FOR THE CLINIC



Lámpara de diagnóstico med.lux LED | diagnostic light med.lux LED

- | | |
|--|--|
| – LED | – LED |
| – adecuado para exámenes oculares según IEC 62471 | – suitable for eye examinations according to IEC 62471 |
| – de metal, anodizado | – made of metal, anodized |
| – con pulsador | – with push button |
| – superficie lisa | – smooth surface |
| – incluso pilas intercambiables 1,5 V Micro (tipo AAA) | – includes replaceable batteries 1.5 V (type AAA) |
| – función de luz fija | – steady light function |
| – longitud aprox. 14 cm | – length approx. 14 cm |
| – embalaje = 1 unidades | – PU = 1 item |

rojo red		REF 12.05601.012	verde green		REF 12.05601.042
negro black		REF 12.05601.022	púrpura violet		REF 12.05601.092
azul blue		REF 12.05601.032	plata silver		REF 12.05601.162

Artículos diversos | Various articles

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL | FOR THE CLINIC

KaWe easy clic – Compresores | Tourniquet

- cinta azul, clip multifuncional blanco
- manejo rápido de una sola mano
- cinta compresora elástica
- sin látex

- blue band, white multi-function clip
- quick single-hand operation
- elastic tourniquet band
- latex free



embalaje = 5 pzas | PU = 5 items

aprox. 50 cm | approx. 50 cm

REF 12.10110.031

Torniquete hemostático desechable | Single-use tourniquet

- con prácticas perforaciones y botón de cierre para todos los tamaños de brazos
- biocompatible, sin látex
- longitud aprox. 42 cm
- elástico

- practical punched holes and fastening button accommodates all arm sizes
- biocompatible, latex-free
- length: approx. 42 cm



azul | blue

embalaje | packaging unit : 2x 50 pzas / pcs.

REF 12.10210.002

Liquifix – Humidificador de torundas | Swab moistener

- manejo de una sola mano
- únicamente para alcoholes puros (inapropiado para alcoholes polivalentes)
- con cierre de válvula
- frasco con cuello roscado, intercambiable
- altura: aprox. 13,5 cm

- one-hand operation
- only for pure alcohol (no polyvalent alcohol)
- with valve seal screw cap
- the screw cap jar is interchangeable
- height: approx. 13.5 cm



contenido 250 ccm | contents 250 ccm

REF 12.15225.002

Liquimed – Humidificador de torundas | Swab moistener

- de material sintético
- para solución desinfectante a base de alcohol
- manejo de una sola mano
- superficie de apoyo antideslizante,
- altura: aprox. 7,5 cm

- made of synthetic material
- for alcohol-based disinfectants
- one-hand operation
- non-slip base, Ø approx. 10 cm
- height: approx. 7.5 cm



azul, transparente | blue, transparent

contenido 100 ccm | contents 100 ccm

REF 12.15120.002

Stripp-Quick – Bucle compresor | Tourniquet loop

- para veterinarios
- cuerda de caucho, azul, intercambiable

- for veterinarians
- elastic cord, blue, exchangeable



negro | black

aprox. 60 cm | approx. 60 cm

REF 12.10516.031

cuerda de caucho de reserva | Spare elastic cord

aprox. 60 cm | approx. 60 cm

REF 12.10596.031


Artículos diversos | Various articles

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL | FOR THE CLINIC

Regla métrica ECG | ECG ruler

- apropiada para papeles ECG de diferentes fabricantes
- longitud: aprox. 211 mm, ancho: aprox. 86 mm
- embalaje = 5 pzas

- suitable for ECG paper from different manufacturers
- length: approx. 211 mm x width: approx. 86 mm
- PU = 5 items




transparente | transparent

REF 12.20400.001

Goniómetro | Goniometer

- de material sintético
- transparente
- embalaje = 5 pzas

- made of plastic
- transparent
- PU = 5 items



longitud x ancho: | length x width:

20,2 cm x 4,5 cm

REF 12.20600.001

KaWe PERSON-CHECK

Aparato medidor de estatura | Height measuring device

- montaje sencillo
- manejo sencillo
- alta estabilidad
- lectura sencilla de la estatura
- funcionalidad absoluta para cualquier estatura hasta 210 cm

- easy to assemble
- easy to use
- very sturdy
- height measurements are easy to read
- absolute functionality for all heights up to 210 cm



blanco | white

REF 12.20222.002

Cintas métricas 210 | Measuring Tape 210

- caja y cinta métrica de material sintético
- graduación en cm
- Ø aprox. 5,5 cm
- embalaje = 5 pzas

As long as Stocks last

- housing and measuring tape made of plastic
- cm/inch scale
- Ø approx. 5,5 cm
- PU = 5 items



longitud x ancho: | length x width:

210 cm x 1,3 cm

REF 12.20812.001

Cintas métricas 150 | Measuring Tape 150

- caja y cinta métrica de material sintético
- graduación en cm
- Ø aprox. 5 cm
- embalaje = 5 pzas

- housing and measuring tape made of plastic
- cm scale on both sides
- Ø approx. 5 cm
- PU = 5 items



longitud x ancho: | length x width:

150 cm x 0,8 cm

REF 12.20810.001

Cintas métricas 250 | Measuring tape 250

- caja y cinta métrica de material sintético
- graduación en cm
- Ø aprox. 5 cm
- embalaje = 5 pzas

- housing and measuring tape made of plastic
- cm scale on both sides
- Ø approx. 5 cm
- PU = 5 items



longitud x ancho: | length x width:

250 cm x 1,5 cm

REF 12.20811.001

KaWe MedCharge 4000

CARGADOR | CHARGING STATION



KaWe MedCharge 4000 es el cargador para los mangos metálicos de las líneas KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT y de la línea de laringoscopios de tamaño pequeño (AA) y mediano (C), salvo los mangos recargables Economy, LED 2,5V y los mangos con clavija. Una pila recargable de tamaño mediano funciona durante aprox. tres horas; una pila más pequeña aprox. dos horas, en función de la luminaria.

KaWe MedCharge 4000 is the charging station for the KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT, and the laryngoscope product lines metal handles in small (AA) and medium (C) models, with the exception of the Economy, LED 2.5 V and plug-in charging handles. The operation time of a medium-sized rechargeable batteries is approximately 3 hours, whereas the smaller models last approx. 2 hours. This is however, dependent on the type of bulb used.

Características:

voltaje de entrada	100 V - 240 V +/- 10%, 50 - 60 Hz
corriente máxima	1,2 A
grado de eficiencia	90 - 93 %
capacidad de carga	mín. 250 mAh, máx. 4500 mAh
voltaje de entrada del cargador	9 VDC +/- 10 %
voltaje de salida (marcha en vacío)	9 VDC
voltaje nominal de salida	2x 3,6 VDC
corriente nominal de carga	2x 250 mA +/- 10 %
corriente del fin de la carga	10 - 30 mA para Li-ion
rigidez dieléctrica	4 kV
clase de protección	II
temperatura de utilización	0° C - +40° C
temperatura de conservación	-25° C - +70° C

Performance characteristics:

input voltage	100 V - 240 V +/- 10%, 50 - 60 Hz
max. power	1.2 A
efficiency factor	90 - 93 %
chargeable capacity	min. 250 mAh, max. 4500 mAh
input voltage charging station	9 VDC +/- 10 %
output voltage in stand-by	< 9 VDC
rated output voltage	2x 3.6 VDC
rated charging current	2x 250 mA +/- 10 %
charge end power	10 - 30 mA for Li-Ion
electric strength	4 kV
protection class	II
operating temperature	0° C - +40° C
storage temperature	-25° C - +70° C

KaWe MedCharge 4000

- | | |
|--|---|
| - cargador | - charging station |
| - para mangos recargables 2,5 V/3,5 V | - for charging handles 2.5 V / 3.5 V |
| - sistema electrónica inteligente | - intelligent electronics control |
| - con clavija de enchufe intercambiable ALL in ONE UE 240 V / GB 240 V / USA 110 V | - with universal power plug ALL in ONE EU 240 V / GB 240 V / US 110 V |
| - 2 elementos adaptadores para mangos (AA) | - 2 adapter sleeves for (AA) handles |
| - con soporte para fijación mural | - incl. wall-mounted holder |



UE / GB / USA | EU / GB / US

REF 12.80005.002



*Cargar al menos durante 10 horas antes del primer uso / Charge at least 10 h before the first use

Pilas recargables para KaWe MedCharge 4000 | Rechargeable batteries for the KaWe MedCharge 4000

	para mango recargable metálico for metal charging handle	duración de carga (h) Charging time (h)	capacidad (mAh) Capacity (mAh)	REF
Tipo AA, 2,5 V, NiMH, pequeño Type AA, 2.5 V, NiMH, small 	para for KaWe MedCharge 3000 + 4000 Importante: no deben ser utilizadas en mangos de laringoscopio LED 2,5 V Important: can not be used with 2.5 V LED laryngoscope handles	aprox. approx. 8	1600	12.80110.712
Tipo C, 2,5 V, NiMH, mediano Type C, 2.5 V, NiMH, medium 	para for KaWe MedCharge 3000 + 4000 Importante: no deben ser utilizadas en mangos de otoscopio y mangos de laringoscopio LED 2,5 V Important: can not be used with LED otoscope handles and 2.5 V LED laryngoscope handles	aprox. approx. 14	3000	12.80110.722
Tipo C, 3,5 V, Li-ion, mediano Type C, 3.5 V, Lithium-Ion (Li-Ion), medium 	para for KaWe MedCharge 4000 Importante: únicamente para KaWe MedCharge 4000 Important: only for the KaWe MedCharge 4000	aprox. approx. 8-10	2200	12.80220.722

Ventajas de las pilas Advantages of Li-ion rechar-
 Cargables durante 10 horas antes del primer uso | Charge at least 10 h before the first use
 – largo tiempo de vida – long service life
 – alta densidad ener- – high energy density
 gética – no memory-effect
 – sin efecto memoria – minimal self-discharge
 – baja autodescarga

Bombillas | Bulbs

PARA PRODUCTOS KaWe | FOR KaWe PRODUCTS

2,5 V vacío + xenon

2,5 V

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT C,
VET C30 + VET C30 OP,
KaWe COMBILIGHT C,



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

VL REF 12.75111.013

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E30,
KaWe PICCOLIGHT E50, E55 + D



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

VL REF 12.75112.003

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E15 + E16



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

VL REF 12.75113.003

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E10



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

VL REF 12.75114.003

2,5 V

para | for
para hoja reutilizable de laringos-
copio de luz caliente, compatible
para tamaño de hoja 00 - 1
WL reusable laryngoscope blades,
compatible with blade sizes 00 - 1



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

VL REF 12.75126.003

2,5 V

para | for
para hoja reutilizable de laringos-
copio de luz caliente, compatible
para tamaño de hoja 2 - 5
WL reusable laryngoscope blades,
compatible with blade sizes 2 - 5



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

VL REF 12.75127.003

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E36+D30,
KaWe PICCOLIGHT E56



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XH REF 12.75132.003

2,5 V

para | for
para todos los mangos a pilas/
recargables de laringoscopios F.O.
suitable for all fibre-optic,
laryngoscope battery
and charging handles



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XL REF 12.75141.003

2,5 V

para | for
todos los otoscopios F.O. XL, 2,5 V
suitable for all fibre-optic,
XL-otoscopes 2.5V



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XL REF 12.75144.013

2,5 V

para | for
KaWe Dialight XL



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XL REF 12.75145.003

VL bombilla de vacío / vacuum bulb
XL bombilla de xenon / xenon bulb

XH bombilla de xenon/halógena / xenon/halogen bulb

Bombillas | Bulbs

PARA PRODUCTOS KaWe | FOR KaWe PRODUCTS

2,5 V LED

2,5 V

2,5 V

para | for
mangos a pilas de
laringoscopios F.O. high power
laryngoscope battery handles
F.O. LED hp




embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED hp

REF 12.75151.003

2,5 V

para | for
mangos a pilas de
laringoscopios F.O. standard
laryngoscope battery handles
F.O. LED standard



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED

REF 12.75154.003

2,5 V

para | for
KaWe PICCOLIGHT E56 LED,
KaWe EUROLIGHT E36 LED



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED

REF 12.75155.003

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E35 LED



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED

REF 12.75156.003

2,5 V

para | for
KaWe PICCOLIGHT F.O. LED hp
otoscopios | otoscope



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED hp

REF 12.75152.003

2,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT C30 OP LED,
F.O. 30 LED,
KaWe COMBILIGHT F.O. 30 LED,
KaWe PICCOLIGHT F.O. LED
standard otoscopes | otoscope



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED

REF 12.75153.003

2,5 V

para | for
KKaWe PICCOLIGHT C



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED

REF 12.75160.003

3,5 V

3,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E36 3,5V,
mango recargable para toma-
corriente | charging handle,
KaWe EUROLIGHT D30, KaWe
PICCOLIGHT E55, E56



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XH

REF 12.75232.003

3,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT E25



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

XH

REF 12.75234.003

3,5 V

para | for
todos los otoscopios F.O. XL, 3,5 V
all F.O. XL-otoscopes 3.5V



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XL

REF 12.75241.003

3,5 V

para | for
todos los mangos recargables
de laringoscopio de fibra óptica
3,5 V
all 3.5 V F.O. laryngoscope
charging handles



embalaje = 6 pzas | PU = 6 items

XL

REF 12.75244.013

3,5 V

para | for
mangos recargables para larin-
goscopios F.O. LED hp
laryngoscope charging handles
F.O. LED hp



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED hp

REF 12.75251.003

3,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT F.O. 30 LED hp,
KaWe COMBILIGHT F.O. 30 LED hp,
KaWe PICCOLIGHT F.O. LED hp



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED hp

REF 12.75253.003

3,5 V

para | for
KaWe EUROLIGHT D30 LED
dermatoscopios | dermatoscope



embalaje = 1 pza | PU = 1 item

LED

REF 12.75254.003

3,5 V

LED bombilla LED / LED bulb
LED hp bombilla LED high power / LED high power bulb

XH bombilla de xenon/halógena / xenon/halogen bulb