

KaWe MedCenter 5000

Диагностические наборы



Технические данные:

- Напряжение подключения к сети: 100-230 В, 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 3,5 В
- Выходной ток: макс. 2000 мА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- современный, инновационный дизайн
- 24-часовая эксплуатационная готовность
- в дежурном режиме (эффект памяти)
- плавная регулировка яркости света
- продлевает срок службы лампы посредством щадящей, пульсирующей фазы пуска
- эргономичные рукоятки
- „KaWe STS технология“
- с автоматической системой вкл./выкл.
- лёгкая очистка
- с защитным устройством от краж
- лёгкий настенный монтаж

KaWe МедЦентр | MedCenter 5000

НАСТЕННАЯ СТАНЦИЯ

Высококачественная электроника объединена в настенный блок – наш KaWe МедЦентр 5000 с «интеллектом».

Все приборы оснащены эргономичными ручками с уникальной регулировкой света, удобной “мягкой системой” (“Soft-Touch-System” – KaWe STS). С так называемой “KaWe STS технологией”, лёгким давлением регулируют интенсивность света, по мере необходимости вверх или вниз. Устройство

запоминает последний уровень регулировки света посредством эффекта памяти. Устройства также защищены против хищения. KaWe МедЦентр 5000 настенная станция, таким образом сочетает в себе высокие технические качества, надежность и безопасность в применении.

KaWe ЕВРОЛАЙТ E25 / KaWe EUROLIGHT E25 – Детальное изображение



Апертуры	
	Щель – для определения повреждений различного уровня, особенно опухолей и отеков
	Большой круг – для общего исследования глазного дна
	Малый круг – для сокращения рефлекса при маленьком зрачке
	Полукруг – для сокращения рефлекса при условии маленького зрачка
	Зелёный – большой круг (бескрасный) – для выявления мельчайших изменений сосудов, фильтр задерживающий красные лучи на исследуемом участке
	Точка фиксации для установления центральных и эксцентрических фиксаций

KaWe МедЦентр 5000 наборы

НАБОРЫ ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



3,5 В

F.O. LED
высокая мощность

3,5 В

F.O. E25

REF 02.85030.002

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки,
с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления

Головка отоскопа*, найт

REF 01.73550.021

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность

LED лампа высокой мощности

с лупой 3-х кратного увеличения

REF 12.75253.003



LED hp



XH

**Головка офтальмоскопа, чёрная**

REF 01.85255.021

KaWe ЕВРОЛАЙТ E25

ксенон-галогенная лампа

5 апертур

с колёсиком корректирующем диапазон линз, одноступенчатый, от -36 до +35 диоптрий

71 линза, поляризационный фильтр

REF 12.75234.003



3,5 В

XENON

3,5 В

C / E56 (US)

REF 02.85010.002

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки,
с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления

Головка отоскопа*, найт

REF 01.73320.021

KaWe ПИККОЛАЙТ C

ксеноновая лампа

с лупой 3-х кратного увеличения

REF 12.75241.003



XL



XH

**Головка офтальмоскопа, найт**

REF 01.87555.021

KaWe ПИККОЛАЙТ E56 (US)

ксенон-галогенная лампа

5 апертур

с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий

REF 12.75232.003

***Принадлежности**

использовать исключительно с **ушными воронками 2,5 / 4,0 мм**
для KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопа

или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок REF 02.84001.002

КаWe МедЦентр 5000 наборы

НАБОРЫ ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



3,5 В

Ф.О. E56 (ЕС)

REF 02.85021.002

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления



LED hp

Головка отоскопа*, найт

REF 01.73550.021

КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность

LED лампа высокой мощности

REF 12.75253.003

с лупой 3-х кратного увеличения



ЕС



ХН

Головка офтальмоскопа, найт

REF 01.87561.021

КаWe ЕВРОЛАЙТ E56, ЕС

ксенон-галогенная лампа

REF 12.75232.003

6 апертур

EC

зелёный фильтр

с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий



3,5 В

Ф.О. E56 (США)

REF 02.85020.002

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления



LED hp

Головка отоскопа*, найт

REF 01.73550.021

КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность

LED лампа высокой мощности

REF 12.75253.003

с лупой 3-х кратного увеличения



США



ХН

Головка офтальмоскопа, найт

REF 01.87566.021

КаWe ПИККОЛАЙТ E56, США

ксенон-галогенная лампа

REF 12.75232.003

6 апертур

США

кобальтовый фильтр

с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий



*Принадлежности

использовать исключительно с **ушными воронками 2,5 / 4,0 мм** для КаWe ПИККОЛАЙТ отоскопа или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок REF 02.84001.002

KaWe МедЦентр 5000

МОДУЛИ



Модули

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Основной модуль
с одной рукояткой, заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления | REF 02.81000.002 |
| 2 | Основной и дополнительный модуль
с двумя рукоятками, заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления | REF 02.81001.002 |
| 3 | Дополнительный модуль с одной рукояткой | REF 02.84000.002 |
| 4 | Модуль для ушных воронок
с двумя трубками для хранения ушных воронок, включительно по 20 шт. Ø 2,5 мм / 4,0 мм одноразовых воронок | REF 02.84001.002 |

Примечание: KaWe МедЦентр 5000 допускает применение до 3-х рукояток!

Набор настенного крепления: одно приспособление для подвешивания и 5 шурупов с дюбелями, заменяемый сетевой штепсель: ЕС/ВБ (240В), США (110В)



KaWe МАСТЕРМЕД С | KaWe MASTERMED C

- | | | |
|---|---|------------------|
| 5 | Настенная модель
– Анероидный тонометр
в сочетании с KaWe МедЦентром 5000
– диаметр шкалы 150 мм
– шкала измерения от 0 до 300 мм рт. ст.
– поворотное настенное крепление 80°
– в комплекте с шурупами и дюбелями
– спиральный шнур с радиусом действия 3 м
– дополнительная характеристика | REF 04.32750.232 |
|---|---|------------------|

КаWe МедЦентр 5000

ГОЛОВКИ ОТОСКОПА

КаWe ПИККОЛАЙТ С, F.O. | КаWe PICCOLIGHT C, F.O.



1	3,5 В	головка отоскопа С	REF 01.73320.021
	XL	ксеноновая лампа	
		найт	

2	3,5 В	головка отоскопа F.O.	REF 01.73550.021
	LED hp	LED лампа высокой мощности	
		найт	

ГОЛОВКИ ОФТАЛЬМОСКОПА

КаWe ЕВРОЛАЙТ E25 | КаWe EUROLIGHT E25



3	3,5 В	головка офтальмоскопа E25	REF 01.85255.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊞	чёрная	
		5 апертур	

КаWe ПИККОЛАЙТ E55, E56 | КаWe PICCOLIGHT E55, E56



4	3,5 В	головка офтальмоскопа E55	REF 01.87555.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊞	найт	
		5 апертур	



5	3,5 В V	головка офтальмоскопа E56 (EC)	REF 01.87561.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊞	найт	
		6 апертур	
	EC	зелёный фильтр	



6	3,5 В	головка офтальмоскопа E56 (США)	REF 01.87566.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊞	найт	
		6 апертур	
	США	кобальтовый фильтр	

REF Артикульный номер

XL Ксеноновая лампа
LED LED лампа

XH Ксенон-галогенная лампа

ОБЗОР		KaWe EUROLIGHT						KaWe COMBILIGHT						KaWe PICCOLIGHT							
		Basic Set C10	Basic Set C10 / E10	Basic Set C10 / E15	Basic Set C10 / E16	C10 / E10	Pro Set LED	F.0.30 LED / hp / E36	EC	EC	США	EU	EC	EC	C / E50	F.O. / E50	F.O. / E56	F.O. / E56	F.O. LED / s / E56	F.O. LED / s / E56	Piccolight LED
напряжение питания [В]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
фильтр					EC	EC	EC	EC	EC	США	EU	EC	EC			EC	США	EC	США	США	
головка отоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•								•							
	ксеноновая лампа							•	•	•	•				•	•	•				
	LED лампа стандарт					•						•						•	•	•	
	LED лампа высокой мощности						•						•								
	Finoff-принадлежности										•		•								
головка офтальмоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•								•	•						
	ксенон-галогенная лампа						•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		
	LED																			•	
	1 апертура		•			•								•	•						
	5 апертур			•			•														
6 апертур				•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
рукоятка	1 металлическая рукоятка (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
	1 пластиковая рукоятка (AA)													•	•						
	2 пластиковых рукоятки (AA)															•	•	•	•	•	
перезаря- жаются в*	зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000 (с KaWe аккумуляторами)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
возможные источники питания	батарейка(и)*	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	KaWe-аккумуляторы*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
упаковка	сумка на молнии					•								•	•					•	
	тканевая сумка	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		
цвет	найт night, скай sky, стоун stone													•	•	•	•	•	•	•	

*не входит в объем поставки

Набор Бэсик C10 | Basic Set C10

НАБОР ОТОСКОПА











1 головка, 1 рукоятка

	2,5 В	Набор Бэсик C10	REF 02.01000.002
1	2,5 В	1 головка отоскопа	REF 01.73210.021
		КаWe КОМБИЛАЙТ C10	
	VL	вакуумная лампа	
		источник света REF 12.75111.013	
		стандартное освещение	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	1,5 В	1 рукоятка	REF 01.74110.002
		затвор с винтом	
		с регулировкой яркости света	
		батареечная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя	
		батарейки: 2 Baby, тип C	
		принадлежности	
3		3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
4		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
5	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
6		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
7		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
8	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
9		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

Набор Бэсик С10 / Е10 | Basic Set C10 / E10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА











	2,5 В	Набор Бэсик С10 / Е10	REF 02.11001.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	2,5 В   	1 рукоятка затвор с винтом с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
		принадлежности	
4		3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.72101.001
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

Набор Бэсик С10 / E15 | Basic Set C10 / E15

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА











2 головки, 5 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	Набор Бэсик С10 / E15	REF 02.01008.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E15 вакуумная лампа 5 апертур источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81155.001
3	2,5 В   	1 рукоятка затвор с винтом с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
		принадлежности	
4		3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.72101.001
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

Набор Бэсик С10 / Е16 (ЕС) | Basic Set C10 / E16 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА











	2,5 В	Набор Басик С10 / Е16 (ЕС)	REF 02.01104.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е16 вакуумная лампа 6 апертур зелёный фильтр, асферическая оптика высокой точности источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	REF 01.81161.001
3	2,5 В   	1 рукоятка затвор с винтом с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Вaбу, тип С	REF 01.74110.002
		принадлежности	
4		3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.72101.001
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10 | KaWe EUROLIGHT C10 / E10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10	REF 02.11002.001
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73110.001
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	1,5 В   	1 рукоятка затвор с винтом с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
4		принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в сумке	REF 01.78301.001

KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT PRO SET LED 2,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ PRO SET LED 2,5 В	REF 02.15008.003
1	2,5 В LED 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа источник света REF 12.75153.003 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73135.501
2	2,5 В LED 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E35 LED LED лампа 5 апертур источник света REF 12.75156.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от -36 до +35 диоптрий, одноступенчатый, 71 линза асферическая оптика высокой точности, фильтр поляризации	REF 01.84255.021
3	2,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" металлическая аккумуляторная рукоятка С, средняя	REF 01.74130.002
4		принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм многоразовые ушные воронки 2 x Ø 2,5 мм, 2 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT E30 LED / E36 (EC) 3,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка









	3,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.18004.002
1	<p>3,5 В</p> <p>LED hp</p>	<p>1 головка отоскопа</p> <p>KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED</p> <p>LED лампа высокой мощности</p> <p>источник света REF 12.75253.003</p> <p>волоконная оптика</p> <p>с лупой 3-х кратного увеличения</p>	REF 01.73137.611
2	<p>3,5 В</p> <p>XH</p> <p>EC</p>	<p>1 головка офтальмоскопа</p> <p>KaWe ЕВРОЛАЙТ E36</p> <p>ксенон-галогенная лампа</p> <p>6 апертур</p> <p>зелёный фильтр</p> <p>источник света REF 12.75232.003</p> <p>с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий</p> <p>асферическая оптика высокой точности</p>	REF 01.85361.001
3	<p>3,5 В</p>	<p>1 рукоятка</p> <p>с креплением "клик"</p> <p>с регулировкой яркости света</p> <p>аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)</p> <p>принадлежности</p>	REF 01.74131.062
4		<p>одноразовые ушные воронки</p> <p>10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм</p>	
5		<p>поставляется в белом жёстком кейсе</p>	REF 01.79107.022

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка









	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23004.001
1	2,5 В  XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В  XH  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	2,5 В   	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Baby, тип C	REF 01.74130.002
4		принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23014.002
1	2,5 В  XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В  XH  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	2,5 В   	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vaby, тип C	REF 01.74130.002
		принадлежности	
4		многоразовые ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 2,5 В	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75144.013
6	HL 2,5 В	запасная лампа, галогенная	REF 12.75132.003
7		назальный осветитель	REF 01.79301.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79302.001
9		ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79303.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

3,5 В


2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.24004.102
		KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (США)	REF 02.24005.102
1	3,5 В	1 головка отоскопа	REF 01.73232.021
		KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30	
	XL	ксеноновая лампа	
		источник света REF 12.75241.003	
		волоконная оптика	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	3,5 В	1 головка офтальмоскопа (EC)	REF 01.85361.001
2	3,5 В	1 головка офтальмоскопа (США)	REF 01.85366.001
		KaWe ЕВРОЛАЙТ E36	
	XH	ксенон-галогенная лампа	
		6 апертур	
	EC	зелёный фильтр	
	США	кобальтовый фильтр	
		источник света REF 12.75232.003	
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	3,5 В	1 рукоятка	REF 01.74131.062
		с креплением "клик"	
		с регулировкой яркости света	
		аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	
		принадлежности	
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

Аккумулятор входит в объём поставки

REF Артикулный номер

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC)	REF 02.25004.002
1	2,5 В	1 головка отоскопа	REF 01.73230.521
		KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED	
	LED	LED лампа	
		источник света REF 12.75153.003	
		волоконная оптика	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа	REF 01.81361.001
		KaWe ЕВРОЛАЙТ E36	
	XH	ксенон-галогенная лампа	
		6 апертур	
	EC	зелёный фильтр	
		источник света REF 12.75132.003	
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	2,5 В	1 рукоятка	REF 01.74130.002
		с креплением "клик"	
		с регулировкой яркости света	
		батареечная рукоятка C, средняя	
		батарейки: 2 Вauy, тип C	
		принадлежности	
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.28014.002
1	3,5 В LED hp 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73232.631
2	3,5 В ХН EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (► 189)	REF 01.74131.062
		принадлежности	
4		многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 3,5 В	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75241.003
6	ХН 3,5 В	запасная лампа, ксенон-галогенная	REF 12.75232.003
7		назальный осветитель	REF 01.79305.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79306.001
9		ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79307.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

KaWe ПИККОЛАЙТ С / E50 | KaWe PICCOLIGHT C / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe ПИККОЛАЙТ С / E50	
	C / E50	найт	REF 02.31001.021
	C / E50	скай	REF 02.31001.232
	C / E50	стоун	REF 02.31001.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ С	
	VL	вакуумная лампа	REF 01.73300.021
		источник света REF 12.75111.013	REF 01.73300.231
		стандартное освещение	REF 01.73300.261
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ E50	
	VL	вакуумная лампа	REF 01.83500.021
		1 апертура	REF 01.83500.231
		источник света REF 12.75112.003	REF 01.83500.261
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	1,5 В	1 рукоятка	
		батареечная рукоятка AA	REF 01.74200.021
		батарейки: 2 Mignon, тип AA	REF 01.74200.231
			REF 01.74200.261
		принадлежности	
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в сумке	REF 01.78401.021

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50 | KaWe PICCOLIGHT F.O. / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50	
	F.O. / E50	найт	REF 02.33001.021
	F.O. / E50	стоун	REF 02.33001.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O.	
	XL	ксеноновая лампа	REF 01.73310.021
		источник света REF 12.75144.013	REF 01.73310.231
		волоконная оптика	REF 01.73310.261
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ E50	
	VL	вакуумная лампа	REF 01.83500.021
		1 апертура	REF 01.83500.231
		источник света REF 12.75112.003	REF 01.83500.261
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	2,5 В	1 рукоятка	
		батареечная рукоятка AA	REF 01.74200.021
		батарейки: 2 Mignon, тип AA	REF 01.74200.231
			REF 01.74200.261
		принадлежности	
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в сумке	REF 01.78401.021

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер

КаWe ПИККОЛАЙТ | КаWe PICCOLIGHT F.O. / E56 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2,5 В		КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E56 (ЕС/США)		EC	США
	F.O. / E56	■ найт		REF 02.33404.022	REF 02.33405.022
	F.O. / E56	■ стоун		REF 02.33404.262	REF 02.33405.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа			
		КаWe ПИККОЛАЙТ F.O.			
	XL	ксеноновая лампа		REF 01.73310.021	
		источник света REF 12.75144.013		REF 01.73310.231	
		волоконная оптика		REF 01.73310.261	
		с лупой 3-х кратного увеличения			
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа			
		КаWe ПИККОЛАЙТ E56			
	XH	ксенон-галогенная лампа		REF 01.83561.021	REF 01.83566.021
		6 апертур		REF 01.83561.231	REF 01.83566.231
		источник света REF 12.75132.003		REF 01.83561.261	REF 01.83566.261
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий			
		асферическая оптика высокой точности			
3	2,5 В	2 рукоятки			
		батареечная рукоятка AA		REF 01.74200.021	
		батарейки: по 2 Mignon, тип AA		REF 01.74200.231	
				REF 01.74200.261	
		принадлежности			
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм			
5		поставляется в сумке		REF 01.79107.022	

KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT LED (США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 6 апертур, 2 рукоятки

2,5 В		KaWe ПИККОЛАЙТ LED (США)		США	
	F.O./E56 LED	найт			REF 02.37405.022
	F.O./E56 LED	скай			REF 02.37405.232
	F.O./E56 LED	стоун			REF 02.37405.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа			
		KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED			
	LED	LED лампа			REF 01.73520.021
		источник света REF 12.75153.003			REF 01.73520.231
		волоконная оптика			REF 01.73520.261
		с лупой 3-х кратного увеличения			
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа			
		KaWe ПИККОЛАЙТ E56			
	LED	LED лампа			
		6 апертур (синий фильтр США)			
		источник света REF 12.7155.003			
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий			
		асферическая оптика высокой точности			
3	2,5 В	2 рукоятки			
		батареечная рукоятка AA			REF 01.74200.021
		батарейки: по 2 Mignon, тип AA			REF 01.74200.231
					REF 01.74200.261
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм			
5		поставляется в белом жёстком кейсе			REF 01.78401.021

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер

Принадлежности

ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ

Белый, жёсткий кейс

кейс отдельно, белый



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT

REF 01.79107.022

кейс отдельно, белый



для
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT
с Finoff-принадлежностями

REF 01.79112.022

кейс отдельно, белый



для
Набора Бэсик

REF 01.79207.022

Сумочки

тканевая сумочка, чёрная

18 x 11 cm



для
KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT

REF 01.78401.021

тканевая сумочка, чёрная

22 x 13 cm



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT

REF 01.78301.001



БЛОКНОТ

A series of horizontal dotted lines for writing.



© KaWe | 2023

Торговый посредник

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany

Fon: +49 7141 68 188 - 0
Fax: +49 7141 68 188 - 11
info@kawemed.de

www.kawemed.com