

# KaWe MedCenter 5000

## Диагностические наборы



### Технические данные:

- Напряжение подключения к сети: 100-230 В, 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 3,5 В
- Выходной ток: макс. 2000 мА

### ХАРАКТЕРИСТИКА

- современный, инновационный дизайн
- 24-часовая эксплуатационная готовность
- в дежурном режиме (эффект памяти)
- плавная регулировка яркости света
- продлевает срок службы лампы посредством щадящей, пульсирующей фазы пуска
- эргономичные рукоятки
- „KaWe STS технология“
- с автоматической системой вкл./выкл.
- лёгкая очистка
- с защитным устройством от краж
- лёгкий настенный монтаж

# KaWe МедЦентр | MedCenter 5000

## НАСТЕННАЯ СТАНЦИЯ

**Высококачественная электроника объединена в настенный блок – наш KaWe МедЦентр 5000 с «интеллектом».**

Все приборы оснащены эргономичными ручками с уникальной регулировкой света, удобной “мягкой системой” (“Soft-Touch-System” – KaWe STS). С так называемой “KaWe STS технологией”, лёгким давлением регулируют интенсивность света, по мере необходимости вверх или вниз. Устройство

запоминает последний уровень регулировки света посредством эффекта памяти. Устройства также защищены против хищения. KaWe МедЦентр 5000 настенная станция, таким образом сочетает в себе высокие технические качества, надёжность и безопасность в применении.

### KaWe ЕВРОЛАЙТ E25 / KaWe EUROLIGHT E25 – Детальное изображение



Апертуры	
	<b>Щель</b> – для определения повреждений различного уровня, особенно опухолей и отеков
	<b>Большой круг</b> – для общего исследования глазного дна
	<b>Малый круг</b> – для сокращения рефлекса при маленьком зрачке
	<b>Полукруг</b> – для сокращения рефлекса при условии маленького зрачка
	<b>Зелёный – большой круг (бескрасный)</b> – для выявления мельчайших изменений сосудов, фильтр задерживающий красные лучи на исследуемом участке
	<b>Точка фиксации</b> для установления центральных и эксцентрических фиксаций

# KaWe МедЦентр 5000 наборы

## НАБОРЫ ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



<b>3,5 В</b>	<b>F.O. E25</b>	<b>REF 02.85030.002</b>
	Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления	
	<b>Головка отоскопа*, найт</b>	<b>REF 01.73550.021</b>
	KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность	<b>REF 12.75253.003</b>
	LED лампа высокой мощности	
	с лупой 3-х кратного увеличения	
	<b>Головка офтальмоскопа, чёрная</b>	<b>REF 01.85255.021</b>
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E25	<b>REF 12.75234.003</b>
	ксенон-галогенная лампа	
	5 апертур	
	с колёсиком корректирующем диапазон линз, одноступенчатый, от -36 до +35 диоптрий	
	71 линза, поляризационный фильтр	
<b>3,5 В</b>	<b>C / E56 (US)</b>	<b>REF 02.85010.002</b>
	Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления	
	<b>Головка отоскопа*, найт</b>	<b>REF 01.73320.021</b>
	KaWe ПИККОЛАЙТ C	<b>REF 12.75241.003</b>
	ксеноновая лампа	
	с лупой 3-х кратного увеличения	
	<b>Головка офтальмоскопа, найт</b>	<b>REF 01.87555.021</b>
	KaWe ПИККОЛАЙТ E56 (US)	<b>REF 12.75232.003</b>
	ксенон-галогенная лампа	
	5 апертур	
	с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий	
	<b>*Принадлежности</b>	
	использовать исключительно с <b>ушными воронками 2,5 / 4,0 мм</b> для KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопа	
	или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок REF 02.84001.002	

# КаWe МедЦентр 5000 наборы

НАБОРЫ ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



3,5 В



**F.O. E56 (EC)**

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штпселем, в комплекте с набором для настенного крепления



**Головка отоскопа\*, найт**

КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность  
LED лампа высокой мощности  
с лупой 3-х кратного увеличения

LED hp



**Головка офтальмоскопа, найт**

КаWe ЕВРОЛАЙТ E56, EC  
ксенон-галогенная лампа  
6 апертур  
зелёный фильтр  
с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий

XH



EC

REF 02.85021.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003

REF 01.87561.021

REF 12.75232.003



3,5 В



**F.O. E56 (США)**

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штпселем, в комплекте с набором для настенного крепления



**Головка отоскопа\*, найт**

КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность  
LED лампа высокой мощности  
с лупой 3-х кратного увеличения

LED hp



**Головка офтальмоскопа, найт**

КаWe ПИККОЛАЙТ E56, США  
ксенон-галогенная лампа  
6 апертур  
кобальтовый фильтр  
с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий

XH



США

REF 02.85020.002

REF 01.73550.021

REF 12.75253.003

REF 01.87566.021

REF 12.75232.003

**\*Принадлежности**

использовать исключительно с **ушными воронками 2,5 / 4,0 мм** для КаWe ПИККОЛАЙТ отоскопа или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок REF 02.84001.002

# КаWe МедЦентр 5000

МОДУЛИ



## Модули

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 | <b>Основной модуль</b><br>с одной рукояткой, заменяемым сетевым штпселем, в комплекте с набором для настенного крепления                     | REF 02.81000.002 |
| 2 | <b>Основной и дополнительный модуль</b><br>с двумя рукоятками, заменяемым сетевым штпселем, в комплекте с набором для настенного крепления   | REF 02.81001.002 |
| 3 | <b>Дополнительный модуль с одной рукояткой</b>   | REF 02.84000.002 |
| 4 | <b>Модуль для ушных воронок</b><br>с двумя трубками для хранения ушных воронок, включительно по 20 шт. Ø 2,5 мм / 4,0 мм одноразовых воронок | REF 02.84001.002 |

**Примечание:** КаWe МедЦентр 5000 допускает применение до 3-х рукояток!

**Набор настенного крепления:** одно приспособление для подвешивания и 5 шурупов с дюбелями, заменяемый сетевой штпсель: EC/ВБ (240В), США (110В)



## КаWe МАСТЕРМЕД С | KaWe MASTERMED C

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 5 | <b>Настенная модель</b><br>– <b>Анероидный тонометр</b><br>в сочетании с КаWe МедЦентром 5000<br>– диаметр шкалы 150 мм<br>– шкала измерения от 0 до 300 мм рт. ст.<br>– поворотное настенное крепление 80°<br>– в комплекте с шурупами и дюбелями<br>– спиральный шнур с радиусом действия 3 м<br>– дополнительная характеристика | REF 04.32750.232 |
|---|--|------------------|

# КаWe МедЦентр 5000

## ГОЛОВКИ ОТОСКОПА

### КаWe ПИККОЛАЙТ С, F.O. | КаWe PICCOLIGHT C, F.O.



1	<b>3,5 В</b> XL	головка отоскопа С ксеноновая лампа найт	REF 01.73320.021
---	--------------------	--	------------------



2	<b>3,5 В</b> LED hp	головка отоскопа F.O. LED лампа высокой мощности найт	REF 01.73550.021
---	------------------------	---	------------------

## ГОЛОВКИ ОФТАЛЬМОСКОПА

### КаWe ЕВРОЛАЙТ E25 | КаWe EUROLIGHT E25



3	<b>3,5 В</b> ХН	головка офтальмоскопа E25 ксенон-галогенная лампа чёрная 5 апертур	REF 01.85255.021
---	--------------------	---	------------------

### КаWe ПИККОЛАЙТ E55, E56 | КаWe PICCOLIGHT E55, E56



4	<b>3,5 В</b> ХН	головка офтальмоскопа E55 ксенон-галогенная лампа найт 5 апертур	REF 01.87555.021
---	--------------------	---	------------------



5	<b>3,5 В   V</b> ХН	головка офтальмоскопа E56 (EC) ксенон-галогенная лампа найт 6 апертур зелёный фильтр	REF 01.87561.021
---	------------------------	--	------------------



6	<b>3,5 В</b> ХН	головка офтальмоскопа E56 (США) ксенон-галогенная лампа найт 6 апертур кобальтовый фильтр	REF 01.87566.021
---	--------------------	---	------------------

REF Артикульный номер

XL Ксеноновая лампа  
LED LED лампа

ХН Ксенон-галогенная лампа

## ОБЗОР

	KaWe EUROLIGHT							KaWe COMBILIGHT					KaWe PICCOLIGHT							
	Basic Set C10	Basic Set C10 / E10	Basic Set C10 / E15	Basic Set C10 / E16	C10 / E10	Pro Set LED	F.O.30 LED / hp / E56	EC					C / E50	F.O. / E50	F.O. / E56	F.O. / E56	F.O. LED / s / E56	F.O. LED / s / E56	Piccolight LED	
напряжение питания [В]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
фильтр				EC		EC	EC	EC	EC	США	EU	EC	EC			EC	США	EC	США	США
головка отоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•								•						
	ксеноновая лампа							•	•	•	•			•	•	•				
	LED лампа стандарт						•					•						•	•	•
	LED лампа высокой мощности												•							
	Finoff-принадлежности											•	•							
головка офтальмоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•								•	•					
	ксенон-галогенная лампа						•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
	LED																			•
	1 апертура		•			•								•	•					
5 апертур			•			•														
6 апертур				•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
рукоятка	1 металлическая рукоятка (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	1 пластиковая рукоятка (AA)													•	•					
	2 пластиковых рукоятки (AA)															•	•	•	•	•
перезаряжаются в*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
возможные источники питания	батарея(и)*	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	КаWe-аккумуляторы*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
упаковка	сумка на молнии					•								•	•					•
	тканевая сумка	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
цвет	найт	night	скай	sky	стоун	stone							•	•	•	•	•	•	•	

\*не входит в объём поставки

REF Артикульный номер

# Набор Бэсик С10 | Basic Set C10

НАБОР ОТОСКОПА



1 головка, 1 рукоятка

2,5 В	Набор Бэсик С10	REF 02.01000.002
1	<p><b>2,5 В</b></p> <p><b>1 головка отоскопа</b></p> <p>КаWe КОМБИЛАЙТ С10                      вакуумная лампа                      источник света REF 12.75111.013                      стандартное освещение                      с лупой 3-х кратного увеличения</p>	REF 01.73210.021
2	<p><b>1,5 В</b></p> <p><b>1 рукоятка</b></p> <p>затвор с винтом                      с регулировкой яркости света                      батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя                      батарейки: 2 Vaby, тип С</p> <p><b>принадлежности</b></p>	REF 01.74110.002
3	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.79103.001
4	2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79102.001
5	2,5 В кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79201.001
6	пластиковый держатель шпателя	REF 01.79202.001
7	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 12.75111.013
8	2,5 В запасная лампа	REF 01.79207.022
9	поставляется в белом жёстком кейсе	

# Набор Бэсик С10 / Е10 | Basic Set C10 / E10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

2,5 В	Набор Бэсик С10 / Е10	REF 02.11001.002
1	<p><b>2,5 В</b></p> <p><b>1 головка отоскопа</b></p> <p>КаWe КОМБИЛАЙТ С10                      вакуумная лампа                      источник света REF 12.75111.013                      стандартное освещение                      с лупой 3-х кратного увеличения</p>	REF 01.73210.021
2	<p><b>2,5 В</b></p> <p><b>1 головка офтальмоскопа</b></p> <p>КаWe ЕВРОЛАЙТ Е10                      вакуумная лампа                      1 апертура                      источник света REF 12.75114.003                      с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий                      асферическая оптика высокой точности</p>	REF 01.81100.001
3	<p><b>2,5 В</b></p> <p><b>1 рукоятка</b></p> <p>затвор с винтом                      с регулировкой яркости света                      батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя                      батарейки: 2 Vaby, тип С</p> <p><b>принадлежности</b></p>	REF 01.74110.002
4	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.72101.001
5	2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7	пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В запасная лампа	REF 12.75111.013
10	поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

# Набор Бэсик C10 / E15 | Basic Set C10 / E15

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 5 апертур, 1 рукоятка

2,5 В	Набор Бэсик C10 / E15	REF 02.01008.002
1	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ C10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E15 вакуумная лампа 5 апертур источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81155.001
3	<b>1 рукоятка</b> затвор с винтом с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vaby, тип C	REF 01.74110.002
<b>принадлежности</b>		
4	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.72101.001
5	2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7	пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В запасная лампа	REF 12.75111.013
10	поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

# Набор Бэсик C10 / E16 (EC) | Basic Set C10 / E16 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

2,5 В	Набор Бэсик C10 / E16 (EC)	REF 02.01104.002
1	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ C10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E16 вакуумная лампа 6 апертур зелёный фильтр, асферическая оптика высокой точности источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	REF 01.81161.001
3	<b>1 рукоятка</b> затвор с винтом с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vaby, тип C	REF 01.74110.002
<b>принадлежности</b>		
4	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.72101.001
5	2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7	пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В запасная лампа	REF 12.75111.013
10	поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

# KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10 | KaWe EUROLIGHT С10 / Е10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10	REF 02.11002.001
<b>1</b>	<b>1 головка отоскопа</b>	REF 01.73110.001
	KaWe ЕВРОЛАЙТ С10	
	вакуумная лампа	
	источник света REF 12.75111.013	
	стандартное освещение	
	с лупой 3-х кратного увеличения	
<b>2</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b>	REF 01.81100.001
	KaWe ЕВРОЛАЙТ Е10	
	вакуумная лампа	
	1 апертура	
	источник света REF 12.75114.003	
	с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
	асферическая оптика высокой точности	
<b>3</b>	<b>1 рукоятка</b>	REF 01.74110.002
	затвор с винтом	
	с регулировкой яркости света	
	батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя	
	батарейки: 2 Vapu, тип С	
	<b>принадлежности</b>	
<b>4</b>	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
<b>5</b>	поставляется в сумке	REF 01.78301.001

# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT PRO SET LED 2,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 5 апертур, 1 рукоятка

2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ PRO SET LED 2,5 В	REF 02.15008.003
<b>1</b>	<b>1 головка отоскопа</b>	REF 01.73135.501
	KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED	
	LED лампа	
	источник света REF 12.75153.003	
	волоконная оптика	
	с лупой 3-х кратного увеличения	
<b>2</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b>	REF 01.84255.021
	KaWe ЕВРОЛАЙТ Е35 LED	
	LED лампа	
	5 апертур	
	источник света REF 12.75156.003	
	с колёсиком корректирующим диапазон линз от -36 до +35 диоптрий, одноступенчатый, 71 линза	
	асферическая оптика высокой точности, фильтр поляризации	
<b>3</b>	<b>1 рукоятка</b>	REF 01.74130.002
	с креплением "клик"	
	металлическая аккумуляторная рукоятка С, средняя	
	<b>принадлежности</b>	
<b>4</b>	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
	многократные ушные воронки 2 x Ø 2,5 мм, 2 x Ø 4 мм	
<b>5</b>	поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT E30 LED / E36 (EC) 3,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.18004.002
1	 3,5 В LED hp 	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73137.611
2	 3,5 В ХН  EC 	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	 3,5 В 	<b>1 рукоятка</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	REF 01.74131.062
<b>принадлежности</b>			
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

# KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ   COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23004.001
1	 2,5 В XL 	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	 2,5 В ХН  EC 	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	 2,5 В 	<b>1 рукоятка</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74130.002
<b>принадлежности</b>			
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022



# KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ   COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23014.002
<b>1</b>	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
<b>2</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
<b>3</b>	<b>1 рукоятка</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батарейки: 2 Vayu, тип C	REF 01.74130.002
<b>4</b>	<b>принадлежности</b> многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
<b>5</b>	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75144.013
<b>6</b>	запасная лампа, галогенная	REF 12.75132.003
<b>7</b>	назальный осветитель	REF 01.79301.001
<b>8</b>	трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79302.001
<b>9</b>	ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79303.001
<b>10</b>	поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

# KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT F.O.30 / E36 (EC/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

3,5 В



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.24004.102
3,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (США)	REF 02.24005.102
<b>1</b>	<b>1 головка отоскопа</b> KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75241.003 волоконная оптика с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73232.021
<b>2</b>	<b>1 головка офтальмоскопа (EC)</b>	REF 01.85361.001
<b>2</b>	<b>1 головка офтальмоскопа (США)</b>	REF 01.85366.001
<b>3</b>	<b>1 рукоятка</b> KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр кобальтовый фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.74131.062
<b>4</b>	<b>принадлежности</b> с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	
<b>5</b>	<b>принадлежности</b> одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

# КаWe КОМБИЛАЙТ | КаWe COMBILIGHT F.O.30 LED / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	<b>2,5 В</b>	<b>КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC)</b>	<b>REF 02.25004.002</b>
<b>1</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 головка отоскопа</b>	<b>REF 01.73230.521</b>
		КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED	
		LED лампа	
		источник света REF 12.75153.003	
		волоконная оптика	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
<b>2</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b>	<b>REF 01.81361.001</b>
		КаWe ЕВРОЛАЙТ E36	
		ксенон-галогенная лампа	
		6 апертур	
		зелёный фильтр	
		источник света REF 12.75132.003	
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
<b>3</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 рукоятка</b>	<b>REF 01.74130.002</b>
		с креплением "клик"	
		с регулировкой яркости света	
		батарейная рукоятка C, средняя	
		батарейки: 2 Vaby, тип C	
		<b>принадлежности</b>	
<b>4</b>		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
<b>5</b>		поставляется в белом жёстком кейсе	<b>REF 01.79107.022</b>

# КаWe КОМБИЛАЙТ | КаWe COMBILIGHT F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	<b>3,5 В</b>	<b>КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В</b>	<b>REF 02.28014.002</b>
<b>1</b>	<b>3,5 В</b>	<b>1 головка отоскопа</b>	<b>REF 01.73232.631</b>
		КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED	
		LED лампа высокой мощности	
		источник света REF 12.75253.003	
		LED освещение	
		с лупой 3-х кратного увеличения	
<b>2</b>	<b>3,5 В</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b>	<b>REF 01.85361.001</b>
		КаWe ЕВРОЛАЙТ E36	
		ксенон-галогенная лампа	
		6 апертур	
		зелёный фильтр	
		источник света REF 12.75232.003	
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
<b>3</b>	<b>3,5 В</b>	<b>1 рукоятка</b>	<b>REF 01.74131.062</b>
		с креплением "клик"	
		с регулировкой яркости света	
		аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором,	
		использовать только в сочетании с зарядным устройством КаWe МедЧарж 4000 (» 189)	
		<b>принадлежности</b>	
<b>4</b>		многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	<b>REF 01.72211.001</b>
<b>5</b>	<b>XL 3,5 В</b>	запасная лампа, ксеноновая	<b>REF 12.75241.003</b>
<b>6</b>	<b>ХН 3,5 В</b>	запасная лампа, ксенон-галогенная	<b>REF 12.75232.003</b>
<b>7</b>		назальный осветитель	<b>REF 01.79305.001</b>
<b>8</b>		трансиллюминатор Finoff ксенон	<b>REF 01.79306.001</b>
<b>9</b>		ларенгиальное зеркало, прямое	<b>REF 01.79307.001</b>
<b>10</b>		поставляется в белом жёстком кейсе	<b>REF 01.79112.022</b>

# КаWe ПИККОЛАЙТ С / E50 | КаWe PICCOLIGHT C / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета


- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

<b>2,5 В</b>	<b>КаWe ПИККОЛАЙТ С / E50</b>	
C / E50	найт	REF 02.31001.021
C / E50	скай	REF 02.31001.232
C / E50	стоун	REF 02.31001.262
<b>1</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 головка отоскопа</b>
		КаWe ПИККОЛАЙТ С
		вакуумная лампа
		источник света REF 12.75111.013
		стандартное освещение
		с лупой 3-х кратного увеличения
		REF 01.73300.021
		REF 01.73300.231
		REF 01.73300.261
<b>2</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b>
		КаWe ПИККОЛАЙТ E50
		вакуумная лампа
		1 апертура
		источник света REF 12.75112.003
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий
		асферическая оптика высокой точности
		REF 01.83500.021
		REF 01.83500.231
		REF 01.83500.261
<b>3</b>	<b>1,5 В</b>	<b>1 рукоятка</b>
		батареечная рукоятка AA
		батарейки: 2 Mignon, тип AA
		REF 01.74200.021
		REF 01.74200.231
		REF 01.74200.261
		<b>принадлежности</b>
<b>4</b>		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм
<b>5</b>		поставляется в сумке
		REF 01.78401.021

# КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50 | КаWe PICCOLIGHT F.O. / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт | night
- стоун | stone

2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

<b>2,5 В</b>	<b>КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50</b>	
F.O. / E50	найт	REF 02.33001.021
F.O. / E50	стоун	REF 02.33001.262
<b>1</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 головка отоскопа</b>
		КаWe ПИККОЛАЙТ F.O.
		ксеноновая лампа
		источник света REF 12.75144.013
		волоконная оптика
		с лупой 3-х кратного увеличения
		REF 01.73310.021
		REF 01.73310.231
		REF 01.73310.261
<b>2</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 головка офтальмоскопа</b>
		КаWe ПИККОЛАЙТ E50
		вакуумная лампа
		1 апертура
		источник света REF 12.75112.003
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий
		асферическая оптика высокой точности
		REF 01.83500.021
		REF 01.83500.231
		REF 01.83500.261
<b>3</b>	<b>2,5 В</b>	<b>1 рукоятка</b>
		батареечная рукоятка AA
		батарейки: 2 Mignon, тип AA
		REF 01.74200.021
		REF 01.74200.231
		REF 01.74200.261
		<b>принадлежности</b>
<b>4</b>		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм
<b>5</b>		поставляется в сумке
		REF 01.78401.021

# КаWe ПИККОЛАЙТ | КаWe PICCOLIGHT F.O. / E56 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт | night
- стоун | stone

2 головки, 6 апертур, 2 рукоятки

# КаWe ПИККОЛАЙТ | КаWe PICCOLIGHT LED (США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 6 апертур, 2 рукоятки

2,5 В		КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E56 (ЕС/США)		ЕС	США
	F.O. / E56	найт		REF 02.33404.022	REF 02.33405.022
	F.O. / E56	стоун		REF 02.33404.262	REF 02.33405.262
1	2,5 В	<b>1 головка отоскопа</b>			
	XL	КаWe ПИККОЛАЙТ F.O.			
		ксеноновая лампа			
		источник света REF 12.75144.013			
		волоконная оптика			
		с лупой 3-х кратного увеличения			
2	2,5 В	<b>1 головка офтальмоскопа</b>			
	XH	КаWe ПИККОЛАЙТ E56			
		ксенон-галогенная лампа			
		6 апертур			
		источник света REF 12.75132.003			
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий			
		асферическая оптика высокой точности			
3	2,5 В	<b>2 рукоятки</b>			
		батареечная рукоятка AA			
		батарейки: по 2 Mignon, тип AA			
		REF 01.74200.021			
		REF 01.74200.231			
		REF 01.74200.261			
		<b>принадлежности</b>			
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм			
5		поставляется в сумке			
		REF 01.79107.022			

2,5 В		КаWe ПИККОЛАЙТ LED (США)		США
	F.O./E56 LED	найт		REF 02.37405.022
	F.O./E56 LED	скай		REF 02.37405.232
	F.O./E56 LED	стоун		REF 02.37405.262
1	2,5 В	<b>1 головка отоскопа</b>		
	LED	КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED		
		LED лампа		
		источник света REF 12.75153.003		
		волоконная оптика		
		с лупой 3-х кратного увеличения		
2	2,5 В	<b>1 головка офтальмоскопа</b>		
	LED	КаWe ПИККОЛАЙТ E56		
		LED лампа		
		6 апертур (синий фильтр США)		
		источник света REF 12.7155.003		
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий		
		асферическая оптика высокой точности		
3	2,5 В	<b>2 рукоятки</b>		
		батареечная рукоятка AA		
		батарейки: по 2 Mignon, тип AA		
		REF 01.74200.021		
		REF 01.74200.231		
		REF 01.74200.261		
		<b>принадлежности</b>		
4		одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм		
5		поставляется в белом жёстком кейсе		
		REF 01.78401.021		

## Принадлежности для диагностических наборов

### Белый, жёсткий кейс

кейс отдельно, белый



для  
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT  
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT

REF 01.79107.022

кейс отдельно, белый



для  
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT  
с Finoff-принадлежностями

REF 01.79112.022

кейс отдельно, белый



для  
Набора Бэсик

REF 01.79207.022

### Сумочки

тканевая сумочка, чёрная

18 x 11 cm



для  
KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT

REF 01.78401.021

тканевая сумочка, чёрная

22 x 13 cm



для  
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT  
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT

REF 01.78301.001



БЛОКНОТ

Blank lined page for notes.

БЛОКНОТ

Blank lined page for notes.



© KaWe | 2023

Торговый посредник

**KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG**  
Eberhardstr. 56  
71679 Asperg, Germany

Fon: +49 7141 68 188 - 0  
Fax: +49 7141 68 188 - 11  
info@kawemed.de

[www.kawemed.com](http://www.kawemed.com)