

MEDIZINTECHNIK
seit 1890


KaWe

Стетоскопы





Стетоскопы



KAWE — ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ СТЕТОСКОПОВ — ХОРОШИЙ СЛУХ СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНЫМ

Для того, чтобы качество стетоскопов KaWe можно было оценить не только на слух, но и визуально, а также измерить их акустические характеристики, в течение последних двух лет совместно с Ульмским техническим университетом был разработан уникальный метод оценки частотных искажений всех типов стетоскопов.

Слуховое восприятие представляет собой чрезвычайно сложное взаимодействие звуковых волн, звукового давления, типа звука и частотного диапазона.

На способность различать звуковые частоты при аускультации большое влияние оказывают физиологические факторы, такие как кожа и другие ткани человека. Поэтому при разработке особое внимание уделялось не только акустическим характеристикам, но и учету анатомических условий при аускультации. В процессе также применялся стандарт EN ISO 266, имеющий важное значение при проведении акустических испытаний.

Нам удалось учесть все вышеперечисленные факторы при проектировании, чтобы обеспечить точную оценку акустических характеристик наших стетоскопов на практике.

Разработанный метод оценки не имеет аналогов. Все результаты измерений учитываются при проектировании и усовершенствовании стетоскопов, а по запросу могут быть предоставлены и сертификаты измерений.

Все стетоскопы KaWe были протестированы в соответствии с данным методом оценки.

Стетоскопы

ОБЗОР

	Тип						Материал					Размеры			
	двойная головка	плоская головка	резиновая воронка	защита от холода	кардиологический	детский/для новорожденных	ветеринарный	головка (К/Е/М/А)	ушные дужки (К/Е/М/А)	трубки, без латекса	головка, без латекса	складные ушные дужки	ушные оплывы (твердые, мягкие, вращающиеся)	двухтрубная система	длина трубок (см)
Standard-Prestige	•			•			Е	Е	•	•		w+h		78	47
Child-Prestige	•			•		•	Е	Е	•	•		w+h		78	35
Baby-Prestige	•			•		•	Е	Е	•	•		w+h		78	28,5
Standard-Prestige light	•			•			А	Е	•	•		w+h		78	47
Child-Prestige light	•			•		•	А	Е	•	•		w+h		78	35
Baby-Prestige light	•			•		•	А	Е	•	•		w+h		78	28,5
Profi Cardiology	•			•	•		Е	Е	•	•		w+h		64	45
Top-Kardiologie		•		•	•		Е	Е	•	•		w+h		64	45
Planet Air	•		•	•	•	•	А	Е	•		•	w	•	70	42
Planet	•		•	•	•	•	Мп	Е	•	•	•	h/d	•	70	42
Rapport	•			•			Мс	Мс	•	•		h	•	72	40/27
KaWe COLORSCOP Duo	•			•			КЕ	Мс	•	•		h		78	43,8
KaWe COLORSCOP Plano		•		•			КЕ	Мс	•	•		h		78	43,8
Duo training stethoscope	•			•			КЕ	Мс	•	•		h		130	43,8
Plano training stethoscope		•		•			КЕ	Мс	•	•		h		130	43,8
Double	•			•			А	Мс	•	•		h		80	43,8
Single		•		•			А	Мс	•	•		h		80	43,8
Petiphon			•	•		•	Мп	Е	•	•	•	h/d	•	75	
Suprabel			•	•		•	Мп	Е	•	•	•	h/d	•	88	
Pinard маленький				•		•	Н							17	44
Pinard большой				•		•	Н							33	46

К пластик
Е нержавеющая сталь
М латунь

А алюминий
Н дерево

п никелированный
с хромированный

h твердые
w мягкие
d поворотные

Planet

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕТОСКОП

Стетоскоп Planet на протяжении десятилетий является нашим самым успешным кардиологическим стетоскопом. Каждый стетоскоп является уникальным. Индивидуальный серийный номер, который вытиснен на золотистого цвета головке, гарантирует полную отслеживаемость. Есть много преимуществ, которые убедят Вас выбрать наш стетоскоп Планет:

- за счёт массивности головки и её большого веса 145 г, и высоты головки всего 23 мм (плоская конструкция), отсутствует шум производимый пальцами, а так-же различные побочные шумы, что создаёт отличный резонанс.

- плотный поворотный механизм без блокировки, с двумя различными диапазонами частот.
- свободно плавающая высокоэффективная мембрана (Ø 42 мм), позволяющая передавать тончайшие шумы при аускультации, воспринимаемые до глубины под кожей 120 мм.
- гибкая, сменная воронка, дающая оригинальные тоны и не вызывающая раздражение холодом.
- двухтрубная система с превосходным качеством звука.



Planet

- стетоскоп с двойной головкой с регулируемой ушной дужкой, складной
- свободно плавающая высокоэффективная мембрана Ø 42 мм
- общая длина прибл. 75 см
- переключаемая головка
- незаурядное качество звука
- вращающиеся ушные оливки



вес прибл. 270 гр.

REF 06.22900.022



хорошо

отлично

	хорошо	отлично
Больное сердце (16-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум сосудов (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Артериальное давление (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум лёгких (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум кишечника (16-1000 Hz)	██████████	██████████

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Головка Planet

Ø 42 мм

REF 06.95290.001

Высокоэффективная мембрана

Ø 42 мм

REF 06.96290.001

Трубка для стетоскопа

Длина трубки прибл. 60 см

REF 06.93265.021

Ушные оливки

Вращающиеся

REF 06.91111.021

Planet Air

СТЕТОСКОП

Альтернатива нашему успешному стетоскопу Planet впечатляет своим легким весом и современным, но нестареющим внешним видом. Свободно качающаяся высокоэффективная мембрана идеально адаптируется к контурам тела и обеспечивает великолепную акустику.

- Великолепная акустика, звуковой образ распространяется на весь диапазон частот
- Свободно качающаяся высокоэффективная мембрана (Ø прибл. 42 мм) для тончайшей аускультации



Planet Air

- Легкий вес (прибл. 184 г)
- Мягкие ушные оливки обеспечивают превосходный комфорт при ношении
- Материал: алюминий/нержавеющая сталь, без никеля



вес прибл. 184 гр.

REF 06.22910.122



хорошо

отлично

	хорошо	отлично
Больное сердце (16-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум сосудов (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Артериальное давление (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум лёгких (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум кишечника (16-1000 Hz)	██████████	██████████

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Головка Planet Air

Ø 42 мм

REF 06.95250.001

Высокоэффективная мембрана

Ø 42 мм

REF 06.96250.001

Трубка для стетоскопа

Длина трубки прибл. 60 см

REF 06.94250.122

Ушные оливки

Вращающиеся

REF 06.91220.021

Prestige

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

На протяжении многих лет Prestige является классиком среди KaWe стетоскопов. Прецизионная головка стетоскопа изготовлена из массивной нержавеющей стали. Доступная в различных цветах трубка с интегрированной ушной дужкой из нержавеющей стали и с мягкими ушными оливами предлагает Вам оптимальный комфорт. Стетоскоп поставляется с двумя парами запасных ушных олив, одной мембраной и именной табличкой.



- Соединительная деталь с прочным, точным вспомогательным позиционирующим устройством
- Отсутствие потери времени из-за неправильной регулировки головки стетоскопа

	хорошо	отлично
Большое сердце (16-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум сосудов (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Артериальное давление (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум лёгких (100-2000 Hz)	██████████	██████████
Шум кишечника (16-1000 Hz)	██████████	██████████



ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- стетоскоп с двойной головкой
- 2 пары ушных олив
- 1 запасная мембрана
- вес Standard приibl. 183 г
- вес Child приibl. 137 г
- вес Baby приibl. 128 г

Головка стетоскопа Prestige

- из нержавеющей стали
- Мембрана и кольцо воронки из высококачественного биологически совместимого медицинского силикона

Ушные оливы

- мягкие
- чёрные
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91130.021

Стетоскоп Prestige

- из нержавеющей стали
- переключаемая головка
- общая длина приibl. 78 см



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные дужки с трубкой



- REF 06.94270.011
- REF 06.94270.021
- REF 06.94270.031
- REF 06.94270.041
- REF 06.94270.091
- REF 06.94270.171
- REF 06.94270.261

красный	█
чёрный	█
синий	█
зелёный	█
фиолетовый	█
бордовый	█
серый	█

Standard-Prestige	Child-Prestige	Baby-Prestige
Ø 47 мм	Ø 35 мм	Ø 28,5 мм
REF 06.22700.012	REF 06.22702.012	REF 06.22701.012
REF 06.22700.022	REF 06.22702.022	REF 06.22701.022
REF 06.22700.032	REF 06.22702.032	REF 06.22701.032
REF 06.22700.042	REF 06.22702.042	REF 06.22701.042
REF 06.22700.092	REF 06.22702.092	REF 06.22701.092
REF 06.22700.172	REF 06.22702.172	REF 06.22701.172
REF 06.22700.262	REF 06.22702.262	REF 06.22701.262

Prestige light

ИЗ АЛЮМИНИЯ

Мы расширили наше портфолио и предлагаем Вам эту уже успешную серию стетоскопа в алюминиевом исполнении. Выдающиеся характеристики, такие как хорошее качество звука через армированную стекловолоконную высокоэффективную мембрану, а так же лёгкий вес стетоскопа в этом Вас убедят. К стетоскопу прилагаются одна пара ушных олив и одна запасная мембрана.



- Соединительная деталь с простым, точным вспомогательным позиционирующим устройством
- Отсутствие потери времени из-за неправильной регулировки головки стетоскопа



Ушные оливы

- мягкие
- чёрные
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91130.021

ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- стетоскоп с двойной головкой
- 1 пара ушных олив
- 1 запасная мембрана
- вес Standard прикл. 124 г
- вес Child прикл. 105 г
- вес Baby прикл. 102 г

Стандарт Prestige light

- переключаемая головка
- общая длина прикл. 78 см

Стетоскоп Prestige light
 - из алюминия
 - Мембрана и кольцо воронки из высококачественного биологически совместимого медицинского силикона



красный	
чёрный	
синий	
зелёный	
фиолетовый	
серый	

Standard-Prestige light	
Ø 47 мм	
	REF 06.22710.012
	REF 06.22710.022
	REF 06.22710.232
	REF 06.22710.042
	REF 06.22710.092
	REF 06.22710.262

Child-Prestige light	
Ø 35 мм	
	REF 06.22712.012
	REF 06.22712.022
	REF 06.22712.232
	REF 06.22712.042
	REF 06.22712.092
	REF 06.22712.262

Baby-Prestige light	
Ø 28,5 мм	
	REF 06.22711.012
	REF 06.22711.022
	REF 06.22711.232
	REF 06.22711.042
	REF 06.22711.092
	REF 06.22711.262

Profi Cardiology

СТЕТОСКОП

Стетоскоп Profi Cardiology – идеальный стетоскоп для кардиолога. Головки стетоскопов KaWe Profi Cardiology предложены в массивном исполнении из нержавеющей стали. Высокое качество и технология гарантируют отличную акустику и прочность. Этот высококачественный стетоскоп с ин-

тегрированными ушными дужками из нержавеющей стали и мягкие оливы, обеспечивают максимальный комфорт. К каждому стетоскопу прилагаются две пары запасных олив, запасная мембрана и именная табличка.

- Стетоскоп Profi Cardiology
- головка стетоскопа в массивном исполнении из нержавеющей стали
- мембрана Ø 45 мм
- общая длина пригл. 64 см
- переключаемая головка
- однотрубная система с интегрированными ушными дужками из нержавеющей стали
- вес: пригл. 219 г



ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- Стетоскоп Профи Кардиолоджи
- 2 ушные оливы с резьбой
- 2 ушные оливы без резьбы
- 1 мембрана
- 1 именная табличка

Стетоскоп Profi Cardiology

стетоскоп с двойной головкой



чёрный

REF 06.22800.022

бордовый

REF 06.22800.172



хорошо

отлично



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливы с трубкой, чёрный

общая длина пригл. 60 см

REF 06.94280.021

Ушные оливы с трубкой, бордовый

общая длина пригл. 60 см

REF 06.94280.171

Ушные оливы

мягкие, с резьбой, чёрные, упак. единица = 10 шт.

REF 06.91220.021

KaWe COLORSCOP Duo

СТЕТОСКОП С ДВОЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

Стетоскоп COLORSCOP Duo приносит цвет в Вашу повседневность. Для изготовления этого стетоскопа мы используем высококачественные материалы. Благодаря первоклассному качеству изготовления, этот стетоскоп отлично подходит для всех видов исследований в повседневной клинической практике. Двойная головка переключается со стороны мембраны на сторону воронки за счёт поворота на трубке.

Сменная мембрана армированная стекловолокном и поэтому особенно чувствительна. Акустическая воронка изготовлена из металла и благодаря оптимальному прохождению звука обеспечивает хороший резонанс. Выбор из восьми различных цветов практически исключает возможность того, что стетоскопы будут перепутаны между владельцами.



Стетоскоп COLORSCOP DUO

- стетоскоп с двойной головкой в различных цветовых вариантах, переключаемая головка, лёгкий вес
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прибл. 78 см
- вес: прибл. 110 г



Цветовые варианты

красный	█	REF 06.22100.014
чёрный	█	REF 06.22100.024
синий	█	REF 06.22100.034
зелёный	█	REF 06.22100.044



жёлтый	█	REF 06.22100.054
фиолетовый	█	REF 06.22100.094
бирюзовый	█	REF 06.22100.124
ярко-розовый	█	REF 06.22100.134

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливки

- чёрные
- Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91120.021

Стетоскоп Double

ГОЛОВКА СТЕТОСКОПА ИЗ АЛЮМИНИЯ

Стетоскоп Double с двойной головкой – недорогая альтернатива стетоскопу COLORSCOP Duo. Головка изготовлена из алюминия и поэтому особенно легка.

Стетоскоп Double

- с двойной головкой, переключаемой
- головка изготовлена из алюминия
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прилб. 80 см
- лёгкий вес: прилб. 102 г

красный		REF 06.22300.012
чёрный		REF 06.22300.022
синий		REF 06.22300.032



Стетоскоп Rapport

Стетоскоп Rapport с двойной головкой, имеющий отличную акустику, зарекомендовал себя в течение многих лет. Этот стетоскоп доступен в раз-

личных цветовых вариантах, особенно популярен у студентов. К каждому стетоскопу прилагается большой набор запасных частей.

Стетоскоп Rapport

- с двойной головкой, переключаемой
- мембрана Ø 40 мм
- общая длина прилб. 72 см
- в комплекте набор с запасными частями
- вес: прилб. 216 г

красный		REF 06.22500.012
чёрный		REF 06.22500.022
синий		REF 06.22500.032
зелёный		REF 06.22500.042
фиолетовый		REF 06.22500.092



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Комплект запасных частей для стетоскопа Rapport

- 2 пары ушных олив
- 2 мембраны
- 3 насадки в виде воронок
- 1 ключ
- Ø 19,5 / 26,0 / 33,0 мм



доступны только в наборе

REF 06.99250.001

Top Cardiology

СТЕТОСКОП С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Стетоскоп Top Cardiology – идеальный стетоскоп для кардиологов. Головка стетоскопа KaWe Top Cardiology изготовлена из массивной нержавеющей стали. Высокая технология производства позволила создать качественный стетоскоп с отличной акустикой. Этот высококачественный стетоскоп

имеет однотрубную систему с интегрированной ушной скобой из нержавеющей стали и мягкие оливы, обеспечивают максимальный комфорт. К каждому стетоскопу прилагаются две пары запасных олив, запасная мембрана и именная табличка.



- стетоскоп с плоской головкой
- из нержавеющей стали
- мембрана прибл. Ø 45 мм
- общая длина прибл. 64 см
- однотрубная система с интегрированными ушными дужками из нержавеющей стали
- идеальный стетоскоп для кардиолога
- в комплекте набор с запасными частями
- вес: прибл. 210 г

ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- стетоскоп Топ-Кардиолоджи
- 2 ушные оливы с резьбой
- 2 ушные оливы без резьбы
- 1 мембрана
- 1 именная табличка

Стетоскоп Top Cardiology

стетоскоп с плоской головкой



чёрный

REF 06.10800.022

бордовый

REF 06.10800.172



хорошо

отлично



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные дужки с трубкой, чёрный

общая длина прибл. 60 см

REF 06.94280.021

Ушные дужки с трубкой, бордовый

общая длина прибл. 60 см

REF 06.94280.171

Ушные оливы

мягкие, с резьбой, чёрные, упак. единица = 10 шт.

REF 06.91220.021

Стетоскоп Single

ГОЛОВКА ИЗ АЛЮМИНИЯ

Стетоскоп с плоской головкой Single – недорогая альтернатива COLORSCOP Plano. Головка изготовлена из алюминия и поэтому особенно лёгкая.



Стетоскоп Single

- стетоскоп с плоской головкой из алюминия
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прибл. 80 см
- лёгкий вес: прибл. 84 г



красный



REF 06.10300.012

чёрный



REF 06.10300.022

синий



REF 06.10300.032



Стетоскоп Petiphon

ДЛЯ ПЕДИАТРА

Особую позицию в нашем ассортименте занимают стетоскопы с воронкой. Стетоскоп с воронкой, в отличие от стетоскопа с мембраной, имеет слуховую характеристику подобно ушной раковине человека, за счёт этого обеспечивает очень хорошую слышимость. При нажатии на воронку звук становится ещё громче. Ещё одно преимущество состоит в том, что звук воспринимается в равной степени по всей воронке, что позволяет прослу-

шивать звук по всему её диаметру, а в мембранных стетоскопах только в середине. Прочные металлические головки надёжно прослужат Вам много лет, а воронки-насадки, которые можно легко заменять, внесут свой вклад в гигиену повседневной практики. Двухтрубная система обеспечивает хорошую акустику, а благодаря складным ушным дужкам стетоскоп легко помещается в карман халата.

Стетоскоп Petiphon был разработан специально для детей. Диаметр воронки рассчитан на размеры туловища Ваших маленьких пациентов,

а эластичная силиконовая воронка даёт при прикосновении ощущение приятного тепла.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стетоскоп Petiphon

- стетоскоп с воронкой
- с вращающимися ушными оливами
- складные ушные дужки
- воронка Ø 24 мм
- общая длина прибл. 75 см
- вес: прибл. 190 г



REF 06.46201.182

Насадка в виде воронки

- чёрная
- Ø 24 мм



REF 06.98621.001

Головка

- из металла, Ø 24 мм



REF 06.95621.001

Ушные оливы

- вращающиеся
- Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91111.021



Стетоскоп Suprabel

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРА



Стетоскоп Suprabel

- стетоскоп с воронкой и вращающимися ушными оливками
- складные ушные дужки
- воронка Ø 49,5 мм
- общая длина прибл. 88 см
- вес: прибл. 240 г



REF 06.46418.182

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Головка

- из металла, Ø 49,5 мм



REF 06.95648.001

Ушные оливки

- вращающиеся
- Ø 5,5 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91111.021

Стетоскопы Plano/Duo

УЧЕБНЫЕ СТЕТОСКОПЫ

Наши основные учебные стетоскопы – COLORSCOP Plano и Duo. Учебный стетоскоп состоит из двух пар ушных дужек, 110-сантиметровой трубки, плоской или двойной головки. С его помощью обследование могут проводить одновременно два человека.

- с 2 пары ушных дужек
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина пригл. 130 см
- вес Plano: пригл. 210 г
- вес Duo: пригл. 225 г



Учебный стетоскоп для медсестёр

- **Plano**, красно-жёлтый
- стетоскоп с плоской головкой



Plano  REF 06.34100.144

- **Duo**, красно-жёлтый
- стетоскоп с двойной головкой
- переключаемая головка



Duo  REF 06.34200.144

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливки

- чёрные, Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



 REF 06.91120.021

Стетоскоп Pinard

СТЕТОСКОП ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БУКА



Стетоскоп Pinard – акушерской стетоскоп разработанный в 1895 году французским акушером Адольфом Пинардом. Он изготовлен из древесины бука и идеально подходит для всех акушеров и будущих родителей, обеспечивая контроль сердцебиения у нерожденного ребенка.

Голландская модель ▶

Стетоскоп Pinard	
<ul style="list-style-type: none"> – изготовлен из древесины бука – длина прилб. 17 см – Ø 44 мм – вес прилб. 45 г 	<ul style="list-style-type: none"> – изготовлен из древесины бука – длина прилб. 33 см – Ø 46 мм – вес прилб. 65 г
<p>1 <input type="text"/> REF 06.46117.001</p>	<p>2 <input type="text"/> REF 06.46133.001</p>



Принадлежности

УШНЫЕ ДУЖКИ

Ушные дужки, маленькие

- без вращающихся ушных оливок



для REF
06.10100.014 - 06.10100.134, 06.22100.014 - 06.22100.134,
06.34100.144 - 06.34200.144

дужка Ø 5 мм

REF 06.92100.001

Ушные дужки, большие

- с вращающимися ушными оливоками
- складные
- для спаренных черных трубок
- прикручены



для REF
06.46201.182, 06.46418.182, 06.22900.022

дужка Ø 7 мм

REF 06.92400.001

СИСТЕМЫ ТРУБОК



Цветовые варианты

Однотрубные системы

- для KaWe COLORSCOP
- длина прибл. 55 см
- в комплекте с Y-образным штуцером



для REF
06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134

красный		REF 06.93154.011
чёрный		REF 06.93154.021
синий		REF 06.93154.031
зелёный		REF 06.93154.041
жёлтый		REF 06.93154.051
фиолетовый		REF 06.93154.091
бирюзовый		REF 06.93154.121
ярко-розовый		REF 06.93154.131

Система спаренных трубок

чёрный



длина прибл. 60 см

для REF
06.22900.022, 06.46201.182

REF 06.93265.021

длина прибл. 75 см

для REF
06.46418.182, 06.46300.182

REF 06.93275.021

метражом

для REF
06.22900.022, 06.46201.182, 06.46418.182, 06.46300.182

REF 06.93294.021

Принадлежности

Ушные оливки

вращающиеся



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

Ø 5,5 мм

REF 06.91111.021

Ушные оливки



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

Ø 5,0 мм

REF 06.91120.021



Ушные оливки

для стетоскопов
серии Prestige
мягкие



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

REF 06.91130.021

Ушные оливки

для стетоскопов
серии Кардиология
мягкие, с резьбой



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

REF 06.91220.021

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Y-образный штуцер

чёрный, из пластика



для REF
06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134,
06.34100.144, 06.34200.144

REF 06.99020.021

Именная табличка

подходит ко всем
KaWe-стетоскопам



упак. единица = 10 шт.

REF 06.99010.001



БЛОКНОТ

A series of horizontal dotted lines for writing.

БЛОКНОТ

A series of horizontal dotted lines for writing.



© KaWe | 2023

Торговый посредник

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany

Fon: +49 7141 68 188 - 0
Fax: +49 7141 68 188 - 11
info@kawemed.de

www.kawemed.com