


MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe

Стетоскопы



Стетоскопы



KAWE — ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ СТЕТОСКОПОВ — ХОРОШИЙ СЛУХ СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНЫМ

Для того, чтобы качество стетоскопов KaWe можно было оценить не только на слух, но и визуально, а также измерить их акустические характеристики, в течение последних двух лет совместно с Ульским техническим университетом был разработан уникальный метод оценки частотных искажений всех типов стетоскопов.

Слуховое восприятие представляет собой чрезвычайно сложное взаимодействие звуковых волн, звукового давления, типа звука и частотного диапазона.

На способность различать звуковые частоты при аускультации большое влияние оказывают физиологические факторы, такие как кожа и другие ткани человека. Поэтому при разработке особое внимание уделялось не только акустическим характеристикам, но и учету анатомических условий при аускультации. В процессе также применялся стандарт EN ISO 266, имеющий важное значение при проведении акустических испытаний.

Нам удалось учесть все вышеперечисленные факторы при проектировании, чтобы обеспечить точную оценку акустических характеристик наших стетоскопов на практике.

Разработанный метод оценки не имеет аналогов. Все результаты измерений учитываются при проектировании и усовершенствовании стетоскопов, а по запросу могут быть предоставлены и сертификаты измерений.

Все стетоскопы KaWe были протестированы в соответствии с данным методом оценки.

Стетоскопы

ОБЗОР

	Тип							Материал					Размеры		
	двойная головка	плоская головка	резиновая воронка	защита от холода	кардиологический	детский/для новорожденных	ветеринарный	головка (К/Е/М/А)	ушные дужки (К/Е/М/А)	трубки, без латекса	головка, без латекса	складные ушные дужки	ушные оливки (твердые, мягкие, вращающиеся)	двухтрубная система	длина трубок (см)
Standard-Prestige	•			•			Е	Е	•	•		w+h		78	47
Child-Prestige	•			•		•	Е	Е	•	•		w+h		78	35
Baby-Prestige	•			•		•	Е	Е	•	•		w+h		78	28,5
Standard-Prestige light	•			•			А	Е	•	•		w+h		78	47
Child-Prestige light	•			•		•	А	Е	•	•		w+h		78	35
Baby-Prestige light	•			•		•	А	Е	•	•		w+h		78	28,5
Profi Cardiology	•			•	•		Е	Е	•	•		w+h		64	45
Top-Kardiologie		•		•	•		Е	Е	•	•		w+h		64	45
Planet Air	•		•	•	•	•	А	Е	•	•		w	•	70	42
Planet	•		•	•	•	•	Mn	Е	•	•		h/d	•	70	42
Rapport	•			•			Mc	Mc	•	•		h	•	72	40/27
KaWe COLORSCOP Duo	•			•			KE	Mc	•	•		h		78	43,8
KaWe COLORSCOP Plano		•		•			KE	Mc	•	•		h		78	43,8
Duo training stethoscope	•			•			KE	Mc	•	•		h		130	43,8
Plano training stethoscope		•		•			KE	Mc	•	•		h		130	43,8
Double	•			•			А	Mc	•	•		h		80	43,8
Single		•		•			А	Mc	•	•		h		80	43,8
Petiphon			•	•		•	Mn	Е	•	•		h/d	•	75	
Suprabel			•	•		•	Mn	Е	•	•		h/d	•	88	
Pinard маленький				•		•	Н							17	44
Pinard большой				•		•	Н							33	46

К пластик
Е нержавеющая сталь
М латунь

А алюминий
Н дерево

п никелированный
с хромированный

h твердые
w мягкие
d поворотные

Planet

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕТОСКОП

Стетоскоп Planet на протяжении десятилетий является нашим самым успешным кардиологическим стетоскопом. Каждый стетоскоп является уникальным. Индивидуальный серийный номер, который вытиснен на золотистого цвета головке, гарантирует полную отслеживаемость. Есть много преимуществ, которые убедят Вас выбрать наш стетоскоп Планет:

– за счёт массивности головки и её большого веса 145 г, и высоты головки всего 23 мм (плоская конструкция), отсутствует шум производимый пальцами, а так-же различные побочные шумы, что создаёт отличный резонанс.

- плотный поворотный механизм без блокировки, с двумя различными диапазонами частот.
- свободно плавающая высокоэффективная мембрана (Ø 42 мм), позволяющая передавать тончайшие шумы при аускультации, воспринимаемые до глубины под кожей 120 мм.
- гибкая, сменная воронка, дающая оригинальные тоны и не вызывающая раздражение холодом.
- двухтрубная система с превосходным качеством звука.



Planet

- стетоскоп с двойной головкой с регулируемой ушной дужкой, складной
- свободно плавающая высокоэффективная мембрана Ø 42 мм
- общая длина прилб. 75 см
- переключаемая головка
- незаурядное качество звука
- вращающиеся ушные оливки



вес прилб. 270 гр.

REF 06.22900.022

хорошо отлично

Больное сердце (16-2000 Hz)	хорошо	отлично
Шум сосудов (100-2000 Hz)	хорошо	отлично
Артериальное давление (100-2000 Hz)	хорошо	отлично
Шум лёгких (100-2000 Hz)	хорошо	отлично
Шум кишечника (16-1000 Hz)	хорошо	отлично



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Головка Planet Ø 42 мм	REF 06.95290.001
Высокоэффективная мембрана Ø 42 мм	REF 06.96290.001
Трубка для стетоскопа Длина трубки прилб. 60 см	REF 06.93265.021
Ушные оливки Вращающиеся	REF 06.91111.021

REF Артикульный номер

Planet Air

СТЕТОСКОП

Альтернатива нашему успешному стетоскопу Planet впечатляет своим легким весом и современным, но нестареющим внешним видом. Свободно качающаяся высокоэффективная мембрана идеально адаптируется к контурам тела и обеспечивает великолепную акустику.

- Великолепная акустика, звуковой образ распространяется на весь диапазон частот
- Свободно качающаяся высокоэффективная мембрана (Ø прил. 42 мм) для тончайшей аускультации



хорошо отлично

Болезнь сердца (16-2000 Hz)	хорошо	отлично
Шум сосудов (100-2000 Hz)	хорошо	отлично
Артериальное давление (100-2000 Hz)	хорошо	отлично
Шум лёгких (100-2000 Hz)	хорошо	отлично
Шум кишечника (16-1000 Hz)	хорошо	отлично



Planet Air

- Легкий вес (прил. 184 г)
- Мягкие ушные оливы обеспечивают превосходный комфорт при ношении
- Материал: алюминий/нержавеющая сталь, без никеля



вес прил. 184 гр.

REF 06.22910.122

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Головка Planet Air Ø 42 мм	REF 06.95250.001
Высокоэффективная мембрана Ø 42 мм	REF 06.96250.001
Трубка для стетоскопа Длина трубки прил. 60 см	REF 06.94250.122
Ушные оливы Вращающиеся	REF 06.91220.021

Prestige

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

На протяжении многих лет Prestige является классиком среди KaWe стетоскопов. Прецизионная головка стетоскопа изготовлена из массивной нержавеющей стали. Доступная в различных цветах трубка с интегрированной ушной дужкой из нержавеющей стали и с мягкими ушными оливами предлагает Вам оптимальный комфорт. Стетоскоп поставляется с двумя парами запасных ушных олив, одной мембраной и именной табличкой.



- Соединительная деталь с простым, точным вспомогательным позиционирующим устройством
- Отсутствие потери времени из-за неправильной регулировки головки стетоскопа

хорошо	отлично
Болезнь сердца (16-2000 Hz)	хорошо
Шум сосудов (100-2000 Hz)	хорошо
Артериальное давление (100-2000 Hz)	хорошо
Шум лёгких (100-2000 Hz)	хорошо
Шум кишечника (16-1000 Hz)	хорошо



Ушные оливы

- мягкие
- чёрные
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91130.021

ОБЪЁМ ПОСТАВКИ


- стетоскоп с двойной головкой
- 2 пары ушных олив
- 1 запасная мембрана
- вес Standard прил. 183 г
- вес Child прил. 137 г
- вес Baby прил. 128 г

Головка стетоскопа Prestige

- из нержавеющей стали
- Мембрана и кольцо воронки из высококачественного биологически совместимого медицинского силикона

Стетоскоп Prestige

- из нержавеющей стали
- переключаемая головка
- общая длина прил. 78 см



Standard-Prestige

Ø 47 мм	
красный	REF 06.22700.012
чёрный	REF 06.22700.022
синий	REF 06.22700.032
зелёный	REF 06.22700.042
фиолетовый	REF 06.22700.092
бордовый	REF 06.22700.172
серый	REF 06.22700.262

Child-Prestige

Ø 35 мм	
красный	REF 06.22702.012
чёрный	REF 06.22702.022
синий	REF 06.22702.032
зелёный	REF 06.22702.042
фиолетовый	REF 06.22702.092
бордовый	REF 06.22702.172
серый	REF 06.22702.262

Baby-Prestige

Ø 28,5 мм	
красный	REF 06.22701.012
чёрный	REF 06.22701.022
синий	REF 06.22701.032
зелёный	REF 06.22701.042
фиолетовый	REF 06.22701.092
бордовый	REF 06.22701.172
серый	REF 06.22701.262

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные дужки с трубкой



красный	REF 06.94270.011
чёрный	REF 06.94270.021
синий	REF 06.94270.031
зелёный	REF 06.94270.041
фиолетовый	REF 06.94270.091
бордовый	REF 06.94270.171
серый	REF 06.94270.261


Prestige light

ИЗ АЛЮМИНИЯ

Мы расширили наше портфолио и предлагаем Вам эту уже успешную серию стетоскопа в алюминиевом исполнении. Выдающиеся характеристики, такие как хорошее качество звука через армированную стекловолоконную высокоэффективную мембрану, а так же лёгкий вес стетоскопа в этом Вас убедят. К стетоскопу прилагаются одна пара ушных олив и одна запасная мембрана.



– Соединительная деталь с простым, точным вспомогательным позиционирующим устройством
– Отсутствие потери времени из-за неправильной регулировки головки стетоскопа



ОБЪЁМ ПОСТАВКИ


- стетоскоп с двойной головкой
- 1 пара ушных олив
- 1 запасная мембрана
- вес Standard прибл. 124 г
- вес Child прибл. 105 г
- вес Baby прибл. 102 г

Стандарт Prestige light


- переключаемая головка
- общая длина прибл. 78 см

Стетоскоп Prestige light


- из алюминия
- Мембрана и кольцо воронки из высококачественного биологически совместимого медицинского силикона



Standard-Prestige light	
Ø 47 мм	
красный	REF 06.22710.012
чёрный	REF 06.22710.022
синий	REF 06.22710.232
зелёный	REF 06.22710.042
фиолетовый	REF 06.22710.092
серый	REF 06.22710.262



Child-Prestige light	
Ø 35 мм	
	REF 06.22712.012
	REF 06.22712.022
	REF 06.22712.232
	REF 06.22712.042
	REF 06.22712.092
	REF 06.22712.262



Baby-Prestige light	
Ø 28,5 мм	
	REF 06.22711.012
	REF 06.22711.022
	REF 06.22711.232
	REF 06.22711.042
	REF 06.22711.092
	REF 06.22711.262

Ушные оливы

- мягкие
- чёрные
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91130.021

Profi Cardiology

СТЕТОСКОП

Стетоскоп Profi Cardiology – идеальный стетоскоп для кардиолога. Головки стетоскопов KaWe Profi Cardiology предложены в массивном исполнении из нержавеющей стали. Высокое качество и технология гарантируют отличную акустику и прочность. Этот высококачественный стетоскоп с интегрированными ушными дужками из нержавеющей стали и мягкие оливы, обеспечивают максимальный комфорт. К каждому стетоскопу прилагаются две пары запасных олив, запасная мембрана и именная табличка.

тегрированными ушными дужками из нержавеющей стали и мягкие оливы, обеспечивают максимальный комфорт. К каждому стетоскопу прилагаются две пары запасных олив, запасная мембрана и именная табличка.

- Стетоскоп Profi Cardiology
- головка стетоскопа в массивном исполнении из нержавеющей стали
- мембрана Ø 45 мм
- общая длина прибл. 64 см

- переключаемая головка
- однотрубная система с интегрированными ушными дужками из нержавеющей стали
- вес: прибл. 219 г



ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- Стетоскоп Профи Кардиолоджи
- 2 ушные оливы с резьбой
- 2 ушные оливы без резьбы
- 1 мембрана
- 1 именная табличка


Стетоскоп Profi Cardiology

стетоскоп с двойной головкой



чёрный	REF 06.22800.022
бордовый	REF 06.22800.172

хорошо отлично



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливы с трубкой, чёрный	общая длина прибл. 60 см	REF 06.94280.021
Ушные оливы с трубкой, бордовый	общая длина прибл. 60 см	REF 06.94280.171
Ушные оливы	мягкие, с резьбой, чёрные, упак. единица = 10 шт.	REF 06.91220.021

KaWe COLORSCOP Duo

СТЕТОСКОП С ДВОЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

Стетоскоп COLORSCOP Duo приносит цвет в Вашу повседневность. Для изготовления этого стетоскопа мы используем высококачественные материалы. Благодаря первоклассному качеству изготовления, этот стетоскоп отлично подходит для всех видов исследований в повседневной клинической практике. Двойная головка переключается со стороны мембраны на сторону воронки за счёт поворота на трубке.

Сменная мембрана армированная стекловолокном и поэтому особенно чувствительна. Акустическая воронка изготовлена из металла и благодаря оптимальному прохождению звука обеспечивает хороший резонанс. Выбор из восьми различных цветов практически исключает возможность того, что стетоскопы будут перепутаны между владельцами.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливки

- чёрные
- Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91120.021

Стетоскоп COLORSCOP DUO

- стетоскоп с двойной головкой в различных цветовых вариантах, переключаемая головка, лёгкий вес
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прил. 78 см
- вес: прил. 110 г



Цветовые варианты

красный	REF 06.22100.014	жёлтый	REF 06.22100.054
чёрный	REF 06.22100.024	фиолетовый	REF 06.22100.094
синий	REF 06.22100.034	бирюзовый	REF 06.22100.124
зелёный	REF 06.22100.044	ярко-розовый	REF 06.22100.134



Стетоскоп Double

ГОЛОВКА СТЕТОСКОПА ИЗ АЛЮМИНИЯ

Стетоскоп Double с двойной головкой – недорогая альтернатива стетоскопу COLORSCOP Duo. Головка изготовлена из алюминия и поэтому особенно легка.

Стетоскоп Double

- с двойной головкой, переключаемой
- головка изготовлена из алюминия
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прил. 80 см
- лёгкий вес: прил. 102 г

красный	REF 06.22300.012
чёрный	REF 06.22300.022
синий	REF 06.22300.032



Стетоскоп Rapport

Стетоскоп Rapport с двойной головкой, имеющий отличную акустику, рекомендовал себя в течение многих лет. Этот стетоскоп доступен в различных

цветовых вариантах, особенно популярен у студентов. К каждому стетоскопу прилагается большой набор запасных частей.

Стетоскоп Rapport

- с двойной головкой, переключаемой
- мембрана Ø 40 мм
- общая длина прил. 72 см
- в комплекте набор с запасными частями
- вес: прил. 216 г

красный	REF 06.22500.012
чёрный	REF 06.22500.022
синий	REF 06.22500.032
зелёный	REF 06.22500.042
фиолетовый	REF 06.22500.092



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Комплект запасных частей для стетоскопа Rapport

- 2 пары ушных олив
- 2 мембраны
- 3 насадки в виде воронок
- 1 ключ
- Ø 19,5 / 26,0 / 33,0 мм



доступны только в наборе

REF 06.99250.001

Rapport Black-Line

СТЕТОСКОП С ДВОЙНОЙ ГОЛОВКОЙ


Стетоскоп Rapport с двойной головкой, с превосходными акустическими свойствами зарекомендовал себя на протяжении многих лет. Теперь он также доступен в элегантной версии Black Line.

- с двойной головкой, переключаемой
- мембрана прибл. Ø 40 мм
- в комплекте набор с запасными частями
- общая длина прибл. 72 см
- вес: прибл. 216 г



ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- стетоскоп Rapport Black-Line
- 4 ушные оливы с резьбой
- 1 именная табличка



Стетоскоп Rapport Black-Line



чёрный REF 06.22500.122

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Комплект запасных частей для стетоскопа Rapport Black-Line

- 2 пары ушных олив
- 3 насадки в виде воронок
- Ø 19,5 / 26,0 / 33,0 mm
- 2 мембраны
- 1 ключ

доступны только в наборе

REF 06.99250.001

Top Cardiology

СТЕТОСКОП С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Стетоскоп Top Cardiology – идеальный стетоскоп для кардиологов. Головка стетоскопа KaWe Top Cardiology изготовлена из массивной нержавеющей стали. Высокая технология производства позволила создать качественный стетоскоп с отличной акустикой. Этот высококачественный стетоскоп

имеет однотрубную систему с интегрированной ушной скобой из нержавеющей стали и мягкие оливы, обеспечивают максимальный комфорт. К каждому стетоскопу прилагаются две пары запасных олив, запасная мембрана и именная табличка.

- стетоскоп с плоской головкой
- из нержавеющей стали
- мембрана прибл. Ø 45 мм
- общая длина прибл. 64 см
- однотрубная система с интегрированными ушными дужками из нержавеющей стали
- идеальный стетоскоп для кардиолога
- в комплекте набор с запасными частями
- вес: прибл. 210 г



ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- стетоскоп Top-Кардиолоджи
- 2 ушные оливы с резьбой
- 2 ушные оливы без резьбы
- 1 мембрана
- 1 именная табличка

Стетоскоп Top Cardiology


стетоскоп с плоской головкой



чёрный REF 06.10800.022

бордовый REF 06.10800.172

хорошо отлично



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные дужки с трубкой, чёрный
общая длина прибл. 60 см REF 06.94280.021

Ушные дужки с трубкой, бордовый
общая длина прибл. 60 см REF 06.94280.171

Ушные оливы
мягкие, с резьбой, чёрные, упак. единица = 10 шт. REF 06.91220.021

KaWe COLORSCOP Plano

СТЕТОСКОП С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Стетоскоп COLORSCOP Plano приносит цвет в Вашу повседневность. Для изготовления этого стетоскопа мы используем высококачественные материалы. Благодаря первоклассному качеству изготовления, этот стетоскоп отлично подходит для всех видов исследований в повседневной клинической практике, а так-же для измерения артериального давления, так как легко помещается под любую манжету. Сменная мембрана армированная

стекловолокном и поэтому особенно чувствительна. Акустические воронки изготовлены из металла и благодаря оптимальному прохождению звука обеспечивают хороший резонанс. Выбор из восьми различных цветов практически исключает возможность того, что стетоскопы будут перепутаны между владельцами.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливки

- чёрные
- Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91120.021

Стетоскоп COLORSCOP PLANO

- стетоскоп с плоской головкой в различных цветовых вариантах
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прил. 78 см
- вес: прил. 99 г



Цветовые варианты

красный	REF 06.10100.014	жёлтый	REF 06.10100.054
чёрный	REF 06.10100.024	фиолетовый	REF 06.10100.094
синий	REF 06.10100.034	бирюзовый	REF 06.10100.124
зелёный	REF 06.10100.044	ярко-розовый	REF 06.10100.134

Стетоскоп Single

ГОЛОВКА ИЗ АЛЮМИНИЯ

Стетоскоп с плоской головкой Single – недорогая альтернатива COLORSCOP Plano. Головка изготовлена из алюминия и поэтому особенно лёгкая.



Стетоскоп Single

- стетоскоп с плоской головкой из алюминия
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прил. 80 см
- лёгкий вес: прил. 84 г



красный	REF 06.10300.012
чёрный	REF 06.10300.022
синий	REF 06.10300.032



Стетоскоп Petiphon

ДЛЯ ПЕДИАТОРА

Особую позицию в нашем ассортименте занимают стетоскопы с воронкой. Стетоскоп с воронкой, в отличие от стетоскопа с мембраной, имеет слуховую характеристику подобно ушной раковине человека, за счёт этого обеспечивает очень хорошую слышимость. При нажатии на воронку звук становится ещё громче. Ещё одно преимущество состоит в том, что звук воспринимается в равной степени по всей воронке, что позволяет прослу-

шивать звук по всему её диаметру, а в мембранных стетоскопах только в середине. Прочные металлические головки надёжно прослужат Вам много лет, а воронки-насадки, которые можно легко заменять, внесут свой вклад в гигиену повседневной практики. Двухтрубная система обеспечивает хорошую акустику, а благодаря складным ушным дужкам стетоскоп легко помещается в карман халата.

Стетоскоп Petiphon был разработан специально для детей. Диаметр воронки рассчитан на размеры туловища Ваших маленьких пациентов,

а эластичная силиконовая воронка даёт при прикосновении ощущение приятного тепла.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стетоскоп Petiphon

- стетоскоп с воронкой
- с вращающимися ушными оливами
- складные ушные дужки
- воронка Ø 24 мм
- общая длина прикл. 75 см
- вес: прикл. 190 г



REF 06.46201.182

Насадка в виде воронки

- чёрная
- Ø 24 мм



REF 06.98621.001

Головка

- из металла, Ø 24 мм



REF 06.95621.001

Ушные оливы

- вращающиеся
- Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91111.021

Стетоскоп Suprabel

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРА

VET
ветеринарный



Стетоскоп Suprabel

- стетоскоп с воронкой и вращающимися ушными оливами
- складные ушные дужки
- воронка Ø 49,5 мм
- общая длина прикл. 88 см
- вес: прикл. 240 г



REF 06.46418.182

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Головка

- из металла, Ø 49,5 мм



REF 06.95648.001

Ушные оливы

- вращающиеся
- Ø 5,5 мм
- упак. единица = 10 шт.



REF 06.91111.021

Стетоскопы Plano/Duo

УЧЕБНЫЕ СТЕТОСКОПЫ

Наши основные учебные стетоскопы – COLORSCOP Plano и Duo. Учебный стетоскоп состоит из двух пар ушных дужек, 110-сантиметровой трубки, плоской или двойной головки. С его помощью обследование могут проводить одновременно два человека.


- с 2 пары ушных дужек
- мембрана Ø 43,8 мм
- общая длина прибл. 130 см
- вес Plano: прибл. 210 г
- вес Duo: прибл. 225 г



Учебный стетоскоп для медсестёр

- **Plano**, красно-жёлтый
- стетоскоп с плоской головкой



Plano  REF 06.34100.144

- **Duo**, красно-жёлтый
- стетоскоп с двойной головкой
- переключаемая головка



Duo  REF 06.34200.144

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ушные оливки

- чёрные, Ø 5,0 мм
- упак. единица = 10 шт.



 REF 06.91120.021

Стетоскоп Pinard

СТЕТОСКОП ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БУКА



Стетоскоп Pinard – акушерский стетоскоп разработанный в 1895 году французским акушером Адольфом Пинардом. Он изготовлен из древесины бука и идеально подходит для всех акушеров и будущих родителей, обеспечивая контроль сердцебиения у нерожденного ребенка.

Голландская модель ▶



Стетоскоп Pinard

- изготовлен из древесины бука
- длина прибл. 17 см
- Ø 44 мм
- вес прибл. 45 г

1  REF 06.46117.001

- изготовлен из древесины бука
- длина прибл. 33 см
- Ø 46 мм
- вес прибл. 65 г

2  REF 06.46133.001

Принадлежности

УШНЫЕ ДУЖКИ

Ушные дужки, маленькие

– без вращающихся ушных оливок



для REF
06.10100.014 - 06.10100.134, 06.22100.014 - 06.22100.134,
06.34100.144 - 06.34200.144

дужка Ø 5 мм

REF 06.92100.001

Ушные дужки, большие

– с вращающимися ушными оливками
– складные
– для спаренных черных трубок
– прикручены



для REF
06.46201.182, 06.46418.182, 06.22900.022

дужка Ø 7 мм

REF 06.92400.001

СИСТЕМЫ ТРУБОК



Цветовые варианты

Однотрубные системы

– для KaWe COLORSCOP
– длина прибл. 55 см
– в комплекте с
Y-образным штуцером



для REF
06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134

красный		REF 06.93154.011
чёрный		REF 06.93154.021
синий		REF 06.93154.031
зелёный		REF 06.93154.041
жёлтый		REF 06.93154.051
фиолетовый		REF 06.93154.091
бирюзовый		REF 06.93154.121
ярко-розовый		REF 06.93154.131

Система спаренных трубок

чёрный



длина прибл. 60 см

для REF
06.22900.022, 06.46201.182

REF 06.93265.021

длина прибл. 75 см

для REF
06.46418.182, 06.46300.182

REF 06.93275.021

метражом

для REF
06.22900.022, 06.46201.182, 06.46418.182, 06.46300.182

REF 06.93294.021

Принадлежности

Ушные оливок

вращающиеся



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

Ø 5,5 мм

REF 06.91111.021

Ушные оливок



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

Ø 5,0 мм

REF 06.91120.021

Ушные оливок

для стетоскопов
серии Prestige
мягкие



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

REF 06.91130.021

Ушные оливок

для стетоскопов
серии Кардиология
мягкие, с резьбой



чёрные,
упак. единица = 10 шт.

REF 06.91220.021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Y-образный штуцер

чёрный, из пластика



для REF
06.10100.014 - 06.10100.134,
06.22100.014 - 06.22100.134,
06.34100.144, 06.34200.144

REF 06.99020.021

Именная табличка

подходит ко всем
KaWe-стетоскопам



упак. единица = 10 шт.

REF 06.99010.001



БЛОКНОТ

A series of horizontal dotted lines for writing, filling the page below the header.

БЛОКНОТ

A series of horizontal dotted lines for writing, filling the page below the header.



© KaWe | 2023

Торговый посредник

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany

Fon: +49 7141 68 188 - 0
Fax: +49 7141 68 188 - 11
info@kawemed.de

www.kawemed.com