


MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe

Инструментарий



Цельнометаллические шприцы

ПО ШИММЕЛЬБУШУ | SCHIMMELBUSCH

Цельнометаллические шприцы

- с 2-мя канюлями, оливообразная и коническая,
- с 3-мя кольцами



100 см³

REF 11.05110.002

Цельнометаллические шприцы

- с 2-мя канюлями, оливообразная и коническая,
- с 3-мя кольцами



150 см³

REF 11.05115.002

Канюля для промывания ран

с резьбой М6, металлическая



коническая

REF 11.05901.001

Канюля клистирная

с резьбой М6, металлическая



оливообразная

REF 11.05902.001

Щит металлический

с резьбой М6



со стопором

REF 11.05903.001

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Zecken-Fix

ПИНЦЕТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА

Пинцет для удаления клеща Zecken-Fix

- из нержавеющей стали и пластика
- подлежит стерилизации
- специальная шлифовка (улучшает обхват клеща)
- в отдельной упаковке



Для удаления клещей у людей и животных, подлежит стерилизации.

упак. единица = 10 шт.

поставка в упаковочном дисплее

REF 11.10001.002

Универсальные ножницы для перевязок

- из нержавеющей стали и пластика
- большие, 19 см
- с нижним зубчатым лезвием



красный



упак. единица = 5 шт.

REF 11.15010.011

чёрный



упак. единица = 5 шт.

REF 11.15010.021

синий



упак. единица = 5 шт.

REF 11.15010.031

жёлтый



упак. единица = 5 шт.

REF 11.15010.051

Ножницы и зажимы

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ножницы Листера

- из нержавеющей стали, матовые
- для больниц и скорой помощи



упак. единица = 5 шт.

длина 14 см

REF 11.15020.141

длина 16 см

REF 11.15020.161

длина 18 см

REF 11.15020.181



Гинекологическое зеркало

ПО КУСКО

Гинекологическое зеркало по Куско

– для девственниц
– из нержавеющей стали, матовое



длина створки ширина створки

a = 75 мм b = 17 мм REF 11.40100.001

Гинекологическое зеркало по Куско

– стандартное
– из нержавеющей стали, матовое



размер длина створки ширина створки

1	a = 75 мм	b = 32 мм	REF 11.40110.001
2	a = 85 мм	b = 35 мм	REF 11.40120.001
3	a = 100 мм	b = 37 мм	REF 11.40130.001

Гинекологическое зеркало по Куско

– швейцарская модель
– из нержавеющей стали, матовое



размер длина створки ширина створки

1	a = 90 мм	b = 23 - 25 мм	REF 11.40210.001
2	a = 100 мм	b = 25 - 27 мм	REF 11.40220.001
3	a = 110 мм	b = 27 - 30 мм	REF 11.40230.001




Ларингеальное зеркало

С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Ларингеальное зеркало

металлическое



упак. единица = 5 шт.

размер

00	Ø 8 мм	REF 11.30100.081
0	Ø 10 мм	REF 11.30100.101
1	Ø 12 мм	REF 11.30100.121
2	Ø 14 мм	REF 11.30100.141
3	Ø 16 мм	REF 11.30100.161
4	Ø 18 мм	REF 11.30100.181

размер

5	Ø 20 мм	REF 11.30100.201
6	Ø 22 мм	REF 11.30100.221
7	Ø 24 мм	REF 11.30100.241
8	Ø 26 мм	REF 11.30100.261
9	Ø 28 мм	REF 11.30100.281
10	Ø 30 мм	REF 11.30100.301

Держатель с винтовым замком

– для ларингеального зеркала, металлический
– упак. единица = 5 шт.



для REF 11.30100.081 - 11.30100.301

REF 11.30200.001



© KaWe | 2023

Торговый посредник

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany

Fon: +49 7141 68 188 - 0
Fax: +49 7141 68 188 - 11
info@kawemed.de