

competence in medical technology  
worldwide  
since 1890



## МИНИ-КАТАЛОГ 2023 ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



# KaWe - KIRCHNER & WILHELM


ТРАДИЦИЯ С 1890 года

В 2018 году, после почти полутора лет строительства, компания KaWe – KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG торжественно открыла долгожданный центр логистики и производства. Ещё в 2012 году компания KaWe приобрела в собственность земельный участок, расположенный по соседству. По окончании длительной фазы планирования и утверждения, в январе 2017 года началось строительство. Спустя девять месяцев был осуществлён первый этап переезда в складские помещения вместимостью приблизительно на 1000 грузомест. Кроме того в многоэтажном здании общей площадью в 3000 м<sup>2</sup> расположены дополнительные офисные и производственные помещения.

Новые помещения оснащены ресурсосберегающей современной светодиодной технологией освещения и теплоизоляционным остеклением. Система соединения существующего здания с новым обеспечивает более эффективную и экономичную работу логистики и производства.



Президент компании Регина Кирхнер-Готтшальк с оптимизмом смотрит в будущее и смело заявляет: «Благодаря нашему новому складскому и логистическому центру и увеличению производственной мощности мы будем и в будущем хорошо подготовлены к постоянно растущим запросам».



## ХОРОШЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА СТАНОВИТСЯ ВИДИМЫМ

С целью сделать стетоскопы KaWe превосходного качества не только слышимыми, но также измеримыми и видимыми, мы в течение двух последних лет тесно сотрудничали с Ульмским университетом прикладных наук и разработали уникальный метод измерения, который позволяет проводить частотный тест всех стетоскопов.

Восприятие слуха - чрезвычайно сложное взаимодействие звуковых волн, звукового давления, типа шума и частотного диапазона.

Во время аускультации на слух также сильно влияют физиологические факторы, такие как кожа и другие ткани человека. По этой причине во время разработки особое внимание уделялось не только определению чисто акустических показателей, но, прежде всего, учету анатомических условий при аускультации.

Кроме того, был применён стандарт EN ISO 266, который имеет важное значение для проведения акустических испытаний.



Эти чрезвычайно сложные факторы были приняты во внимание в процессе проектирования наших стетоскопов, что дало возможность, ориентируясь на практику, максимально точно предоставить их акустические характеристики. Результаты этой уникальной во всем мире методики измерений нашли свое отражение в разработке и усовершенствовании наших стетоскопов.

Вы можете скачать сертификаты измерений на нашем сайте:



 SCAN ME

## KaWe MedCenter 5000



Высококачественная электроника для индивидуального использования в клинической и частной практике

## НАСТЕННАЯ СТАНЦИЯ



# KaWe ОТОСКОПЫ



Превосходная видимость для  
правильной диагностики

Системы освещения: стандарт, фиброоптика ксенон,  
фиброоптика LED



# ■ ■ ■ KaWe ОФТАЛЬМОСКОПЫ



Точное и бестеневое освещение

Системы освещения: вакуум, ксенон-галоген, LED



Выбор цвета



# ■ ■ ■ KaWe ДЕРМАТОСКОПЫ



Для своевременной диагностики  
заболеваний кожи

Системы освещения: вакуум, ксенон, LED

KaWe EUROLIGHT



KaWe PICCOLIGHT



# KaWe ЛАРИНГОСКОПЫ



Одно-  
разовая  
рукоятка  
F.O.



F.O.



C

Системы освещения: стандарт,  
фиброоптика ксенон, фиброоптика  
LED



F.O.



C



Одноразовый клинок F.O.



# KaWe SwiSto3

НАБОР ДЛЯ ИОНТОФОРЕЗА

Для дома и кабинета  
врача



Постоянный или  
пульсирующий ток

2В1



Более 20-ти лет опыта работы в  
области ионтофореза

# KaWe ТОНОМЕТРЫ




Тонометры для измерения  
артериального давления



A1

A3



# KaWe СТЕТОСКОПЫ

Prestige



Превосходные акустические  
свойства

хорошо

превосходно

Prestige line

больное сердце (16-2000 Гц)

шумы в сосудах (100-2000 Гц)

измерение артериального давления (100-2000 Гц)

шумы в лёгких (100-2000 Гц)

шумы в кишечнике (16-1000 Гц)



установка рабочего  
положения



Standard-Prestige  
Ø 47 mm



Child-Prestige  
Ø 35 mm



Baby-Prestige  
Ø 28,5 mm

Выбор цвета



# ■ ■ ■ KaWe НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МОЛОТОЧКИ



Широкий ассортимент  
неврологических молоточков

Выбор цвета



# ■ ■ ■ KaWe КАМЕРТОНЫ



Калиброванные камертоны



# МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ





Для повседневного пользования  
в медицинских учреждениях

# KaWe MASTERLIGHT



Отличное освещение,  
с регулировкой яркости света/  
с фокусировкой





**LED**

# ■ ■ ■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Для медицинского персонала  
на каждый день



# РАЗНОЕ

Cliplight LED и med.lux LED пригодны для осмотра глаз (DIN EN 62471).

LED

Фонарики  
диагностические



Ростомер KaWe PERSON-CHECK


Для лёгкого и быстрого  
измерения роста  
человека



DIALIGHT XL, найт  
с ксеноновой лампой 2,5 В

## НОВИНКА!

Фонарик диагностический,  
**med.lux**  
светодиодный



Фонарик диагностический,  
**Cliplight**  
светодиодный



Фонарик диагностический,  
белый, металлический

# РАЗНОЕ



Налобный осветитель  
KaWe HiLight LED H-800



Эргономичный и современный дизайн со светодиодной технологией.

# KOHTAKT

---

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG  
Medizintechnik  
Eberhardstraße 56 | DE-71679 Asperg

 +49 7141 68188-0

 +49 7141 68188-11

 info@kawemed.de

[www.kawemed.com](http://www.kawemed.com)

© Copyright 2023 by KaWe. Printed in Germany.  
QM-PP-0003H / B-50007 / 2023-03  
Technische Änderungen vorbehalten. | Subject to technical modifications.

Все продукты KaWe вы найдете  
в нашем основном каталоге:

